

# Produktinformation

Nyt produkt |  Erstatte produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

## STAR USB C opladningskabel til Sentinel

Som med det meste elektroniske udstyr anbefales det, at det originale strøm-kabel benyttes til Sentinel. Derfor har vi tilføjet USB C lade-kabel til Sentinel på den dertilhørende reservedelsliste.

USB C lade-kabler skal håndteres forsigtigt for at sikre en lang levetid. Dette inkluderer ikke at bøje kablet hårdt eller bruge det til at oplade enheden (Sentinel), mens det stadig er viklet ind i emballagen.



Sentinel USB C opladningskabel.

Varenavn	Beskrivelse	Varenr.
Star USB C opladningskabel	Til Sentinel	KA0024
<b>Gælder fra</b>		Uge 25 2024