


Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår

R82 Flamingo – Sædereduktion (dybde)

På Flamingo sæderne størrelse 2, 3 og 4 er der nu mulighed for at reducere sædedybden vha. et sæt plader til ryggen. Hvert sæt består af tre blå Plastazote skumplader, der muliggør en reduktion af sædedybden på hhv. 12, 24, 32 eller 44 mm. Pladerne stables ganske enkelt i den ønskede kombination, alt efter hvilken afstand sædedybden skal reduceres til.



Nyhed

R82 Flamingo – Sædereduktion (dybde).



Nyhed

R82 Flamingo – Sædereduktion (dybde).

Produktnavn ny vare	Beskrivelse	Varenr.
Sædereduktion, Flamingo str. 2	reducerer sædedybden 12, 24, 32 eller 44 mm.	31880172-44
Sædereduktion, Flamingo str. 3	reducerer sædedybden 12, 24, 32 eller 44 mm.	31880173-44
Sædereduktion, Flamingo str. 4	reducerer sædedybden 12, 24, 32 eller 44 mm.	31880174-44
Gælder fra		Uge 25, 2024