



Ki Catalyst 5

Ein leistungsstarker und sehr leichter Faltrollstuhl

Die beste Wahl hinsichtlich **Faltbarkeit** und **leichter Mobilität**.

Der Catalyst 5 setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Gewicht, Leistung, Haltbarkeit und Funktionalität. Als hochleistungsfähiger, ultraleichter Faltrollstuhl ist er für eine Reihe von Nutzern konzipiert, von aktiven bis hin zu solchen mit komplexeren Bedürfnissen. Der Catalyst 5 ist zuverlässig und ermöglicht gleichzeitig mühelose Anpassungen und Veränderungen - er unterstützt Sie den ganzen Tag über, egal, was der Tag bringt.



Insgesamt mit nur 10,16 cm gefaltet

Gewicht	5,81 kg*	Einstellung des Schwerpunkts	1,27 - 7,62 cm
Sitzbreite	36 - 56 cm	Oberer Rahmen, Rohrgröße	2,54 cm
Sitztiefe	36 - 51 cm	Unterer Rahmen, Rohrgröße	2,86 cm
Sitzhöhe vorne	34 - 53 cm	Max. Belastbarkeit	136 kg
Sitzhöhe hinten	29 - 50 cm	ISO 7176-19	Ja

*Die Berechnung basiert auf: 16" x 16" Rahmen, 5" x 1" Poly-Rollen, wegschwenkbare Armauflagen. Fußstütze und hintere Räder entfernt.

Power X-Hinge

Power X-Hinge ist eine patentierte Eigenschaft, die für Stabilität sorgt und gleichzeitig ein müheloses Auf- und Zusammenfallen ermöglicht.

Rahmendesign

Das Rahmendesign sorgt für unübertroffene Stabilität bei einem Faltrahmen. Egal, wie oft Sie Ihren Catalyst benutzen, der Rahmen bleibt so stabil wie am ersten Tag.



Einstellbarkeit leicht gemacht

Der Catalyst 5 bietet eine große Auswahl an erreichbaren Positionen, Konfigurationen, Einfachheit mit einem Werkzeug (CG) und Liebe zum Detail.

Duale Kreuzstrebe

Die duale Kreuzstrebe erzeugt einen Rahmen, der zusammenhält und die Bewegung von vorne nach hinten minimiert, um ein stabileres und reaktionsfreudigeres Fahrverhalten zu ermöglichen.

Wegschwenkbare Streben

Die Streben bieten Einfachheit, Stabilität und die Möglichkeit, sie in jedem beliebigen Winkel anzubringen und abzunehmen. Der konische Eingriff hält die Fußstützen stabil in Position und verhindert ungewollte Bewegungen.



01. September 2024

Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

- +49 2366 5006-0
- info@etac.de
- www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities