



Ki Little Wave Flip

Ein Kinderrollstuhl für die nächste Generation


Ki Little Wave Flip

Die erste pädiatrische Kipplösung, die eher wie ein Kinderwagen aussieht, aber über die Technologie eines Rollstuhls verfügt.

Machen Sie das Gewöhnliche zum Kinderspiel. So einzigartig wie Ihr Kind.

Gestaltet für die nächste Generation

Wenn der adaptive Kinderwagen eines Kindes seinen individuellen Sitz- und Positionierungsanforderungen nicht mehr gerecht wird, ist Little Wave Flip die Lösung. Eine pädiatrische Kipplösung, die wie ein Kinderwagen aussieht, aber die Technologie eines Rollstuhls bietet.



Leicht faltbar und zu transportieren.

Der Little Wave Flip integriert Designelemente von Kinderwagen in die Robustheit eines Rollstuhls. Nur weil es ein Rollstuhl ist, muss er nicht unbedingt wie einer aussehen. Von seinem flachen Faltdesign bis hin zur Verwendung der TAPER LOK-Technologie ist der Flip einfach der fortschrittlichste Kinderkipper, der heute erhältlich ist.



Erweitern Sie den Horizont Ihrer Kinder

Das Kindersitzsystem R82 x:panda Shape ist so konzipiert, dass es sich mit der Entwicklung Ihres Kindes anpasst. In Kombination mit der Little Wave Flip Basis fördert die Kombination Unabhängigkeit und aktive Teilnahme, um die Abenteuer des Lebens voll und ganz zu genießen. Die LW Flip Basis bietet dieselben Vorteile wie LW Flip mit der zusätzlichen Adapterplatte, die das Hinzufügen und Entfernen des x:panda Shape Sitzes vereinfacht. Beide Einheiten ermöglichen Wachstum und Anpassungen, sodass die Kombination das perfekte Paar für Ihr heranwachsendes Kind ist.

Eigenschaften



Nur weil es ein Rollstuhl ist, muss er nicht unbedingt wie einer aussehen. Von seinem flachen Faltdesign bis hin zur Verwendung der TAPER LOK-Technologie ist der Flip einfach der fortschrittlichste Kinderkipper, der heute erhältlich ist.



Der Flip bietet ein neues Paradigma in Sachen Einstellbarkeit. Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzbreite ließen sich noch nie so einfach ändern, und das mit weniger Teilen als bei jedem anderen Stuhl.




Durch Anheben des Drehpunkts der Klapplehne haben wir die Möglichkeit geschaffen, im zusammengeklappten Zustand mehr Sitzplätze auf dem Stuhl zu lassen.



Kinder sind klein, aber ihre Persönlichkeit kann überlebensgroß sein. Lassen Sie sie sich mit der Auswahl von Rahmen- und Radfarben und Designer-Speichenschützern ausdrücken. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und wählen Sie aus über 2000 Farbkombinationen!


Optionen



Schiebegriff
Gerade.




Kippschutz



Fußplatte
Hohe Montage, winkelverstellbar, klappbar.



Fußplatte
Winkelverstellbar.



Überdachung
Schützt den Benutzer vor schädlichen Sonnenstrahlen oder wenn der Himmel dunkel und grau ist.



Schutzblech
Verstellbares Aluminium-Schutzblech mit Schaumstoffpolster.



Farbige Räder
Unser 5-Speichen-Verbundrad, jetzt in den Größen 20 und 22 Zoll in verschiedenen Farben erhältlich



Personalisierung mit Farbe

Besuchen Sie www.etac.de für weitere Optionen und Zubehör.

Spezifikationen

Little Wave Flip

Transportgewicht:	9,6 kg
Sitzbreite:	254 - 457,2 mm
Sitztiefe:	304,8 - 508 mm
Sitzwinkel:	0° - 45°
Größe der Rohre:	25,4 mm
Max. Belastbarkeit:	75 kg
WC-19 Transit:	Ja

Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities