



R82[®] 

R82 Floor Frame

Der leichte und mobile Hochstuhl und Bodensitz für unsere kleinsten Nutzer

R82 Floor Frame

Der Floor Frame ist ein kleines, flexibles Untergestell für unsere kleinsten x:panda Sitze. Er lässt sich kinderleicht umbauen und mit auf Reisen nehmen. Mit seinen langen Beinen wird er zum Hochstuhl, perfekt für den Esstisch. Mit den kurzen Beinen, die im Lieferumfang bereits enthalten sind, kann der Sitz auf dem Boden platziert werden, ideal zum Spielen. Kurz mal ausruhen? Geht ebenfalls, dank der integrierten Sitzwinkelverstellung.

Details

Sitze

Es können verschiedene Sitze und umfangreiches Zubehör montiert werden, um den Bedürfnissen und der Entwicklung Ihres Kindes gerecht zu werden und mit ihm zu wachsen.

Adapter

Mit ihm können unsere Sitze schnell und ohne Werkzeug mit dem Gestell verbunden und wieder getrennt werden.

Winkelverstellung

Ermöglicht eine aufrechte oder nach hinten geneigte Sitzposition, um die Aktivität zu fördern und ein entspanntes Sitzen zu gewährleisten. Die Neigungsverstellung ist nur beim Bodensitz möglich.

Runde Kappen

Rutschfest und standsicher in allen Positionen.

Schnellverschluss

Die Beine können ohne Werkzeug umgesteckt werden, um den Sitz auf Tisch- oder Bodenhöhe zu bringen.



Eigenschaften



Leicht und kompakt

Der Floor Frame ist leicht, kann flach zusammengelegt werden und ist auch während der Nutzung äußerst kompakt. Mit dem integrierten Tragegriff können Sie ihn überallhin mitnehmen. Das Gestell wiegt (ohne Sitz) nur 3 kg.



Sitzhöhereinstellung

Die Sitzhöhe kann auf die individuelle Beinlänge des Kindes und völlig flach eingestellt werden, so dass es mit anderen Kindern auf dem Boden spielen kann.



Hochstuhl/Bodensitz

Der Floor Frame wird mit einer 2-in-1-Funktion geliefert: den kurzen und langen Beinen. Durch einfaches Umstecken bauen Sie den Stuhl ohne Werkzeug in einen Bodensitz oder Hochstuhl um.




Sitzneigungsverstellung

Dank der integrierten Winkelverstellung der Beine kann der Sitz in der Neigung verstellt werden, je nachdem, ob das Kind aktiv sein oder eine Ruhepause einlegen möchte.

Geeignete Sitze



x:panda shape Infant



x:panda shape Gr. 1



x:panda Gr. 1

Alternatives Untergestell



x:panda shape Infant mit High-Low:xo Zimmergestell

Zubehör und Optionen



- 1 Fußbrett Wombat
- 2 Fußbrett, gepolstert
- 3 Griff (am Rücken)
- 4 Armlehnen/Beckenpelotten
- 5 Kopfstütze, anatomisch, klein
- 6 T-Sitzhose
- 7 4-Punkt-Beckengurt

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Preisliste oder auf unserer Website.



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities