

DE | Gültig ab: 15.07.2024

Bestell-/Preisliste R82 x:panda shape Infant TS

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen



Kommission:



R82 x:panda shape Infant TS | Gr. 1

Grundmodell enthält:

- Sitzeinheit, mitwachsend in:
Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe
- Fußauflage, tiefenverstellbar (Langsitz)
- Stufenlose Rückenwinkelverstellung
- Kopfstützenaufnahme
- Polster/Bezug, abnehmbar, waschbar
- Integrierte Oberarmführungen
- Zimmeruntergestell mit stufenloser Höhenverstellung per Fußpedal, Neigungsverstellung am Sitz
- 75 mm Lenkrollen, 4-fach gebremst
- Fix-Lock-Schnallen für Rumpf- und Beckengurte
- Fußplatte mit Haltestange, Knie- und Fußwinkelverstellung



HMV-Nummer: **in Beantragung**

Maße

Maße	Infant TS, Größe 1
Sitzbreite (A)	220 mm
Sitztiefe (B)	120–160 mm
Gesamtbreite (G)	240 mm
Rückenhöhe (C)	270–360 mm
Rückenwinkel (a)	-10° – 30°
Max. Nutzergewicht	35 kg
Max. Nutzergewicht beim Transport im Auto	35 kg
Gewicht, Grundmodell	6 kg

Maße

Maße	Zimmeruntergestell
Länge	655 mm
Breite	560 mm
Sitzhöhe	170–590 mm
Kantelung	(-10°) – 30°
Max. Belastung	70 kg
Gewicht, Grundmodell	13,0 kg

Weitere Maße finden Sie auf unserer Website.

Version: 20240715

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

Tel.: +49(0)2366 5006-0
Fax: +49(0)2366 5006-282
R82@etac.de
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Grundmodell



x:panda shape Infant TS
inkl. High-Low:xo Zimmergestell Größe 1

1 DEInfantXXX 2.849,00

*Polsterfarbe: Pink = 10 Blau = 20
 Schwarz, abwischbar = 70 - **Aufpreis!** 120,00



*Rahmenfarbe: Schwarz = 0 Weiß = 1

Zubehör: Rückenlehne



Handschraube für Rückenlehne (werkzeugfreie Höhenverstellung) eine Gr. 31905081 27,00



Dynamische Rückenlehne

Dynamische Rückenlehne mit dynamischer Feder, fixierbar 31905049-TS 320,00
Dynamische Rückenlehne mit einstellb. Vorspannung/Federweg, fixierbar 31905050-TS 450,00

Zubehör: Kopfstützen



Kopfstütze, Muschelform (B: 180, H: 130 mm) Stoffbezug, Schwarz mit Turtle-Halterung, Haltstange kurz 319921011-80 279,00

Kopfstützenbezug, abwischbar (B: 180, H: 130 mm) 319921000-70 65,00



Kopfstütze, Muschelform (B: 260, H: 160 mm) Stoffbezug, Schwarz mit 3D-Verstellung, Turtle-Halterung, Haltstange kurz 319921031-80 379,00

Kopfstützenbezug, abwischbar (B: 260, H: 160 mm) 319922000-70 65,00



Kopfstütze, anatomisch, klein, Stoffbezug, Schwarz mit Turtle-Halterung, Haltstange kurz 319923011-80 355,00



Kopfstütze, anatomisch, klein, Stoffbezug, Schwarz mit 3D-Verstellung, Turtle-Halterung, Haltstange kurz 319923031-80 455,00

Kopfstützenbezug, abwischbar, für Kopfstütze anatomisch klein 319923000-70 65,00



Schnellverschlüsse für Kopfstützen (werkzeuglose Verstellung)

Schnellverschlüsse zur Höhenverstellung der Kopfstütze eine Gr. 31905037 23,00

Schnellverschlüsse zur Tiefenverstellung der Kopfstütze (Set, 2 stk.) eine Gr. 31905034 47,00

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Zubehör: Seitenpelotten



Seitenpelotten fest, rechteckig (110 x 80 mm)
Seitenpelotten fest, quadratisch (110 x 100 mm)
Inkontinenzbezug für Seitenpelotten, fest, Paar

eine Gr. 31830101-XX 210,00
eine Gr. 31830104-XX 210,00
eine Gr. 31830001-70 50,00



Seitenpelotten mit integrierem Brustgurt, inkl. Bezug

eine Gr. 31905028-XX 255,00

Bitte Farbe (Stoff) wählen: Schwarz, abwischbar = 70 - **Aufpreis!** 30,00
Schwarz = 80

Zubehör: Armlehnen, Beckenpelotten, Tische und Aktivitätszentren



Armlehnen und Beckenpelotten für x:panda shape Infant (Set)
Separat voneinander multiverstellbar!

eine Gr. 31905021-XX 400,00

Bitte Farbe (Stoff) wählen: Schwarz, abwischbar = 70 Blau = 20 Pink = 10



Therapietisch mit Kante, Kunststoff, grau (440 x 340 mm)
Nur mit Armlehnen und Beckenpelotten verwendbar!

eine Gr. 31905067-00 245,00



Beckenpelotten, breitenverstellbar, mit integrierter Armauflage und Polster

eine Gr. 31905047-XX 200,00

Bitte Farbe (Stoff) wählen: Schwarz, abwischbar = 70 Blau = 20 Pink = 10

Zubehör: Westen und Gurte

Rumpfunterstützung



Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz

XS 3185705-XS 271,00



Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz

XS 3185720-XS 271,00

Beckenunterstützung



4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz

XS 3185725-XS 164,00



T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz

XS 3185735-XS 271,00

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Schwarz	XS	3189108-1	310,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör: Untergestell				
	Fußplatte, gepolstert (B: 260 mm x T: 150 mm)	eine Gr.	3189128	468,00 <input type="checkbox"/>
	Halterung für Fußplatte, für erhöhte Montage	eine Gr.	3185135	96,00 <input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 100 mm, Set, 4 Stk.	eine Gr.	31890017	318,00 <input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 125 mm, Set, 4 Stk.	eine Gr.	31890018	352,00 <input type="checkbox"/>
	Vorderräder mit Richtungsfeststeller (Lenkstopper), Set (2 Stück) <i>Nur in Verbindung mit 100 mm Lenkrollen!</i>	eine Gr.	3189592-KIT	257,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Handbetrieb (Set) – für Zimmergestell <i>Nur für 100 mm Rollen!</i>	1	31890011-1	399,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (Gas, elektrisch) <i>Nur für 100 mm Rollen, inkl. Ankipphilfe!</i>	1	31890012-1	526,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:zo Zimmergestell <i>Nur mit 75 und 100 mm Lenkrollen!</i>	eine Gr.	31890007	157,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe	eine Gr.	31890025	93,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, fest, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890009-04	174,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, standard	eine Gr.	318910555	283,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, groß, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890010-04	441,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler