

DE | Gültig ab: 15.07.2024

Bestell-/Preisliste R82 x:panda shape TS

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen

Kommission:



 Advanced Seating

 Simple Seating

## R82 x:panda shape TS | Gr. 1

### Grundmodell (SET) enthält:

- Sitzeinheit, mitwachsend in:  
Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe
- Schnellverschluss für oberen Rücken (abnehmbar)
- Durchgehendes Fußbrett mit Haltestange
- Armlehnen (Paar)
- Stufenlose Rückenwinkelverstellung
- Kopfstützenaufnahme
- Poster/Bezug, abnehmbar, waschbar
- Zimmeruntergestell mit stufenloser Neigungs- und Höhenverstellung, 75 mm Lenkrollen, alle 4 gebremst, inkl. Lenkstopp
- Fix-Lock-Schnallen für Rumpf- und Beckengurte




220–500 mm

120–550 mm

270–690 mm

max. 90 kg


**HMV-Nummer: in Beantragung**

### Maße

### Größe 1

Sitzbreite, ohne Beckenpelotten (A)	220–300 mm
Sitztiefe, mit Beckenpelotten (B)	160–320 mm
Gesamtbreite, mit Hüftpelotten (G)	300/400/500 mm
Rückenhöhe (C)	280–370/320–420/360–470 mm
Rückenwinkel (a)	-10° – 30°
Max. Nutzergewicht	35 kg
Max. Nutzergewicht beim Transport im Auto	35 kg
Gewicht, Grundmodell	6,5 kg

Weitere Maße finden Sie auf unserer Website.


Version: 20240715

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH  
Industriestraße 13  
45699 Herten  
Deutschland

Tel.: +49(0)2366 5006-0  
Fax: +49(0)2366 5006-282  
R82@etac.de  
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
Bank: Nordea Bank Finnland  
BIC/SWIFT: NDEAFIHH  
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE   Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Grundmodell</b>				
	<b>x:panda shape TS GröÙe 1</b> inkl. High-Low: xo Zimmergestell GröÙe 1, Gasdruckfeder* <input type="checkbox"/> Sitzbreite: 25 cm, Sitztiefe 16–26 cm <input type="checkbox"/> Sitzbreite: 30 cm, Sitztiefe 16–26 cm *Rahmenfarbe: <input type="checkbox"/> Schwarz X = 0 <input type="checkbox"/> Weiß X = 1 *Bezugsfarbe: <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Grau	1	DEShape1XXXX*	2.590,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Sitzkissen, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Sitzbreite 25 cm	1	31901301-70	100,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Sitzkissen, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Sitzbreite 25 cm	1	31901302-70	100,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Rücken-Set Gr. 1 für x:panda shape Gr. 1</b> inkl. Oberer Rücken, abnehmbar (Schnellverschluss) H: 18 cm, gesamt: 31–41 cm, breiteneinstellbar 22/26 cm, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster 18 x 22 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 18 x 26 cm *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot = 50 <input type="checkbox"/> Grau = 60 <input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>	1	DERücken11	400,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Rücken-Set Gr. 2 für x:panda shape Gr. 1</b> inkl. Oberer Rücken, abnehmbar (Schnellverschluss) H: 22 cm, gesamt: 35–47 cm, breiteneinstellbar 22/26 cm, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster 22 x 22 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 22 x 26 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 22 x 30 cm *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot = 50 <input type="checkbox"/> Grau = 60 <input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>	1	DERücken12	400,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Rücken-Set Gr. 3 für x:panda shape Gr. 1</b> inkl. Oberer Rücken, abnehmbar (Schnellverschluss) H: 27cm, gesamt: 40–52 cm, breiteneinstellbar 26/30 cm, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster 27 x 26 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 27 x 30 cm *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot = 50 <input type="checkbox"/> Grau = 60 <input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>	1	DERücken13	400,00 <input type="checkbox"/>









Zubehör:  für Simple Seating  für Advanced Seating  für alle Modelle

**Zubehör: Rückenlehne**



Handschraube für Rückenlehne (werkzeugfreie Höhenverstellung) eine Gr. 31905081 27,00

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	<b>Dynamische Rückenlehne mit stufenloser Rückenwinkelverstellung</b>			
	Dynamische Rückenlehne mit dynamischer Feder, fixierbar	1	31905049-TS	320,00 <input type="checkbox"/>
	Dynamische Rückenlehne mit einstellb. Vorspannung/Federweg, fixierbar	1	31905050-TS	450,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Therapie-Kit inkl. Distanzstück-Halterung und Polster inkl. Bezug</b>			
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 22 x 5,5 cm (Set)	1	DeThera1	240,00 <input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 26 x 5,5 cm (Set)	1	DeThera2	240,00 <input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 30 x 5,5 cm (Set)	1	DeThera3	240,00 <input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 38 x 5,5 cm (Set)	1	DeThera4	240,00 <input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 42 x 5,5 cm (Set)	1	DeThera5	240,00 <input type="checkbox"/>
<b>Zubehör: Advanced Seating</b>				
	Advanced Seating Set Gr. 1 – Sitzbreite 22 cm	1	DeAdv122	100,00 <input type="checkbox"/>
	Advanced Seating Set Gr. 1 – Sitzbreite 26 cm	1	DeAdv126	100,00 <input type="checkbox"/>
	Advanced Seating Set Gr. 1 – Sitzbreite 30 cm	1	DeAdv130	100,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Tuberkante (Sitzmulde) tiefenverstellbar (nur für Advanced Seating)</b>			
	Tuberkante für Gr. 1, kurz (B: 11,5, L: 7-11, H: 2 cm)	1	31905052	110,00 <input type="checkbox"/>
	Tuberkante für Gr. 1, mittel (B: 13,5, L: 11-17,5, H: 3 cm)	1	31905053	110,00 <input type="checkbox"/>
	Tuberkante für Gr. 1, lang (B: 13,5, L: 12-20, H: 4,5 cm)	1	31905054	110,00 <input type="checkbox"/>
<b>Zubehör: Abduktion und Adduktion – Advanced Seating</b>				
	<b>Innere Kniepelotten für x:panda shape TS Advanced</b>			
	Innere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 1 (Set)	1	31905001-XX	220,00 <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Schwarz = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			40,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Äußere Kniepelotten für x:panda shape TS Advanced</b>			
	Äußere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 1 (Set)	1	31905008-XX	220,00 <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Schwarz = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			40,00 <input type="checkbox"/>
<b>Zubehör: Abduktion und Adduktion – Advanced Seating</b>				
	<b>Abduktionskeil mit Quick Release, tiefenverstellbar und abnehmbar</b>			
	Abduktionskeil inkl. Bezug für Gr. 1 (B: 6 H: 19 L: 16 cm)	1	31905077-80	260,00 <input type="checkbox"/>
<b>Zubehör: Abduktion und Adduktion – Simple Seating (Set)</b>				
	Simple Seating Abduktionskeil – Set Gr. 1 Sitzbreite 25 cm	1	DEAbd125	260,00 <input type="checkbox"/>
	Simple Seating Abduktionskeil – Set Gr. 1 Sitzbreite 30 cm	1	DEAbd130	260,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

**Zubehör: Abduktion und Adduktion – Simple Seating**



**Äußere Beinführungen für x:panda shape TS**

Äußere Beinführungen inkl. Bezug für Gr. 1 (Set)

1 31905005-XX 220,00

Schwarz = 80

ohne MP

Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

40,00

**Zubehör: Armlehnen**

Armlehnenpolster inkl. Bezug (B: 7,5 x L: 26 cm) für Gr. 1

1 31905113-XX 120,00

Schwarz = 80

ohne MP

Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

30,00



**Halterung für Kommunikationshilfe, an der Armlehne montiert**

Halterung für Kommunikationshilfe – für Armlehnen Gr. 1

1 31905033-1 99,00



**Halterung für Handbedienteil zur elektrischen Höhenverstellung**

Halterung für Handbedienteil – für Armlehnen Gr. 1

1 31905030-1 79,00



Feste Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 14, H: 18 cm

1 31905017-XX 290,00

Einstellbare Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 14, H: 18 cm

1 31905019-XX 450,00


Schwarz = 80

ohne MP

Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

70,00

**Zubehör: Becken- und Hüftpelotten**



**Breitenverstellbare Beckenpelotten inkl. Bezug, hinten montiert**

Breitenverstellbare Beckenpelotten für Gr. 1 (L: 10, H: 11 cm)

1 31905041-XX 340,00

Schwarz = 80

ohne MP

Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

30,00



**Breitenverstellbare Hüftpelotten inkl. Bezug, seitlich montiert**

Breitenverstellbare Hüftpelotten für Gr. 1 (L: 10, H: 11 cm)

1 31905044-XX 310,00

Schwarz = 80

ohne MP

Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

30,00

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

 **Zubehör: Seitenpelotten (Rückenbreite kann bis zu 50 mm verringert werden)**
**Typ**

Fest  
Abschwenkbar  
Abschwenk-/Winkelverstellbar 3D

3183XXXX-XX		
01	—	210,00 <input type="checkbox"/>
02	—	370,00 <input type="checkbox"/>
03	—	450,00 <input type="checkbox"/>

**Form**

Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 11 x H: 8 cm)  
Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 15 x H: 9 cm)  
Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 19 x H: 9 cm)  
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 11 x H: 10 cm)  
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 13 x H: 13 cm)  
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 15 x H: 16 cm)  
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 17 x H: 20 cm)

01	—	ohne MP <input type="checkbox"/>
02	—	ohne MP <input type="checkbox"/>
03	—	60,00 <input type="checkbox"/>
04	—	ohne MP <input type="checkbox"/>
05	—	ohne MP <input type="checkbox"/>
06	—	70,00 <input type="checkbox"/>
07	—	80,00 <input type="checkbox"/>

**Bezug und Farbe**

Schwarz  
Schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

80	—	ohne MP <input type="checkbox"/>
70	—	50,00 <input type="checkbox"/>

 **Zubehör: Kopfstützen – alle inkl. Horizontalverstellung und Bezug**
**Typ**

Kopfstütze, gebogen (B: 18, H: 13 cm)  
Kopfstütze, gebogen (B: 26, H: 26 cm)  
Kopfstütze, anatomisch, klein  
Kopfstütze, anatomisch, mittel  
Kopfstütze, anatomisch, groß

3199XX0XX-XX		
21	—	279,00 <input type="checkbox"/>
22	—	279,00 <input type="checkbox"/>
23	—	355,00 <input type="checkbox"/>
45	—	355,00 <input type="checkbox"/>
67	—	355,00 <input type="checkbox"/>

**Turtle-Halterung**

Standard (zwei Gelenke)  
Erweitert (drei Gelenke, erweiterte Tiefenverstellung)  
Standard mit 3D-Verstellung  
Erweitert mit 3D-Verstellung

1	—	ohne MP <input type="checkbox"/>
2	—	35,00 <input type="checkbox"/>
3	—	100,00 <input type="checkbox"/>
4	—	135,00 <input type="checkbox"/>

**Haltestange**

Haltestange, kurz, Höhenverstellbarkeit: 8 cm  
Haltestange, mittel, Höhenverstellbarkeit: 12 cm  
Haltestange, lang, Höhenverstellbarkeit: 16 cm

1	—	ohne MP <input type="checkbox"/>
2	—	ohne MP <input type="checkbox"/>
3	—	ohne MP <input type="checkbox"/>

**Bezug und Farbe**

Schwarz

80	—	ohne MP <input type="checkbox"/>
----	---	----------------------------------

Kopfstützenbezug, abwischbar, für oben konfigurierte Kopfstütze






auf Anfrage 65,00

**Handschraben (Schnellverstellung) für Kopfstütze**



Handschraben für die Höhenverstellung  
Handschraben für die Neigungsverstellung, standard (2 stk.)  
Handschraben für die Neigungsverstellung, erweitert (3 stk.)

eine Gr.	31905037	23,00 <input type="checkbox"/>
eine Gr.	31905034	46,00 <input type="checkbox"/>
eine Gr.	31905035	60,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319914023-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319923423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319945423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319967423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Stirnband-System, nur für anatomische Kopfstützen		3199500	525,00 <input type="checkbox"/>












**Zubehör: Tische und Aktivitätszentren**

	<b>Tisch mit Kante, Form 5, für Gr. 1</b>			
	Tisch mit Kante, Form 5, einzelne Haltestange, ABS grau	1	318910720-1	321,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch mit Kante, Form 5, doppelte Haltestange, ABS grau*	1	318910725-1	477,00 <input type="checkbox"/>
	<i>*auch für Größe 2 mit den Breiten: 280, 320 und 360 mm</i>			
	<b>Tisch mit Kante, Form 8, für Gr. 1</b>			
	Tisch mit Kante, Form 8	eine Gr.	318976350	274,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Polsterungen für Tische</b>			
	Polsterung für Tisch, Form 5, oben und unten – für Tisch Gr. 1	1	318910725-10	477,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterung für Tisch, Form 5, unten – für Tisch Gr. 1	1	318910725-10B	180,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterung für Tisch, Form 5, oben – für Tisch Gr. 1	1	318910725-10T	317,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Therapiebügel</b>			
	Therapiebügel für Tisch, Form 5 und 6	eine Gr.	318910740	212,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Haltegriff für die Tische</b>			
	Haltegriff für Tisch, Form 5 und 6	eine Gr.	318910750	398,00 <input type="checkbox"/>

**Zubehör: Untergestell – Fußstützen**

	Wadenplatte für Haltestange einzeln	eine Gr.	3185131	244,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 1 für Wombat Fußplatte Gr. 1	1	3195145-1PAD	191,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR	
	Fußkasten Gr. 1 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 1 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	1	3195145-1BSET	475,00	<input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	1	3195145-20	98,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (7,5 x 17 cm)	1-2	3189143-1	491,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (9,5 x 21 cm)	1-2	3189143-2	491,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (11 x 23,5 cm)	3-4	3189143-3	491,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	15 cm	318910840-1	168,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	25 cm	318910840-2	168,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	31 cm	318910840-3	168,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt, erweiterte Halterung 16 cm	31 cm	318910841-3	180,00	<input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze - für High-Low:xo Gr. 1, 18 cm*	1	318910851-1	519,00	<input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze - für High-Low:xo Gr. 1, 31 cm*	2	318910851-2	519,00	<input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze - für High-Low:xo Gr. 1, 35 cm*	3	318910851-3	519,00	<input type="checkbox"/>
	*Fußplatte: 20 x 12 cm				
	Adapter zur Breitenverlängerung für multieinstellbare Fußstütze	eine Gr.	318910855	64,00	<input type="checkbox"/>
	Wadenplatten, einstellbar Für multieinstellbare Fußstütze!	eine Gr.	3189162	567,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>Zubehör: Untergestell</b>					
	Elektrische Höhenverstellung (inkl. Akku und Handbedienteil)	1	31890006-1	950,00	<input type="checkbox"/>
	Extra Gasdruckfeder, zur Unterstützung der Höhenverstellung Empfohlen bei einer Belastung (Sitz + Nutzer) über 50 kg	eine Gr.	31890003	79,00	<input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 100 mm, Set, 4 Stk.	eine Gr.	31890017	318,00	<input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 125 mm, Set, 4 Stk.	eine Gr.	31890018	352,00	<input type="checkbox"/>
	Vorderräder mit Richtungsfeststeller (Lenkstop), Set (2 Stk.) vorne Nur in Verbindung mit 100 mm Lenkrollen!	eine Gr.	3189592-KIT	257,00	<input type="checkbox"/>
	Lenkrollen, 100 mm, (2 Stk.) hinten	eine Gr.	313006938 (2x)	159,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Zentralbremse, Handbetrieb (Set) – für Zimmergestell <i>Nur für 100 mm Rollen!</i>	1	31890011-1	362,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (Gas, elektrisch) <i>Nur für 100 mm Rollen, inkl. Ankipphilfe!</i>	1	31890012-1	468,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:xx Zimmergestell für 75 + 100 mm Lenkrollen	1	31890007	157,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:xx Zimmergestell für 125 mm Lenkrollen	1	31890007-1	218,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe	eine Gr.	31890025	93,00 <input type="checkbox"/>
	Sperre für Höhenverstellung – für Gr. 1 <i>Nur für Modelle mit Fußpedal!</i>	eine Gr.	31890024	55,00 <input type="checkbox"/>
	Neigungsverstellung am Schiebebügel, Zimmergestell	1	3189550-TILT	80,00 <input type="checkbox"/>
	Höhenverstellung am Schiebebügel (nur für Schiebebügel, am Rahmen montiert)	1	3189550-LIFT	90,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, fest, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890009-04	174,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, standard, am Rahmen montiert	eine Gr.	318910555	283,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, groß, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890010-04	441,00 <input type="checkbox"/>










**Zubehör: Westen und Gurte****Fix-Lock-Schnallen, hoch, Set**

Fix-Lock-Schnallen, hoch, Befestigung von Gurten, höher als Rückenante

eine Gr. 318910260 82,00 

Keine Haftung für Druckfehler



DE   Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Rumpfunterstützung</b>				
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185428-1	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185428-2	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185430-0	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185430-1	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	271,00 <input type="checkbox"/>
<b>Beckenunterstützung</b>				
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	164,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	135,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	M	3185427-240	182,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	L	3185427-340	182,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz <i>Mit 40mm/25mm Gurtband!</i>	XL	3185427-440	182,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	XS	3189108-1	310,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	S	3189108-2	310,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	M	3189108-3	310,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR



Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz  
 Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz

S	3189114-127	310,00	<input type="checkbox"/>
M	3189114-227	310,00	<input type="checkbox"/>

#### Fußunterstützung



Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar  
 Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar  
 Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar

XS	3185745-XS	202,00	<input type="checkbox"/>
M	3185745-M	202,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185745-XL	202,00	<input type="checkbox"/>



Handgelenksgurt, Stück  
 Handgelenksgurt, Stück  
 Handgelenksgurt, Stück  
 Handgelenksgurt, Stück

S	3185425-1	80,00	<input type="checkbox"/>
M	3185425-2	80,00	<input type="checkbox"/>
L	3185425-3	80,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185425-4	80,00	<input type="checkbox"/>

Wählen Sie die Seite:  links  rechts



Fußgurte mit Klappschnallen, Paar  
 Fußgurte mit Klett, Paar

eine Gr.	3185096	76,00	<input type="checkbox"/>
eine Gr.	3185102	76,00	<input type="checkbox"/>



Neopren Sandalen, klein, Paar (120 x 60 mm)  
 Neopren Sandalen, medium, Paar (140 x 70 mm)

S	3185696-1	132,00	<input type="checkbox"/>
M	3185696-2	132,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler