

DE | Gültig ab: 15.07.2024

Bestell-/Preisliste R82 x:panda shape TS

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:



 Advanced Seating

 Simple Seating

R82 x:panda shape TS | Gr. 2

Grundmodell enthält:

- Sitzeinheit, mitwachsend in: Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe
- Schnellverschluss für oberen Rücken (abnehmbar)
- Durchgehendes Fußbrett mit Haltestange
- Armlehnen (Paar)
- Stufenlose Rückenwinkelverstellung
- Kopfstützenaufnahme
- Poster/Bezug, abnehmbar, waschbar
- Zimmeruntergestell mit stufenloser Neigungs- und Höhenverstellung, 75 mm Lenkrollen, alle 4 gebremst, inkl. Lenkstopp
- Fix-Lock-Schnallen für Rumpf- und Beckengurte





220–500 mm

120–550 mm

270–690 mm

max. 90 kg


HMV-Nummer: in Beantragung

Maße

Größe 2

Sitzbreite, ohne Beckenpelotten (A)	280–400 mm
Sitztiefe, mit Beckenpelotten (B)	240–420 mm
Gesamtbreite, mit Hüftpelotten (G)	350/460/560/660 mm
Rückenhöhe (C)	340–440/380–490/430–560 mm
Rückenwinkel (a)	-10° – 30°
Max. Nutzergewicht	65 kg
Max. Nutzergewicht beim Transport im Auto	65 kg
Gewicht, Grundmodell	11 kg

Weitere Maße finden Sie auf unserer Website.



Version: 20240715

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

Tel.: +49(0)2366 5006-0
Fax: +49(0)2366 5006-282
R82@etac.de
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR	
Grundmodell					
	x:panda shape TS GröÙe 2 inkl. High-Low: xo Zimmergestell GröÙe 2, Gasdruckfeder* <input type="checkbox"/> Sitzbreite: 32 cm, Sitztiefe 24–36 cm <input type="checkbox"/> Sitzbreite: 40 cm, Sitztiefe 24–36 cm *Rahmenfarbe: <input type="checkbox"/> Schwarz X = 0 <input type="checkbox"/> Weiß X = 1 *Bezugsfarbe: <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Grau	2	DEShape2XXXX*	2.890,00 <input type="checkbox"/>	
	Bezug für Sitzkissen, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Sitzbreite 32 cm	2	31901305-70	100,00 <input type="checkbox"/>	
	Bezug für Sitzkissen, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Sitzbreite 40 cm	2	31901307-70	100,00 <input type="checkbox"/>	
	Rücken-Set Gr. 2 für x:panda shape Gr. 2 inkl. Oberer Rücken, abnehmbar (Schnellverschluss) H: 22 cm, gesamt: 35–47 cm, breiteneinstellbar 30/34 cm, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster 22 x 30 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 22 x 34 cm *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot = 50 <input type="checkbox"/> Grau = 60 <input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!	2	DERücken22	400,00 <input type="checkbox"/>	
	Rücken-Set Gr. 3 für x:panda shape Gr. 2 inkl. Oberer Rücken, abnehmbar (Schnellverschluss) H: 27 cm, gesamt: 40–52 cm, breiteneinstellbar 30/34 cm, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster 27 x 30 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 27 x 34 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 27 x 38 cm *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot = 50 <input type="checkbox"/> Grau = 60 <input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!	2	DERRücken32	400,00 <input type="checkbox"/>	
	Rücken-Set Gr. 4 für x:panda shape Gr. 2 inkl. Oberer Rücken, abnehmbar (Schnellverschluss) H: 34 cm, breiteneinstellbar 30/34/38/42 cm, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster 34 x 30 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 34 x 34 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 34 x 38 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 34 x 42 cm *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot = 50 <input type="checkbox"/> Grau = 60 <input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!	2	DERRücken42	400,00 <input type="checkbox"/>	
	Zubehör: <input checked="" type="checkbox"/> für Simple Seating <input checked="" type="checkbox"/> für Advanced Seating <input type="checkbox"/> für alle Modelle				
	<input type="checkbox"/> Zubehör: Rückenlehne				
		Handschraube für Rückenlehne (werkzeugfreie Höhenverstellung)	eine Gr.	31905081	27,00 <input type="checkbox"/>
	Keine Haftung für Druckfehler				

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR



Dynamische Rückenlehne mit stufenloser Rückenwinkelverstellung

Dynamische Rückenlehne mit dynamischer Feder, fixierbar	2	31905159-TS	320,00	<input type="checkbox"/>
Dynamische Rückenlehne mit einstellb. Vorspannung/Federweg, fixierbar	2	31905160-TS	450,00	<input type="checkbox"/>



Therapie-Kit inkl. Distanzstück-Halterung und Polster inkl. Bezug

Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 22 x 5,5 cm (Set)	2	DeThera1	240,00	<input type="checkbox"/>
Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 26 x 5,5 cm (Set)	2	DeThera2	240,00	<input type="checkbox"/>
Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 30 x 5,5 cm (Set)	2	DeThera3	240,00	<input type="checkbox"/>
Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 38 x 5,5 cm (Set)	2	DeThera4	240,00	<input type="checkbox"/>
Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 42 x 5,5 cm (Set)	2	DeThera5	240,00	<input type="checkbox"/>



Zubehör: Advanced Seating



Advanced Seating Set Gr. 2 – Sitzbreite 28 cm	2	DeAdv228	100,00	<input type="checkbox"/>
Advanced Seating Set Gr. 2 – Sitzbreite 32 cm	2	DeAdv232	100,00	<input type="checkbox"/>
Advanced Seating Set Gr. 2 – Sitzbreite 36 cm	2	DeAdv236	100,00	<input type="checkbox"/>
Advanced Seating Set Gr. 2 – Sitzbreite 40 cm	2	DeAdv240	100,00	<input type="checkbox"/>



Tuberkante (Sitzmulde) tiefenverstellbar (nur für Advanced Seating)

Tuberkante für Gr. 2, mittel (B: 15, L: 13–22, H: 3,5 cm)	2	31905055	135,00	<input type="checkbox"/>
Tuberkante für Gr. 2, lang (B: 15, L: 14–24, H: 5 cm)	2	31905056	135,00	<input type="checkbox"/>



Zubehör: Abduktion und Adduktion – Advanced Seating



Innere Kniepelotten für x:panda shape TS Advanced

Innere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 2 (Set)	2	31905002-XX	220,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schwarz = 80			ohne MP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			40,00	<input type="checkbox"/>



Äußere Kniepelotten für x:panda shape TS Advanced

Äußere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 2 (Set)	2	31905009-XX	240,00	<input type="checkbox"/>
Äußere Kniepelotten, klappbar, inkl. Bezug für Gr. 2 (Set)	2	31905010-XX	580,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schwarz = 80			ohne MP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			40,00	<input type="checkbox"/>



Zubehör: Abduktion und Adduktion – Advanced Seating



Abduktionskeil mit Qick Release, tiefenverstellbar und abnehmbar

Abduktionskeil inkl. Bezug für Gr. 2 (B: 6 H: 19 L: 16 cm)	2	31905082-XX	260,00	<input type="checkbox"/>
Abduktionskeil inkl. Bezug für Gr. 2 (B: 8 H: 23 L: 19 cm)	2	31905078-XX	310,00	<input type="checkbox"/>



Zubehör: Abduktion und Adduktion – Simple Seating (Set)



Simple Seating Abduktionskeil – Set Gr. 2 Sitzbreite 32 cm	2	DEAbd232	260,00	<input type="checkbox"/>
Simple Seating Abduktionskeil – Set Gr. 2 Sitzbreite 40 cm	2	DEAbd240	260,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR


Zubehör: Abduktion und Adduktion – Simple Seating

Äußere Beinführungen für x:panda shape TS

Äußere Beinführungen inkl. Bezug für Gr. 2 (Set)

 2 31905006-XX 220,00
 Schwarz = 80

 ohne MP
 Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

 40,00

Zubehör: Armlehnen

Armlehnenpolster inkl. Bezug (B: 75 x L: 310 mm) für Gr. 2

 2 31905115-xx 120,00
 Schwarz = 80

 ohne MP
 Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

 30,00

Halterung für Kommunikationshilfe, an der Armlehne montiert

Halterung für Kommunikationshilfe – für Armlehnen Gr. 2

 2 31905033-2 99,00

Halterung für Handbedienteil zur elektrischen Höhenverstellung

Halterung für Handbedienteil – für Armlehnen Gr. 2

 2 31905030-2 79,00


Feste Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 14, H: 18 cm

 2 31905017-XX 290,00

Feste Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 19, H: 27 cm

 2 31905018-XX 380,00

Einstellbare Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 14, H: 18 cm


 2 31905019-XX 450,00

Einstellbare Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 19, H: 27 cm

 2 31905020-XX 535,00
 Schwarz = 80

 ohne MP
 Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

 70,00

Zubehör: Becken- und Hüftpelotten

Breitenverstellbare Beckenpelotten inkl. Bezug, hinten montiert


Breitenverstellbare Beckenpelotten für Gr. 2 (L: 14, H: 13 cm)

 2 31905042-XX 340,00

Breitenverstellbare Beckenpelotten für Gr. 2 (L: 18, H: 15 cm)

 2 31905043-XX 420,00
 Schwarz = 80

 ohne MP
 Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

 30,00

Breitenverstellbare Hüftpelotten inkl. Bezug, seitlich montiert

Breitenverstellbare Hüftpelotten für Gr. 2 (L: 14, H: 13 cm)

 2 31905045-XX 310,00
 Schwarz = 80

 ohne MP
 Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

 30,00

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

 Zubehör: Seitenpelotten (Rückenbreite kann bis zu 50 mm verringert werden)


Typ
Fest
Abschwenkbar
Abschwenk-/Winkelverstellbar 3D



Form
Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 11 x H: 8 cm)
Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 15 x H: 9 cm)
Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 19 x H: 9 cm)
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 11 x H: 10 cm)
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 13 x H: 13 cm)
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 15 x H: 16 cm)
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 17 x H: 20 cm)



Bezug und Farbe
Schwarz
Schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

		3183XXXX-XX	
01			210,00 <input type="checkbox"/>
02			370,00 <input type="checkbox"/>
03			450,00 <input type="checkbox"/>
01			ohne MP <input type="checkbox"/>
02			ohne MP <input type="checkbox"/>
03			60,00 <input type="checkbox"/>
04			ohne MP <input type="checkbox"/>
05			ohne MP <input type="checkbox"/>
06			70,00 <input type="checkbox"/>
07			80,00 <input type="checkbox"/>
80			ohne MP <input type="checkbox"/>
70			50,00 <input type="checkbox"/>

 Zubehör: Kopfstützen – alle inkl. Horizontalverstellung und Bezug


Typ
Kopfstütze, gebogen (B: 18, H: 13 cm)
Kopfstütze, gebogen (B: 26, H: 26 cm)
Kopfstütze, anatomisch, klein
Kopfstütze, anatomisch, mittel
Kopfstütze, anatomisch, groß



Turtle-Halterung
Standard (zwei Gelenke)
Erweitert (drei Gelenke, erweiterte Tiefenverstellung)
Standard mit 3D-Verstellung
Erweitert mit 3D-Verstellung

Haltestange

Haltestange, kurz, Höhenverstellbarkeit: 8 cm
Haltestange, mittel, Höhenverstellbarkeit: 12 cm
Haltestange, lang, Höhenverstellbarkeit: 16 cm



Bezug und Farbe

Schwarz

Kopfstützenbezug, abwischbar, für oben konfigurierte Kopfstütze

		3199XX0XX-XX	
21			279,00 <input type="checkbox"/>
22			279,00 <input type="checkbox"/>
23			355,00 <input type="checkbox"/>
45			355,00 <input type="checkbox"/>
67			355,00 <input type="checkbox"/>
1			ohne MP <input type="checkbox"/>
2			35,00 <input type="checkbox"/>
3			100,00 <input type="checkbox"/>
4			135,00 <input type="checkbox"/>
1			ohne MP <input type="checkbox"/>
2			ohne MP <input type="checkbox"/>
3			ohne MP <input type="checkbox"/>
80			ohne MP <input type="checkbox"/>
		auf Anfrage	65,00 <input type="checkbox"/>







Handschrauben (Schnellverstellung) für Kopfstütze

Handschrauben für die Höhenverstellung
Handschrauben für die Neigungsverstellung, standard (2 stk.)
Handschrauben für die Neigungsverstellung, erweitert (3 stk.)

eine Gr.	31905037	23,00	<input type="checkbox"/>
eine Gr.	31905034	46,00	<input type="checkbox"/>
eine Gr.	31905035	60,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319914023-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319923423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319945423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319967423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Stirnband-System, nur für anatomische Kopfstützen		3199500	525,00 <input type="checkbox"/>

**Zubehör: Tische und Aktivitätszentren****Tisch mit Kante, Form 6, für Gr. 2**

Tisch mit Kante, Form 6, einzelne Haltestange, ABS grau

2 318910720-2 321,00

Tisch mit Kante, Form 6, doppelte Haltestange, ABS grau

2 318910725-2 477,00 **Polsterungen für Tische**

Polsterung für Tisch, Form 6, oben und unten – für Tisch Gr. 2

2 318910725-20 477,00

Polsterung für Tisch, Form 6, unten – für Tisch Gr. 2

2 318910725-20B 184,00

Polsterung für Tisch, Form 6, oben – für Tisch Gr. 2

2 318910725-20T 317,00 **Therapiebügel**

Therapiebügel für Tisch, Form 5 und 6

eine Gr. 318910740 212,00 **Haltegriff für die Tische**

Haltegriff für Tisch, Form 5 und 6

eine Gr. 318910750 398,00 **Zubehör: Untergestell – Fußstützen**












Wadenplatte für Haltestange einzeln

eine Gr. 3185131 244,00 

Fußbrett-Polster Gr. 2 für Wombat Fußplatte Gr. 2

2 3195145-2PAD 191,00










Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR	
	Fußkasten Gr. 2 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 2 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	2	3195145-2BSET	475,00	<input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	2	3195145-20	98,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (7,5 x 17 cm)	1-2	3189143-1	491,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (9,5 x 21 cm)	1-2	3189143-2	491,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (11 x 23,5 cm)	3-4	3189143-3	491,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	15 cm	318910840-1	168,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	25 cm	318910840-2	168,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	31 cm	318910840-3	168,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt, erweiterte Halterung 16 cm	31 cm	318910841-3	180,00	<input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze - für High-Low: xo Gr. 1, 18 cm*	1	318910851-1	519,00	<input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze - für High-Low: xo Gr. 1, 31 cm*	2	318910851-2	519,00	<input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze - für High-Low: xo Gr. 1, 35 cm*	3	318910851-3	519,00	<input type="checkbox"/>
	*Fußplatte: 20 x 12 cm				
	Adapter zur Breitenverlängerung für multieinstellbare Fußstütze	eine Gr.	318910855	64,00	<input type="checkbox"/>
	Wadenplatten, einstellbar Für multieinstellbare Fußstütze!	eine Gr.	3189162	567,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Zubehör: Untergestell					
	Elektrische Höhenverstellung (inkl. Akku und Handbedienteil)	2	31890006-2	950,00	<input type="checkbox"/>
	Extra Gasdruckfeder, zur Unterstützung der Höhenverstellung Empfohlen bei einer Belastung (Sitz + Nutzer) über 50 kg	eine Gr.	31890003	79,00	<input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 100 mm, Set, 4 Stk.	eine Gr.	31890017	318,00	<input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 125 mm, Set, 4 Stk.	eine Gr.	31890018	352,00	<input type="checkbox"/>
	Vorderräder mit Richtungsfeststeller (Lenkstop), Set (2 Stk.) vorne Nur in Verbindung mit 100 mm Lenkrollen!	eine Gr.	3189592-KIT	257,00	<input type="checkbox"/>
	Lenkrollen, 100 mm, (2 Stk.) hinten	eine Gr.	313006938 (2x)	159,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Zentralbremse, Handbetrieb (Set) – für Zimmergestell <i>Nur für 100 mm Rollen!</i>	2	31890011-2	362,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (Gas, elektrisch)	2	31890012-2	468,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (hydraulisch) <i>Nur für 100 mm Rollen, inkl. Ankipphilfe!</i>	2	31890012-3	468,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:so Zimmergestell für 75 + 100 mm Lenkrollen	2	31890007	157,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:so Zimmergestell für 125 mm Lenkrollen	2	31890007-1	218,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe	eine Gr.	31890025	93,00 <input type="checkbox"/>
	Sperre für Höhenverstellung – für Gr. 2 <i>Nur für Modelle mit Fußpedal!</i>	eine Gr.	31890024	55,00 <input type="checkbox"/>
	Neigungsverstellung am Schiebebügel, Zimmergestell	2	3189550-TILT	80,00 <input type="checkbox"/>
	Höhenverstellung am Schiebebügel (nur für Schiebebügel, am Rahmen montiert)	2	3189550-LIFT	90,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, fest, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890009-04	174,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, standard, am Rahmen montiert	eine Gr.	318910555	283,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, groß, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890010-04	441,00 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Zubehör: Westen und Gurte			
	Fix-Lock-Schnallen, hoch, Set Fix-Lock-Schnallen, hoch, Befestigung von Gurten, höher als Rückenkante	eine Gr.	318910260	82,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Rumpfunterstützung				
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185428-1	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185428-2	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185430-0	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185430-1	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	271,00 <input type="checkbox"/>
Beckenunterstützung				
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	164,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	135,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	M	3185427-240	182,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	L	3185427-340	182,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz <i>Mit 40mm/25mm Gurtband!</i>	XL	3185427-440	182,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	XS	3189108-1	310,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	S	3189108-2	310,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	M	3189108-3	310,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR



Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz
 Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz

S	3189114-127	310,00	<input type="checkbox"/>
M	3189114-227	310,00	<input type="checkbox"/>

Fußunterstützung



Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar
 Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar
 Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar

XS	3185745-XS	202,00	<input type="checkbox"/>
M	3185745-M	202,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185745-XL	202,00	<input type="checkbox"/>



Handgelenksgurt, Stück
 Handgelenksgurt, Stück
 Handgelenksgurt, Stück
 Handgelenksgurt, Stück

S	3185425-1	80,00	<input type="checkbox"/>
M	3185425-2	80,00	<input type="checkbox"/>
L	3185425-3	80,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185425-4	80,00	<input type="checkbox"/>

Wählen Sie die Seite: links rechts



Fußgurte mit Klappschnallen, Paar
 Fußgurte mit Klett, Paar

eine Gr.	3185096	76,00	<input type="checkbox"/>
eine Gr.	3185102	76,00	<input type="checkbox"/>



Neopren Sandalen, klein, Paar (120 x 60 mm)
 Neopren Sandalen, medium, Paar (140 x 70 mm)

S	3185696-1	132,00	<input type="checkbox"/>
M	3185696-2	132,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler