

DE | Gültig ab: 15.07.2024

Bestell-/Preisliste R82 x:panda shape TS

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:



 Advanced Seating

 Simple Seating

R82 x:panda shape TS | Gr. 3

Grundmodell enthält:

- Sitzeinheit, mitwachsend in:
Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe
- Schnellverschluss für oberen Rücken (abnehmbar)
- Durchgehendes Fußbrett mit Haltestange
- Armlehnen (Paar)
- Stufenlose Rückenwinkelverstellung
- Kopfstützenaufnahme
- Poster/Bezug, abnehmbar, waschbar
- Zimmeruntergestell mit stufenloser Neigungs- und Höhenverstellung, 75 mm Lenkrollen, alle 4 gebremst, inkl. Lenkstopp
- Fix-Lock-Schnallen für Rumpf- und Beckengurte





220–500 mm

120–550 mm

270–690 mm

max. 90 kg


HMV-Nummer: in Beantragung

Maße

Größe 3

Sitzbreite, ohne Beckenpelotten (A)	380–500 mm
Sitztiefe, mit Beckenpelotten (B)	350–550 mm
Gesamtbreite, mit Hüftpelotten (G)	600/700/740/780 mm
Rückenhöhe (C)	420–530/470–600/540–690 mm
Rückenwinkel (a)	-10° – 30°
Max. Nutzergewicht	90 kg
Max. Nutzergewicht beim Transport im Auto	90 kg
Gewicht, Grundmodell	14 kg

Weitere Maße finden Sie auf unserer Website.

Version: 20240715

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

Tel.: +49(0)2366 5006-0
Fax: +49(0)2366 5006-282
R82@etac.de
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Grundmodell				
	x:panda shape TS GröÙe 3 inkl. High-Low:xo Zimmergestell GröÙe 3, Elektro* <input type="checkbox"/> Sitzbreite: 42 cm, Sitztiefe 35–49 cm <input type="checkbox"/> Sitzbreite: 50 cm, Sitztiefe 35–49 cm *Rahmenfarbe: <input type="checkbox"/> Schwarz X = 0 <input type="checkbox"/> Weiß X = 1 *Bezugsfarbe: <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Grau	3	DEShape3XXXX*	3.890,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Sitzkissen, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Sitzbreite 42 cm	3	31901309-70	100,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Sitzkissen, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Sitzbreite 50 cm	3	31901311-70	150,00 <input type="checkbox"/>
	Rücken-Set Gr. 3 für x:panda shape Gr. 3 inkl. Oberer Rücken, abnehmbar (Schnellverschluss) H: 27 cm, gesamt: 40–52 cm, breiteneinstellbar 30/34/38 cm, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster 27 x 30 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 27 x 34 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 27 x 38 cm *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot = 50 <input type="checkbox"/> Grau = 60 <input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!	3	DERücken33	400,00 <input type="checkbox"/>
		3	31902111-XX*	
		3	31902112-XX*	
		3	31902113-XX*	
				100,00 <input type="checkbox"/>
	Rücken-Set Gr. 4 für x:panda shape Gr. 3 inkl. Oberer Rücken, abnehmbar (Schnellverschluss) H: 34 cm, breiteneinstellbar 30/34/38/42 cm, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster 34 x 30 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 34 x 34 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 34 x 38 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 34 x 42 cm *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot = 50 <input type="checkbox"/> Grau = 60 <input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!	3	DERücken43	500,00 <input type="checkbox"/>
		3	31902114-XX*	
	3	31902115-XX*		
	3	31902116-XX*		
	3	31902117-XX*		
			150,00 <input type="checkbox"/>	

Zubehör: für Simple Seating für Advanced Seating für alle Modelle

Zubehör: Rückenlehne



Handschraube für Rückenlehne (werkzeugfreie Höhenverstellung) eine Gr. 31905081 27,00



Dynamische Rückenlehne mit stufenloser Rückenwinkelverstellung
 Dynamische Rückenlehne mit dynamischer Feder, fixierbar 3 31905161-TS 420,00
 Dynamische Rückenlehne mit einstellb. Vorspannung/Federweg, fixierbar 3 31905162-TS 550,00

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR


Therapie-Kit inkl. Distanzstück-Halterung und Polster inkl. Bezug

	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 22 x 5,5 cm (Set)	3	DeThera1	240,00	<input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 26 x 5,5 cm (Set)	3	DeThera2	240,00	<input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 30 x 5,5 cm (Set)	3	DeThera3	240,00	<input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 38 x 5,5 cm (Set)	3	DeThera4	240,00	<input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 42 x 5,5 cm (Set)	3	DeThera5	240,00	<input type="checkbox"/>


Zubehör: Advanced Seating


	Advanced Seating Set Gr. 3 – Sitzbreite 38 cm	3	Deadv338	200,00	<input type="checkbox"/>
	Advanced Seating Set Gr. 3 – Sitzbreite 42 cm	3	Deadv342	200,00	<input type="checkbox"/>
	Advanced Seating Set Gr. 3 – Sitzbreite 46 cm	3	Deadv346	200,00	<input type="checkbox"/>
	Advanced Seating Set Gr. 3 – Sitzbreite 50 cm	3	Deadv350	250,00	<input type="checkbox"/>


Tuberkante (Sitzmulde) tiefenverstellbar (nur für Advanced Seating)

	Tuberkante für Gr. 3, mittel (B: 20, L: 15–26, H: 4 cm)	3	31905057	200,00	<input type="checkbox"/>
	Tuberkante für Gr. 3, lang (B: 20, L: 17–30, H: 5,5 cm)	3	31905058	200,00	<input type="checkbox"/>


Zubehör: Abduktion und Adduktion – Advanced Seating

Innere Kniepelotten für x:panda shape TS Advanced

	Innere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 3 (Set)	3	31905003-XX	310,00	<input type="checkbox"/>
--	---	---	-------------	--------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	Schwarz = 80			ohne MP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			40,00	<input type="checkbox"/>


Äußere Kniepelotten für x:panda shape TS Advanced

	Äußere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 3 (Set)	3	31905009-XX	300,00	<input type="checkbox"/>
	Äußere Kniepelotten, klappbar, inkl. Bezug für Gr. 3 (Set)	3	31905011-XX	600,00	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	Schwarz = 80			ohne MP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			40,00	<input type="checkbox"/>


Zubehör: Abduktion und Adduktion – Advanced Seating

Abduktionskeil mit Qick Release, tiefenverstellbar und abnehmbar

	Abduktionskeil inkl. Bezug für Gr. 3 (B: 8 H: 23 L: 19 cm)	3	31905077-80	310,00	<input type="checkbox"/>
--	--	---	-------------	--------	--------------------------


Zubehör: Abduktion und Adduktion – Simple Seating (Set)


	Simple Seating Abduktionskeil – Set Gr. 3 Sitzbreite 42 cm	3	DEAbd342	310,00	<input type="checkbox"/>
	Simple Seating Abduktionskeil – Set Gr. 3 Sitzbreite 50 cm	3	DEAbd350	360,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR


Zubehör: Abduktion und Adduktion – Simple Seating

Äußere Beinführungen für x:panda shape TS

Äußere Beinführungen inkl. Bezug für Gr. 3 (Set)

 3 31905007-XX 310,00
 Schwarz = 80

 ohne MP
 Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

 40,00

Zubehör: Armlehnen

Armlehnenpolster inkl. Bezug (B: 10 x L: 38 cm) für Gr. 3

 3 31905116-XX 130,00
 Schwarz = 80

 ohne MP
 Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

 30,00

Halterung für Kommunikationshilfe, an der Armlehne montiert

Halterung für Kommunikationshilfe – für Armlehnen Gr. 3

 3 31905033-3 99,00

Halterung für Handbedienteil zur elektrischen Höhenverstellung

Halterung für Handbedienteil – für Armlehnen Gr. 3

 3 31905030-3 79,00


Feste Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 140, H: 180 mm

 3 31905017-xx 290,00

Feste Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 190, H: 270 mm

 3 31905018-xx 380,00

Einstellbare Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 140, H: 180 mm

 3 31905019-xx 450,00

Einstellbare Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 190, H: 270 mm

 3 31905020-xx 535,00
 Schwarz = 80

 ohne MP
 Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

 70,00

Zubehör: Becken- und Hüftpelotten

Breitenverstellbare Beckenpelotten inkl. Bezug, hinten montiert

Breitenverstellbare Beckenpelotten für Gr. 3 (L: 18, H: 15 cm)

 3 31905043-XX 450,00
 Schwarz = 80

 ohne MP
 Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

 30,00

Breitenverstellbare Hüftpelotten inkl. Bezug, seitlich montiert

Breitenverstellbare Hüftpelotten für Gr. 3 (L: 18, H: 15 cm)

 3 31905046-XX 420,00
 Schwarz = 80

 ohne MP
 Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

 30,00

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

 Zubehör: Seitenpelotten (Rückenbreite kann bis zu 50 mm verringert werden)
**Typ**

Fest
Abschwenkbar
Abschwenk-/Winkelverstellbar 3D

		3183XXXX-XX	
01			210,00 <input type="checkbox"/>
02			370,00 <input type="checkbox"/>
03			450,00 <input type="checkbox"/>

**Form**

Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 11 x H: 8 cm)
Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 15 x H: 9 cm)
Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 19 x H: 9 cm)
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 11 x H: 10 cm)
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 13 x H: 13 cm)
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 15 x H: 16 cm)
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 17 x H: 20 cm)

01			ohne MP <input type="checkbox"/>
02			ohne MP <input type="checkbox"/>
03			60,00 <input type="checkbox"/>
04			ohne MP <input type="checkbox"/>
05			ohne MP <input type="checkbox"/>
06			70,00 <input type="checkbox"/>
07			80,00 <input type="checkbox"/>

Bezug und Farbe

Schwarz
Schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

80			ohne MP <input type="checkbox"/>
70			30,00 <input type="checkbox"/>

 Zubehör: Kopfstützen – alle inkl. Horizontalverstellung und Bezug
**Typ**

Kopfstütze, gebogen (B: 18, H: 13 cm)
Kopfstütze, gebogen (B: 26, H: 26 cm)
Kopfstütze, anatomisch, klein
Kopfstütze, anatomisch, mittel
Kopfstütze, anatomisch, groß

		3199XX0XX-XX	
21			279,00 <input type="checkbox"/>
22			279,00 <input type="checkbox"/>
23			355,00 <input type="checkbox"/>
45			355,00 <input type="checkbox"/>
67			355,00 <input type="checkbox"/>

Turtle-Halterung

Standard (zwei Gelenke)
Erweitert (drei Gelenke, erweiterte Tiefenverstellung)
Standard mit 3D-Verstellung
Erweitert mit 3D-Verstellung

1			ohne MP <input type="checkbox"/>
2			35,00 <input type="checkbox"/>
3			160,00 <input type="checkbox"/>
4			195,00 <input type="checkbox"/>

Haltestange

Haltestange, kurz, Höhenverstellbarkeit: 8 cm
Haltestange, mittel, Höhenverstellbarkeit: 12 cm
Haltestange, lang, Höhenverstellbarkeit: 16 cm

1			ohne MP <input type="checkbox"/>
2			ohne MP <input type="checkbox"/>
3			ohne MP <input type="checkbox"/>

Bezug und Farbe

Schwarz

80			ohne MP <input type="checkbox"/>
----	--	--	----------------------------------

Kopfstützenbezug, abwischbar, für oben konfigurierte Kopfstütze

auf Anfrage 65,00

**Handschauben (Schnellverstellung) für Kopfstütze**

Handschauben für die Höhenverstellung
Handschauben für die Neigungsverstellung, standard (2 stk.)
Handschauben für die Neigungsverstellung, erweitert (3 stk.)

eine Gr.	31905037	23,00 <input type="checkbox"/>
eine Gr.	31905034	46,00 <input type="checkbox"/>
eine Gr.	31905035	60,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319914023-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319923423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319945423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319967423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Stirnband-System, nur für anatomische Kopfstützen		3199500	525,00 <input type="checkbox"/>

**Zubehör: Tische und Aktivitätszentren****Tisch mit Kante, Form 6, für Gr. 3**

Tisch mit Kante, Form 6, doppelte Haltestange, ABS grau*

3 318910725-2 477,00

Tisch mit Kante, Form 6, doppelte Haltestange, ABS grau

3 31905080 288,00

*auch für Größe 3 mit den Breiten: 380 und 420 mm

**Polsterungen für Tische**

Polsterung für Tisch, Form 6, oben und unten – für Tisch Gr. 3

3 318910725-20 477,00

Polsterung für Tisch, Form 6, unten – für Tisch Gr. 3

3 318910725-20B 184,00

Polsterung für Tisch, Form 6, oben – für Tisch Gr. 3

3 318910725-20T 317,00 **Therapiebügel**

Therapiebügel für Tisch, Form 5 und 6

eine Gr. 318910740 212,00 **Haltegriff für die Tische**

Haltegriff für Tisch, Form 5 und 6

eine Gr. 318910750 398,00 **Zubehör: Untergestell – Fußstützen**

Wadenplatte für Haltestange einzeln

eine Gr. 3185131 244,00 

Fußbrett-Polster Gr. 3 für Wombat Fußplatte Gr. 3

3 3195145-3PAD 191,00

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR	
	Fußkasten Gr. 3 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 3 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	3	3195145-3BSET	475,00	<input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	3	3195145-20	98,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (11 x 23,5 cm)	3-4	3189143-3	491,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt Haltestange doppelt, erweiterte Halterung 16 cm	31 cm 31 cm	318910840-3 318910841-3	168,00 180,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 1, 35 cm* *Fußplatte: 20 x 12 cm	3	318910851-3	519,00	<input type="checkbox"/>
	Adapter zur Breitenverlängerung für multieinstellbare Fußstütze	eine Gr.	318910855	64,00	<input type="checkbox"/>
	Wadenplatten, einstellbar Für multieinstellbare Fußstütze!	eine Gr.	3189162	567,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Zubehör: Untergestell					
	Lenkrollen 100 mm, Set, 4 Stk. Lenkrollen 125 mm, Set, 4 Stk.	eine Gr. eine Gr.	31890017 31890018	318,00 352,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Vorderräder mit Richtungsfeststeller (Lenkstop), Set (2 Stk.) vorne Nur in Verbindung mit 100 mm Lenkrollen!	eine Gr.	3189592-KIT	257,00	<input type="checkbox"/>
	Lenkrollen, 100 mm, (2 Stk.) hinten	eine Gr.	313006938 (2x)	159,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Zentralbremse, Handbetrieb (Set) – für Zimmergestell <i>Nur für 100 mm Rollen!</i>	3	31890011-2	362,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (Gas, elektrisch) <i>Nur für 100 mm Rollen, inkl. Ankipphilfe!</i>	3	31890012-2	468,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:so Zimmergestell für 75 + 100 mm Lenkrollen Kippschutz für High-Low:so Zimmergestell für 125 mm Lenkrollen	3 3	31890007 31890007-1	157,00 <input type="checkbox"/> 218,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe	eine Gr.	31890025	93,00 <input type="checkbox"/>
	Neigungsverstellung am Schiebebügel, Zimmergestell	3	31890028	115,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, fest, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890009-04	174,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, standard, am Rahmen montiert	eine Gr.	318910555	283,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, groß, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890010-04	441,00 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Zubehör: Westen und Gurte			
	Fix-Lock-Schnallen, hoch, Set Fix-Lock-Schnallen, hoch, Befestigung von Gurten, höher als Rückenkante	eine Gr.	318910260	82,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Rumpfunterstützung				
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	271,00 <input type="checkbox"/>
Beckenunterstützung				
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	164,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	135,00 <input type="checkbox"/>
				135,00 <input type="checkbox"/>
				135,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	L	3185427-340	182,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz Mit 40mm/25mm Gurtband!	XL	3185427-440	182,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 15.07.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Fußunterstützung				
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	M	3185745-M	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XL	3185745-XL	202,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	S	3185425-1	80,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	M	3185425-2	80,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	L	3185425-3	80,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	XL	3185425-4	80,00 <input type="checkbox"/>
Wählen Sie die Seite: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts				
	Fußgurte mit Klappschnallen, Paar	eine Gr.	3185096	76,00 <input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klett, Paar	eine Gr.	3185102	76,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler