


Dati anagrafici e misure antropometriche utente

Cliente: _____
Indirizzo: _____
Città: _____
Telefono: _____
Lunghezza femore (4): _____
Larghezza bacino (6): _____
Altezza spalle (1): _____
Larghezza torace (5): _____



Caratteristiche

- Disponibile in 2 misure
- Riduttore seduta Infant, solo per misura 1
- Segue la crescita (larghezza, profondità e altezza dello schienale)
- Orientabile fronte mamma o fronte marcia
- Omologato per il trasporto in auto secondo la norma ISO 7176-19



Configurazione base

- Telaio pieghevole con freno centrale unico
- Estrazione rapido e blocco direzionale delle ruote
- Attacchi per il montaggio di cinture e bretellaggi
- Basculamento -5° +40°
- Reclinazione schienale da 80° a 160°



Seduta Chilla

	Larghezza piano seduta	33 cm	38 cm
	Larghezza seduta con supporti bacino	18, 22, 26 cm	23, 27, 31 cm
	Profondità seduta	18-34 cm	24-42 cm
	Altezza schienale alle spalle	36,5-52,5 cm	42-61 cm
	Altezza totale schienale	50,5-66,5 cm	62-81 cm
	Distanza poplite-tallone	14,5-34 cm	20-43 cm
	Altezza seduta da terra	45 cm	45 cm
	Larghezza schienale	31,5 cm	36,5 cm
	Larghezza schienale tra pelotte laterali	15-22,5 cm	17-26 cm
	Reclinazione	80° -160°	80° -160°
	Basculamento	-5° +40°	-5° +40°

Base Chilla

	Larghezza	60 cm	66 cm
	Lunghezza	78 cm	78 cm
	Altezza totale con maniglione	93 - 120 cm	93 - 120 cm
	Pedana standard (larghezza x profondità)	31 x 20 cm	31 x 20 cm
	Lunghezza telaio da chiuso	103 cm	103 cm
	Altezza telaio da chiuso	38 cm	38 cm
	Peso telaio	9 kg	10 kg
	Peso seduta	5 kg	6 kg
	Portata massima	43 kg	60 kg
	Portata massima omologata per il trasporto	35 kg	50 kg
	Altezza utente	75-125 cm	90-150 cm

Note Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino

Crea il tuo Chilla

Adattalo alle tue esigenze

Scegli la configurazione del tuo Chilla a seconda delle tue esigenze.
Per renderti il tutto il più semplice possibile, ti guideremo attraverso le opzioni
passo dopo passo.



1

Scegli la base

Misura Codice Prezzo

- | | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Base mis 1 (per seduta misura 1) | 1 | 881111100 | 1.599,00 |
| <input type="checkbox"/> | Base mis 2 (per seduta misura 2) | 2 | 881121100 | 1.649,00 |
| <input type="checkbox"/> | Base mis 1 con sospensioni e freno su maniglione | 1 | 881111120 | 1.969,00 |
| <input type="checkbox"/> | Base mis 2 con sospensioni e freno su maniglione | 2 | 881121120 | 1.999,00 |

2

Scegli la seduta

- | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Seduta mis 1* | 1 | 881012 | 805,00 |
| <input type="checkbox"/> | Seduta mis 2* | 2 | 881022 | 910,00 |

*cuscini non inclusi



- | | | | | |
|--------------------------|--|-----|----------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Asta di montaggio corta per pedana, L: 19 cm | 1-2 | 881050-1 | 63,00 |
| <input type="checkbox"/> | Asta di montaggio lunga per pedana, L: 28 cm | 1-2 | 881050-2 | 63,00 |



- | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Pedana (attacco corto)
con asta corta: 14,5-24 cm con asta lunga : 14,5-34 cm | Mis Unica | 881055 | 103,00 |
| <input type="checkbox"/> | Pedana (attacco lungo)
con asta lunga: 20-43 cm | Mis Unica | 881056 | 113,00 |



- | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Pedana, modello Wombat 31x19 cm | 1 | 95145-1 | 213,00 |
| <input type="checkbox"/> | Pedana, modello Wombat 36x23 cm | 2 | 95145-2 | 213,00 |
| <input type="checkbox"/> | Pedana, modello Wombat 41x24 cm | 3 | 95145-3 | 213,00 |



- | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Set imbottiture mis 1
(schianale, seduta, imbottiture laterali nere) | Misura 1 | 881111-XX | 185,00 | | | |
| | | Misura 1 | 881211-XX | 120,00 | | | |
| | | Misura 1 | 881111 | 103,00 | | | |
| <input type="checkbox"/> | Blu XX=40 | <input type="checkbox"/> | Rosso XX=50 | <input type="checkbox"/> | Grigio XX=60 | <input type="checkbox"/> | Rosa XX=10 |

Note

Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino



<input type="checkbox"/> Set imbottiture mis 2 (schianale, seduta, imbottiture laterali nere)	Misura 2	881121-XX	240,00
	Misura 2	881221-XX	155,00
	Misura 2	881112	142,00
<input type="checkbox"/> Blu XX=40	<input type="checkbox"/> Rosso XX=50	<input type="checkbox"/> Grigio XX=60	



<input type="checkbox"/> Cuneo per seduta 36x16x2,5 cm	Mis Unica	8720405	39,00
--	-----------	---------	-------

3

Scegli la riduzione Infant*



<input type="checkbox"/> Rosa	Mis Unica	881001-10	259,00
<input type="checkbox"/> Azzurro	Mis Unica	881001-20	259,00

*solo per misura 1

4

Scegli il poggiatesta



<input type="checkbox"/> Cuscino poggiatesta L:29 cm, H:13 cm	1	874082-1	53,00
<input type="checkbox"/> Cuscino poggiatesta L:31 cm, H:14 cm	2	874082-2	55,00



<input type="checkbox"/> Poggiatesta anatomico	Small	874085-1	115,00
<input type="checkbox"/> Poggiatesta anatomico	Medium	874085-2	120,00



<input type="checkbox"/> Poggiatesta Curved	1	874086	110,00
---	---	--------	--------



<input type="checkbox"/> Poggiatesta Sculpted L:24 cm, H:12 cm	1	874084-1	95,00
<input type="checkbox"/> Poggiatesta Sculpted L:28 cm, H:15 cm	2	874084-2	105,00



<input type="checkbox"/> Elementi di contenimento laterale capo	Mis unica	874083	329,00
---	-----------	--------	--------



<input type="checkbox"/> Attacco per poggiatesta	Mis unica	881098	41,00
--	-----------	--------	-------



<input type="checkbox"/> Poggiatesta anatomico, asta lunga con 3 nodi *	Small	9923021-80	213,00
<input type="checkbox"/> Poggiatesta anatomico, asta lunga con 3 nodi *	Medium	9945021-80	213,00
<input type="checkbox"/> Poggiatesta anatomico, asta lunga con 3 nodi *	Large	9967021-80	213,00

*con asta, serve attacco poggiatesta 881098



<input type="checkbox"/> Poggiatesta Curved, asta lunga con 3 snodi*	Small	9921021-80	208,00
<input type="checkbox"/> Poggiatesta Curved, asta lunga con 3 snodi*	Large	9922021-80	208,00

*con asta, serve attacco poggiatesta 881098

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine

5

Scegli le pelotte toracali



<input type="checkbox"/> Pelotte laterali 10 x 10 cm	Small	881030-1	89,00
<input type="checkbox"/> Pelotte laterali 13,5 x 13,5 cm	Medium	881030-2	105,00
<input type="checkbox"/> Pelotte laterali 15 x 15 cm	Large	881030-3	115,00

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

6

Scegli la pettorina e la cintura

<input type="checkbox"/>	Pettorina a farfalla	XS	85705-XS	152,00
<input type="checkbox"/>	Pettorina a farfalla	S	85705-S	152,00
<input type="checkbox"/>	Pettorina a farfalla	M	85705-M	152,00
<input type="checkbox"/>	Pettorina a farfalla	L	85705-L	152,00

<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica a 4 punti	XS	85725-XS	83,00
<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica a 4 punti	S	85725-S	83,00
<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica a 4 punti	M	85725-M	83,00
<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica a 4 punti	L	85725-L	83,00

<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica divaricatrice in neoprene	XS	85735-XS	152,00
<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica divaricatrice in neoprene	S	85735-S	152,00
<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica divaricatrice in neoprene	M	85735-M	152,00

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine

7

Scegli i supporti bacino

<input type="checkbox"/>	Supporti bacino fissi	1	881023-1	206,00
<input type="checkbox"/>	Supporti bacino fissi	2	881023-2	233,00

<input type="checkbox"/>	Supporti bacino regolabili	1	881033-1	440,00
<input type="checkbox"/>	Supporti bacino regolabili	2	881033-2	470,00

8

Abduttori e adduttori

<input type="checkbox"/>	Divaricatore Larg: 6 cm, Lung: 11,6 cm, H 19 cm	1	881044-1	189,00
<input type="checkbox"/>	Divaricatore Larg: 6 cm, Lung: 16 cm, H: 19 cm	2	881044-2	195,00

<input type="checkbox"/>	Adduttori, small (Larg: 4 cm, Lung: 15 cm H: 9 cm)	1	881043-1	135,00
<input type="checkbox"/>	Adduttori, medium (Larg: 4 cm, Lung: 19 cm H: 11 cm)	2	881043-2	149,00

9

Accessori

<input type="checkbox"/>	Tavolino in plastica, grigio 44 x 34 cm	Mis Unica	881071	249,00
--------------------------	---	-----------	--------	--------

Necessita di attacco per tavolino 881060, se non sono montati adduttori

<input type="checkbox"/>	Barra di appoggio anteriore	1	881070-1	143,00
<input type="checkbox"/>	Barra di appoggio anteriore	2	881070-2	149,00

Necessita di attacco per barra 881060, se non sono montati adduttori

<input type="checkbox"/>	Attacco per barra e tavolino	Mis Unica	881060	21,00
--------------------------	------------------------------	-----------	--------	-------

Non possibile in combinazione con adduttori

<input type="checkbox"/>	Cappottina parasole nera	1	881080-30	266,00
<input type="checkbox"/>	Cappottina parasole nera	2	881080-40	276,00

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

<input type="checkbox"/>	Copertura anti pioggia	1	881093-1	62,00
<input type="checkbox"/>	Copertura anti pioggia	2	881093-2	65,00

Necessaria cappottina parasole per montaggio



<input type="checkbox"/>	Zaino	1	88043184-1	61,00
<input type="checkbox"/>	Zaino	2	88043184-2	65,00



<input type="checkbox"/>	Cestino portaoggetti	Mis Unica	881092	115,00
--------------------------	----------------------	-----------	--------	--------



<input type="checkbox"/>	Supporto per respiratore	Mis Unica	881095	179,00
--------------------------	--------------------------	-----------	--------	--------



<input type="checkbox"/>	Asta portaflebo	Mis Unica	881097	361,00
--------------------------	-----------------	-----------	--------	--------



<input type="checkbox"/>	Supporto bombola ossigeno	Mis Unica	881096	113,00
--------------------------	---------------------------	-----------	--------	--------



<input type="checkbox"/>	Dispositivo fissaggio per il trasporto in auto	Mis Unica	881090	158,00
--------------------------	--	-----------	--------	--------



<input type="checkbox"/>	Sacca termica	1	8740131	217,00
<input type="checkbox"/>	Sacca termica	2	8740132	254,00



<input type="checkbox"/>	Adattatore per X:panda e X:Panda Shape SOLO per base mis 2 *Attenzione puoi montare X:Panda Shape mis 1, X:Panda mis 1 e X:Panda mis 2 S-M		881091	598,00
--------------------------	--	--	--------	--------

<input type="checkbox"/>	Dispositivo di fissaggio per il trasporto in auto per adattatore X:Panda		881089	119,00
--------------------------	--	--	--------	--------



<input type="checkbox"/>	Poggiagambe a contenimento laterale	1	95145-1BOX	128,00
<input type="checkbox"/>	Poggiagambe a contenimento laterale	2	95145-2BOX	128,00
<input type="checkbox"/>	Poggiagambe a contenimento laterale	3	95145-3BOX	128,00



<input type="checkbox"/>	Imbottitura pedana Wombat	1	95145-1PAD	105,00
<input type="checkbox"/>	Imbottitura pedana Wombat	2	95145-2PAD	105,00
<input type="checkbox"/>	Imbottitura pedana Wombat	3	95145-3PAD	105,00

Note**Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

<input type="checkbox"/>	Imbottitura per asta pedana	Mis unica	95145-150	35,00
<input type="checkbox"/>	Cinghia per fissaggio arti inferiori*	Mis unica	95145-20	50,00

**in abbinamento al poggiagambe a contenimento laterale*

