

Dati anagrafici e misure antropometriche utente

Cliente:

Indirizzo:

Città:


Telefono:

Lunghezza femore (4):

Larghezza bacino (6):

Altezza spalle (1):

Larghezza torace (5):



Famiglia x:panda shape



x:panda shape - Infant

Il sistema di seduta Infant è la versione più piccola della famiglia x:panda shape, attraverso una serie di accessori può essere adattato alle esigenze di ogni singolo bambino. Per la versione Simple ed Advanced consultare l'apposito modulo d'ordine.

Caratteristiche

- Disponibile in un'unica misura
- Segue la crescita (larghezza, profondità e altezza dello schienale)
- Profondità seduta da 16 cm
- Design innovativo
- Omologato per il trasporto in auto secondo la norma ISO 7176-19

Configurazione base

- Schienale regolabile in inclinazione
- Altezza schienale e profondità seduta regolabili
- Schienale con sgancio rapido
- Regolabile in larghezza



Dimensioni



	Infant
Larghezza seduta (ZB)	22 cm
Profondità seduta (ZD)	12-16 cm
Altezza schienale (RH)	27-36cm
Portata massima	35 kg
Portata massima omologata per il trasporto	35 kg
Reclinazione schienale	-10°-30°
Larghezza totale	24 cm
Peso	6 kg

Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito web www.etac.com-it

Infant seating

Note

Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino

Infant Seating, **senza** pelotte avvolgenti, schienale regolabile in inclinazione senza chiavi e con sgancio rapido* 900100003101 1.241,00

Imbottiture per infant seating 905032-XX 227,00



XX = Colore → ● Azzurro XX=20 | ● Rosa XX=10



Supporti bacino e braccioli



Supporti bacino con rivestimento 905047-XX 180,00

Kit braccioli e adduttori* 905021-XX 401,00
*Compresi pomelli per regolazioni veloci cod. 8910615-11



XX = Colore → ● Azzurro XX=20 | ● Rosa XX=10



Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

Pelotte



Pelotte avvolgenti per Infant seating, inclusa imbottitura 905028-XX 162,00



Pelotte fisse rettangolari Prof:11cm x Alt:8cm 830101-XX 113,00

Pelotte fisse anatomiche Prof:11cm x Alt:10cm 830104-XX 113,00

 **XX = colori** → ● Nero XX=80 | ● Nero impermeabile XX=70



Poggiatesta

New



Poggiatesta **Curved**, largh: 18 Alt: 13 cm, asta con tre snodi lungh: 8 cm, colore nero 9921021-80 208,00

Poggiatesta **Curved**, largh: 26 Alt: 36 cm, asta con tre snodi lungh: 8 cm, colore nero 9922021-80 208,00



Poggiatesta anatomico **small**, asta con **3 snodi**, Lung: 8 cm 9923021-XX 213,00

Poggiatesta anatomico **medium**, asta con **3 snodi**, Lung: 8 cm 9945021-XX 213,00

 **XX = colori** → ● Nero XX=80 | ● Nero impermeabile XX=70



Poggiatesta avvolgente, asta corta 9914092-83 324,00

Tavolini



Tavolino modello 9, a due supporti, grigio 905067-00 76,00
* ATTENZIONE: ricordati di ordinare codice 905021-XX



Tavolino imbottito 905066-70 79,00

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

Pettorine e Cinture



<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 4 punti	XS	85725-XS	83,00
<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 punti	1	85423-1	80,00
<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica divaricatrice	XS	85735-XS	152,00



<input type="checkbox"/>	Pettorina a farfalla	XS	85705-XS	152,00
<input type="checkbox"/>	Pettorina a farfalla	S	85705-S	152,00

Basi



<input type="checkbox"/>	Base high-low:xo, interni, pistone a gas		89010111	1.384,00
--------------------------	--	--	----------	----------



<input type="checkbox"/>	Base Stingray		8702222-xp	2.317,00
--------------------------	---------------	--	------------	----------



<input type="checkbox"/>	Floor Frme per xpanda shape Infant e xpanda shape mis.1		821111	244,00
--------------------------	--	--	--------	--------

Pedana



<input type="checkbox"/>	Pedana unica tipo Wombat, 31 x 19 cm con asta singola lunga 15,5 cm		95145-1 8910821-1	213,00 131,00
<input type="checkbox"/>	Supporto per pedana per montaggio più in alto		85135	82,00