


Dati anagrafici e misure antropometriche utente

Cliente: _____
 Indirizzo: _____
 Città: _____
 Telefono: _____
 Lunghezza femore (4): _____
 Larghezza bacino (6): _____
 Altezza spalle (1): _____
 Larghezza torace (5): _____



Famiglia x:panda shape



x:panda shape - Simple

Il sistema di seduta Simple è la versione più semplice della famiglia x:panda shape, attraverso una serie di accessori può essere adattato alle esigenze di ogni singolo bambino. Per la versione Infant ed Advanced consultare l'apposito modulo d'ordine.

Caratteristiche

- Disponibile in 3 misure
- Segue la crescita (larghezza, profondità e altezza dello schienale)
- Profondità seduta da 16 cm a 55 cm
- Design innovativo
- Omologato per il trasporto in auto secondo la norma ISO 7176-19

Configurazione base

- Schienale regolabile in inclinazione
- Altezza schienale e profondità seduta regolabili
- Schienale con sgancio rapido
- Regolabile in larghezza



Dimensioni



	Mis 1	Mis 2	Mis 3
Larghezza seduta, senza supporti bacino (ZB)	22/26/30cm	28/32/36/40cm	38/42/46/50cm
Larghezza <i>minima</i> seduta, con supporti bacino	12/16/20cm	18/22/26/30cm	28/32/36/40cm
Larghezza <i>massima</i> seduta, con supporti bacino	18/22/26cm	24/28/32/36cm	34/38/42/46cm
Profondità seduta (ZD)	16-32cm	24-42cm	35-55cm
Altezza schienale [schienale piccolo] (RH)	28-37cm	34-44cm	42-53cm
Altezza schienale [schienale medio] (RH)	32-42cm	38-49cm	47-60cm
Altezza schienale [schienale grande] (RH)	36-47cm	34-56cm	54-69cm
Portata massima	35 kg	65 kg	90 kg
Portata massima omologata per il trasporto	35 kg	65 kg	90 kg
Reclinazione schienale	-10°-30°	-10°-30°	-10°-30°
Larghezza totale	30/40/50cm	35/46/56/66cm	60/70/74/78cm
Peso	6,5 kg	11 kg	14 kg

Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito web www.etac.com-it

Crea il tuo x:panda shape

Adattalo alle tue esigenze



Scegli la configurazione del tuo x:panda shape a seconda delle tue esigenze. Sono disponibili con diverse larghezze di seduta, schienali in diverse altezze e larghezze, diversi supporti bacino, pelotte e poggiatesta. Per renderti il tutto il più semplice possibile, ti guideremo attraverso le opzioni passo dopo passo.

Step da seguire:

- 1 Seduta + cuscino seduta + cuscino zona lombare
- 2 Schienale + cuscino schienale
- 3 Supporti bacino + adduttori + cunei seduta
- 4 Pelotte fisse o swing-away
- 5 Poggiatesta
- 6 Altri accessori (tavolino, braccioli, ecc.)

1

Scegli la seduta

1a. Scegli la misura della seduta in base alla lunghezza del femore



- Profondità seduta **16 - 26cm (32cm solo in Long Leg)**
- Simple seating mis 1**, larg. seduta 25 cm larg. zona lombare 22 cm, senza supporti bacino* 9201000003100 861,00
- Simple seating mis 1**, larg. seduta 30 cm larg. zona lombare 30 cm, senza supporti bacino* 9204000003100 842,00
- * Ricordati di ordinare i supporti bacino tra gli accessori



- Profondità seduta **24 - 36cm (42cm solo in Long Leg)**
- Simple seating mis 2**, larg. seduta 32 cm larg. zona lombare 32 cm senza supporti bacino* 9406000003100 967,00
- Simple seating mis 2**, larg. seduta 40 cm larg. zona lombare 40 cm senza supporti bacino* 9408000003100 974,00
- * Ricordati di ordinare i supporti bacino tra gli accessori



- Profondità seduta **35 - 49cm (55cm solo in Long Leg)**
- Simple seating mis 3**, larg. seduta 42 cm zona lombare 42 cm senza supporti bacino* 9610000003100 1.027,00
- Simple seating mis 3**, larg. seduta 50 cm zona lombare 50 cm senza supporti bacino* 9612000003100 1.031,00
- * Ricordati di ordinare i supporti bacino tra gli accessori
- ** Ricordati di ordinare il rivestimento per i supporti bacino negli accessori



Hai difficoltà a determinare la misura giusta?

Non esitate a contattare i nostri Area Manager per un consiglio.

<https://www.etac.com/it-it/italia/a-proposito-di-etac/contatti/incontrare-la-squadra/>

1

Scegli la seduta - segue

1b. Scegli la misura del cuscino in base alla larghezza di seduta scelta

La seduta può essere regolata in 3 o 4 larghezze. Ogni step ha la sua misura di cuscino per la seduta e per la zona lombare. Scegli la misura giusta di cuscino in base alla larghezza del bacino dell'utente.

<input type="checkbox"/>	Cuscino seduta Simple seating mis 1 , Larg:26 x Prof:50 cm	901101-XX	89,00	
<input type="checkbox"/>	Cuscino seduta Simple seating mis 1 , Larg:30 x Prof:50 cm	901103-XX	99,00	
	<input type="checkbox"/>	Cuscino seduta Simple seating mis 2 , Larg:32 x Prof:65 cm	901105-XX	149,00
	<input type="checkbox"/>	Cuscino seduta Simple seating mis 2 , Larg:40 x Prof:65 cm	901107-XX	169,00
	<input type="checkbox"/>	Cuscino seduta Simple seating mis 3 , Larg:42 x Prof:80 cm	901109-XX	229,00
	<input type="checkbox"/>	Cuscino seduta Simple seating mis 3 , Larg:50 x Prof:80 cm	901111-XX	249,00

 XX = Colore →  Rosso XX=50 |  Grigio XX=60 |  Nero impermeabile XX=70 



<input type="checkbox"/>	Cuscino zona lombare Simple seating mis 1 , Larg:26 x Alt.12 cm	902121-XX	59,00	
<input type="checkbox"/>	Cuscino zona lombare Simple seating mis 1 , Larg:30 x Alt.12 cm	902122-XX	63,00	
	<input type="checkbox"/>	Cuscino zona lombare Simple seating mis 2 , Larg:32 x Alt.14 cm	902124-XX	73,00
	<input type="checkbox"/>	Cuscino zona lombare Simple seating mis 2 , Larg:40 x Alt.14 cm	902126-XX	79,00
	<input type="checkbox"/>	Cuscino zona lombare Simple seating mis 3 , Larg:42 x Alt.17 cm	902128-XX	85,00
	<input type="checkbox"/>	Cuscino zona lombare Simple seating mis 3 , Larg:50 x Alt.17 cm	902130-XX	99,00

 XX = Colore →  Rosso XX=50 |  Grigio XX=60 |  Nero impermeabile XX=70 



Hai difficoltà a determinare la misura giusta?

Non esitate a contattare i nostri Area Manager per un consiglio.

<https://www.etac.com/it-it/italia/a-proposito-di-etac/contatti/incontrare-la-squadra/>

2

Scegli lo schienale

2a. Scegli la misura corretta di schienale

Sono disponibili 5 diverse misure di schienale, intercambiabili tra le diverse misure di seduta.
La possibilità di utilizzo di alcune altezze schienale dipende dalla misura della seduta.



Schienale (altezza) + zona lombare (altezza) = Altezza totale schienale



Misura Schienale	Altezza schienale Seduta mis 1	Altezza schienale Seduta mis 2	Altezza schienale Seduta mis 3
Schienale 14	28-37 cm		
Schienale 18	32-42 cm	34-44 cm	
Schienale 22	36-47cm	38-49 cm	42-53 cm
Schienale 27		43-56 cm	47-60 cm
Schienale 34			54-69 cm



- Schienale 14 - Alt: 14 cm, Larg: 18-22 cm completo di dispositivi di aggancio per bretellaggio 905072-W 195,00
- Schienale 18 - Alt: 18 cm, Larg: 18-26 cm completo di dispositivi di aggancio per bretellaggio 905073-W 195,00
- Schienale 22 - Alt: 22 cm, Larg: 22-34 cm completo di dispositivi di aggancio per bretellaggio 905074-W 230,00
- Schienale 27 - Alt: 27 cm, Larg: 26-38 cm completo di dispositivi di aggancio per bretellaggio 905075-W 276,00
- Schienale 34 - Alt: 34 cm, Larg: 30-42 cm completo di dispositivi di aggancio per bretellaggio 905076-W 328,00



- Pomello per regolazioni veloci 905081 16,00

2b. Scegli la misura corretta del cuscino schienale

Le 5 diverse misure di schienale possono essere regolate in larghezza. Ogni larghezza ha il proprio cuscino schienale.
La larghezza del cuscino da scegliere dipende dalla larghezza del tronco dell'utente.



Altezza schienale	Larghezza schienale	Larghezza schienale con pelotte fisse	swing-away
14 cm	18 cm	13-18 cm	8-28 cm
	22 cm	17-22 cm	12-32 cm
18 cm	18 cm	13-18 cm	8-28 cm
	22 cm	17-22 cm	12-32 cm
	26 cm	21-26 cm	16-36 cm
	30 cm	25-30 cm	20-40 cm
22 cm	22 cm	17-22 cm	12-32 cm
	26 cm	21-26 cm	16-36 cm
	30 cm	25-30 cm	20-40 cm
	34 cm	29-34 cm	24-44 cm
27 cm	26 cm	21-26 cm	16-36 cm
	30 cm	25-30 cm	20-40 cm
	34 cm	29-34 cm	24-44 cm
	38 cm	33-38 cm	28-48 cm
34 cm	30 cm	25-30 cm	20-40 cm
	34 cm	29-34 cm	24-44 cm
	38 cm	33-38 cm	28-48 cm
	42 cm	37-42 cm	32-42 cm



Hai difficoltà a determinare la misura giusta?

Non esitate a contattare i nostri Area Manager per un consiglio.

<https://www.etac.com/it-it/italia/a-proposito-di-etac/contatti/incontrare-la-squadra/>

2

Scegli lo schienale - segue

2b. Scegli la misura corretta del cuscino schienale - segue



<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 18 cm x Alt: 14 cm	902101-XX	73,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 22 cm x Alt: 14 cm	902102-XX	73,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 18 cm x Alt: 18 cm	902103-XX	78,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 22 cm x Alt: 18 cm	902104-XX	78,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 26 cm x Alt: 18 cm	902105-XX	86,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 22 cm x Alt: 22 cm	902106-XX	88,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 26 cm x Alt: 22 cm	902107-XX	88,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 30 cm x Alt: 22 cm	902108-XX	96,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 34 cm x Alt: 22 cm	902109-XX	96,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 26 cm x Alt: 27 cm	902110-XX	99,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 30 cm x Alt: 27 cm	902111-XX	99,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 34 cm x Alt: 27 cm	902112-XX	113,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 38 cm x Alt: 27 cm	902113-XX	113,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 30 cm x Alt: 34 cm	902114-XX	120,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 34 cm x Alt: 34 cm	902115-XX	120,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 38 cm x Alt: 34 cm	902116-XX	133,00
<input type="checkbox"/>	Cuscino schienale Larg: 42 cm x Alt: 34 cm	902117-XX	133,00



XX = Colore → ● Rosso XX=50 | ● Grigio XX=60 | ● Nero impermeabile XX=70

● Rosso disponibile a magazzino, per gli altri colori richiedi un preventivo

2c. Scegli (se necessario) l'estensione schienale

Se lo schienale è regolato a più di 6 cm sopra la zona lombare, scegli di aggiungere un'estensione schienale.

La tabella seguente mostra le altezze dello schienale alle quali può essere opportuna l'estensione schienale.



Range per la scelta dell'estensione schienale

Misura schienale	Altezza schienale		
	Seduta mis 1	Seduta mis 2	Seduta mis 3
Schienale 14	34-37 cm		
Schienale 18	38-42 cm	40-44 cm	
Schienale 22	42-47 cm	44-49 cm	48-53 cm
Schienale 27		49-56 cm	53-60 cm
Schienale 34			60-69 cm



<input type="checkbox"/>	Estensione schienale, senza imbottitura, per x:panda shape mis 1	903100-1	65,00
<input type="checkbox"/>	Estensione schienale, senza imbottitura, per x:panda shape mis 2	903100-2	79,00
<input type="checkbox"/>	Estensione schienale, senza imbottitura, per x:panda shape mis 3	903100-3	83,00



<input type="checkbox"/>	Imbottitura estensione schienale, Larg: 18 x Alt:5.5 cm	903011-XX	59,00
<input type="checkbox"/>	Imbottitura estensione schienale, Larg: 22 x Alt:5.5 cm	903012-XX	59,00
<input type="checkbox"/>	Imbottitura estensione schienale, Larg: 26 x Alt:5.5 cm	903013-XX	64,00
<input type="checkbox"/>	Imbottitura estensione schienale, Larg: 30 x Alt:5.5 cm	903014-XX	64,00
<input type="checkbox"/>	Imbottitura estensione schienale, Larg: 34 x Alt:5.5 cm	903015-XX	64,00
<input type="checkbox"/>	Imbottitura estensione schienale, Larg: 38 x Alt:5.5 cm	903016-XX	64,00
<input type="checkbox"/>	Imbottitura estensione schienale, Larg: 42 x Alt:5.5 cm	903017-XX	64,00



XX = colori → ● Nero XX=80 | ● Nero impermeabile XX=70

Sgancio rapido per estensione schienale 905059 96,00

3

Scegli gli accessori per la seduta

Supporti bacino montati lateralmente



	Mis	Codice	
<input type="checkbox"/> Supporti bacino montati lateralmente incl. rivestiment Larg: 10, Alt: 11 cm	1	905044-XX	159,00
<input type="checkbox"/> Supporti bacino montati lateralmente incl. rivestiment Larg: 14, Alt: 13 cm	2	905045-XX	179,00
<input type="checkbox"/> Supporti bacino montati lateralmente incl. rivestiment Larg: 18, Alt: 15 cm	3	905046-XX	219,00

i XX = colori → ● Nero XX=80 | ● Nero impermeabile XX=70

Supporti bacino montati sullo schienale



	Mis	Codice	
<input type="checkbox"/> Supporti bacino montati sullo schienale, Larg: 10, Alt: 11 * anche per mis 2 e 3	1*	905041-XX	159,00
<input type="checkbox"/> Supporti bacino montati sullo schienale, Larg: 14, Alt: 13 * anche per mis 1 con larg 16 cm e mis 3	2*	905042-XX	179,00
<input type="checkbox"/> Supporti bacino montati sullo schienale, Larg: 18, Alt: 15 * anche per mis 2 con larg 24 cm	3*	905043-XX	219,00

i XX = colori → ● Nero XX=80 | ● Nero impermeabile XX=70

Abduttori e adduttori



	Mis	Codice	
<input type="checkbox"/> Adduttori incluso rivestimento, set, Prof:15 Alt:8 cm	1	905005-XX	139,00
<input type="checkbox"/> Adduttori incluso rivestimento, set, Prof:20 Alt:9 cm	2	905006-XX	149,00
<input type="checkbox"/> Adduttori incluso rivestimento, set, Prof:25 Alt:10 cm	3	905007-XX	169,00

i XX = colori → ● Nero XX=80 | ● Nero impermeabile XX=70

Divaricatore



	Mis	Codice	
<input type="checkbox"/> Divaricatore con sgancio rapido, incluso rivestimento Larg: 6 Prof: 16 Alt: 19 cm	1	905077-XX	229,00
<input type="checkbox"/> Divaricatore con sgancio rapido, incluso rivestimento Larg: 6 Prof: 16 Alt: 19 cm	2	905082-XX	239,00
<input type="checkbox"/> Divaricatore con sgancio rapido, incluso rivestimento Larg: 8 Prof: 19 Alt: 23 cm	2	905078-XX	279,00
<input type="checkbox"/> Divaricatore con sgancio rapido, incluso rivestimento Larg: 8 Prof: 19 Alt: 23 cm	3	905079-XX	289,00

i XX = colori → ● Nero XX=80 | ● Nero impermeabile XX=70

4

Scegli le pelotte toracali



Pelotte swing-away

	Mis	Codice	
<input type="checkbox"/> Pelotte swing-away anatomiche Prof:11cm x Alt:10cm	1-3	830304-XX	199,00
<input type="checkbox"/> Pelotte swing-away anatomiche Prof:13cm x Alt:13cm	1-3	830305-XX	199,00
<input type="checkbox"/> Pelotte swing-away anatomiche Prof:15cm x Alt:16cm	1-3	830306-XX	219,00

* Attenzione non compatibili con contenimenti braccio

 **XX** = colori → ● Nero XX=80 | ● Nero impermeabile XX=70

Pelotte fisse		Mis	Codice	
	<input type="checkbox"/> Pelotte fisse anatomiche Prof:11cm x Alt:10cm	1-3	830104-XX	113,00
	<input type="checkbox"/> Pelotte fisse anatomiche Prof:13cm x Alt:13cm	1-3	830105-XX	123,00
	<input type="checkbox"/> Pelotte fisse anatomiche Prof:15cm x Alt:16cm	1-3	830106-XX	143,00

 **XX** = colori → ● Nero XX=80 | ● Nero impermeabile XX=70

5

Scegli il poggiatesta

Poggiatesta		Mis	Codice	
	<input type="checkbox"/> Poggiatesta Curved Larg:18 x Alt:13 asta con 3 snodi , Lung: 8 cm		9921021-XX	208,00
	<input type="checkbox"/> Poggiatesta Curved Larg:26 x Alt:16 asta con 3 snodi , Lung: 8 cm		9922021-XX	208,00
	<input type="checkbox"/> Poggiatesta Curved Larg:18 x Alt:13 asta con 3 snodi, 3D , Lung: 8 cm		9921041-XX	264,00
	<input type="checkbox"/> Poggiatesta Curved Larg:26 x Alt:16 asta con 3 snodi, 3D , Lung: 8 cm		9922041-XX	264,00
	<input type="checkbox"/> Poggiatesta anatomico small , asta con 3 snodi , Lung: 8 cm		9923021-XX	213,00
	<input type="checkbox"/> Poggiatesta anatomico medium , asta con 3 snodi , Lung: 8 cm		9945021-XX	213,00
	<input type="checkbox"/> Poggiatesta anatomico large , asta con 3 snodi , Lung: 8 cm		9967021-XX	213,00
	<input type="checkbox"/> Poggiatesta anatomico small , asta con 3 snodi, 3D , Lung: 8 cm		9923041-XX	276,00
	<input type="checkbox"/> Poggiatesta anatomico medium , asta con 3 snodi, 3D , Lung: 8 cm		9945041-XX	276,00
	<input type="checkbox"/> Poggiatesta anatomico large , asta con 3 snodi, 3D , Lung: 8 cm		9967041-XX	276,00
	<input type="checkbox"/> Pomello per regolazioni veloci		905037	14,00
	<input type="checkbox"/> Pomelli per regolazioni veloci, set di 3 pezzi		905035	39,00
	<input type="checkbox"/> Poggiatesta avvolgente, asta corta		9914092-83	324,00

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine

6

Scegli altri accessori

Braccioli		Mis	Codice	
	<input type="checkbox"/> Braccioli Larg: 7.5, Prof: 26, Alt: 9-15.5 cm*	1	8910615-1	384,00
	<input type="checkbox"/> Braccioli Larg: 7.5, Prof: 26, Alt: 10-16.5 cm*	1	8910616-1	384,00
	<input type="checkbox"/> Braccioli Larg: 7.5, Prof: 31, Alt: 10-22 cm*	2	8910617-1	384,00
	<input type="checkbox"/> Braccioli Larg: 10, Prof: 38, Alt: 13-28 cm*	3	905016-00	384,00

*Compresi pomelli per regolazioni veloci cod. 8910615-11

Contenimenti braccio		Codice	
	<input type="checkbox"/> Contenimenti fissi braccio, set, Prof: 14, Alt: 18*	905017-XX	166,00
	<input type="checkbox"/> Contenimenti fissi braccio, set, Prof: 19, Alt: 27*	905018-XX	214,00
	<input type="checkbox"/> Contenimenti regolabili braccio, set, Prof: 14, Alt: 18*	905019-XX	247,00
	<input type="checkbox"/> Contenimenti regolabili braccio, set, Prof: 19, Alt: 27*	905020-XX	295,00

* Attenzione solo in abbinamento con pelotte fisse!!

 **XX** = colori → ● Nero XX=80 | ● Nero impermeabile XX=70

Maniglioni di spinta e cappottina parasole

Codice



<input type="checkbox"/>	Maniglione di spinta montato sullo schienale, Alt: 14, 18	905070	99,00
<input type="checkbox"/>	Maniglione di spinta montato sullo schienale, Alt: 22, 27, 34	905071	109,00
<input type="checkbox"/>	Maniglione di spinta montato sullo schienale, Alt: 14, 18 completo di attacchi per cappottina	905039-1	172,00
<input type="checkbox"/>	Maniglione di spinta montato sullo schienale, Alt: 22, 27, 34 completo di attacchi per cappottina	905039-2	179,00
<input type="checkbox"/>	Cappottina parasole, nera per mis 1 e 2	8740110	249,00
<input type="checkbox"/>	Cappottina parasole, nera per mis 3	8740120	249,00
<input type="checkbox"/>	Attacchi per cappottina senza maniglione	905040	86,00

Pettorine e cinture

Mis

Codice



<input type="checkbox"/>	Pettorina a farfalla	XS	85705-XS	152,00
<input type="checkbox"/>	Pettorina a farfalla	S	85705-S	152,00
<input type="checkbox"/>	Pettorina a farfalla	M	85705-M	152,00
<input type="checkbox"/>	Pettorina a farfalla	L	85705-L	152,00
<input type="checkbox"/>	Pettorina a farfalla	XL	85705-XL	152,00
<input type="checkbox"/>	Pettorina a farfalla	XXL	85705-XXL	152,00



<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica a 4 punti	XS	85725-XS	83,00
<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica a 4 punti	S	85725-S	83,00
<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica a 4 punti	M	85725-M	83,00
<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica a 4 punti	L	85725-L	83,00
<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica a 4 punti	XL	85725-XL	83,00

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine

6

Scegli altri accessori (segue)

Dispositivi di aggancio per bretellaggio

Codice



<input type="checkbox"/>	Dispositivi di aggancio per bretellaggio, montaggio alto * ricordati di ordinare cod. 905068	8910260	46,00
--------------------------	---	---------	-------

Tavolini

Mis

Codice



<input type="checkbox"/>	Tavolino modello 5 per mis 1, swing-away grigio	1	8910720-1	195,00
<input type="checkbox"/>	Tavolino modello 5 per mis 1, a due supporti , grigio	1	8910725-1	140,00



<input type="checkbox"/>	Tavolino modello 6 per mis 2, swing-away grigio	2	8910720-2	200,00
<input type="checkbox"/>	Tavolino modello 6 per mis 2, a due supporti , grigio	2	8910725-2	140,00

<input type="checkbox"/>	Tavolino modello 6 per mis 3, a due supporti , grigio	3	905080	151,00
--------------------------	--	---	--------	--------



<input type="checkbox"/>	Imbottitura tavolino, modello 5, set	1	8910725-10	316,00
<input type="checkbox"/>	Imbottitura tavolino, modello 5, superiore	1	8910725-10T	209,00
<input type="checkbox"/>	Imbottitura tavolino, modello 5, inferiore	1	8910725-10B	99,00
<input type="checkbox"/>	Imbottitura tavolino, modello 6, set	2-3	8910725-20	316,00
<input type="checkbox"/>	Imbottitura tavolino, modello 6, superiore	2-3	8910725-20T	209,00
<input type="checkbox"/>	Imbottitura tavolino, modello 6, inferiore	2-3	8910725-20B	99,00



<input type="checkbox"/>	Barra gioco per tavolino modello 5 e 6	1-3	8910740	142,00
--------------------------	--	-----	---------	--------



<input type="checkbox"/>	Barra di appoggio anteriore per tavolino modello 5 e 6	1-3	8910750	239,00
--------------------------	--	-----	---------	--------

Basi	Mis	Codice	
------	-----	--------	--



<input type="checkbox"/>	Base high-low:xo interni mis.1, con pistone a gas	1	89010111	1.384,00
<input type="checkbox"/>	Base high-low:xo interni mis.2, con pistone a gas	2	89020211	1.547,00



<input type="checkbox"/>	Base high-low:xo interni mis.2, con pistone idraulico	2	89020241	1.750,00
--------------------------	---	---	----------	----------



<input type="checkbox"/>	Base high-low:xo interni mis.1, con attuatore elettrico e adattatore x:panda shape mis.1 incluso	1	89010131	2.157,00
--------------------------	--	---	----------	----------



<input type="checkbox"/>	Base high-low:xo interni mis.2, con attuatore elettrico e adattatore x:panda shape mis.2 incluso	2	89020131	2.157,00
--------------------------	--	---	----------	----------



<input type="checkbox"/>	Base high-low:xo interni mis.3, con attuatore elettrico e adattore x:panda mis.3 incluso	3	89030131 905090	2.370,00
--------------------------	--	---	--------------------	----------



<input type="checkbox"/>	Strong base con regolazione a manovella, adattore x:panda shape mis.3 incluso	3	89508-1S 905090	1.970,00
--------------------------	---	---	--------------------	----------



<input type="checkbox"/>	Base Stingray per x:panda shape mis.1	1	8702222-xp	2.317,00
--------------------------	---------------------------------------	---	------------	----------



<input type="checkbox"/>	Base high-low:xo esterni mis.1, con pistone a gas	1	89110111	2.155,00
--------------------------	---	---	----------	----------



<input type="checkbox"/>	Base high-low:xo esterni mis.2, con pistone a gas	2	89120111	2.565,00
--------------------------	---	---	----------	----------

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine

Pedane	Mis	Codice	
--------	-----	--------	--



<input type="checkbox"/>	Pedana multifunzione, asta lunga 18 cm	1	8910852-1	346,00
<input type="checkbox"/>	Pedana multifunzione, asta lunga 31 cm	2	8910852-2	346,00
<input type="checkbox"/>	Pedana multifunzione, asta lunga 35 cm	3	8910852-3	346,00

<input type="checkbox"/>	Distanziale in larghezza per pedana multifunzione		8910855	185,00
--------------------------	---	--	---------	--------



<input type="checkbox"/>	Pedana unica tipo Wombat, 36 x 23 cm con asta singola lunga 29 cm	1	85145-2 8910820-2	344,00
--------------------------	---	---	----------------------	--------

<input type="checkbox"/>	Pedana unica tipo Wombat, 41 x 24 cm con asta singola lunga 29 cm	2	95145-3 8910820-2	344,00
--------------------------	---	---	----------------------	--------

<input type="checkbox"/>	Pedana unica tipo Wombat, 48 x 24 cm con asta singola lunga 35 cm	3	95145-4 8910821-3	344,00
--------------------------	---	---	----------------------	--------



<input type="checkbox"/> Pedana a regolazione differenziata, 7,5 x 17 cm con asta doppia lunga 25 cm	1	89143-1 8910840-2	454,00
<input type="checkbox"/> Pedana a regolazione differenziata, 9,5 x 21 cm con asta doppia lunga 25 cm	2	89143-2 8910840-2	454,00
<input type="checkbox"/> Pedana a regolazione differenziata, 11 x 23,5 cm con asta doppia lunga 31 cm	3	89143-3 8910841-3	454,00