



## SatinSheet kussensloop

Item no.

### Specificaties

Kussensloop

EIM4117S

Het kussen is 70 cm breed en 60 cm lang. Buitenkant: 55%katoen/45% polyester. Binnenkant 100% polyester. Maximaal gebruikersgewicht 200 kg. 2 jaar fabrieksgarantie. Strijken bevordert de glijfunctie.

### Omschrijving

De onderzijde van het kussensloop bevat Satin waardoor deze gebruikt kan worden bij verplaatsingen in bed. Zijn de strepen van het kussen horizontaal dan kan de verzorger het hoofd van de cliënt eenvoudig van links naar rechts verplaatsen. Draai het kussen een kwartslag voor verplaatsen van boven naar beneden. Gebruik het Immedia Kussensloop in combinatie met een SatinSheet 2D Basislaken en/of SatinSheet 4D Treklaken als u afhankelijk bent van een zorgverlener voor wisselgeving en/of herpositioneren.

### Goed te combineren met:

SatinSheet 2D Treklaken Midi(EIM4118S), SatinSheet 4D Treklaken Midi(EIM4115SH), SatinSheet 4D Treklaken Maxi(EIM4121SH), SatinSheet In2Sheet 4D Treklaken Midi(EIM4140SH)

### Wasvoorschriften:

### Gebruik

- Positioneren;
- Hogerop plaatsen in bed;
- Reduceren druk en schuifkrachten;
- Verlagen fysieke belasting verzorgende.



Geen bleekmiddel of wasverzachter.

Lees altijd de handleiding voor gebruik.