

# Produktinformation

Gäller: Swift Mobil-2 | Swift Mobil Tilt-2 | Swift Mobil 24"-2

## Nya plastdetaljer för en renare duschstol


etac®

Swift Mobil-familjen uppdateras med nya plastdetaljer. Uppdateringen berör fästena till ben- och armstöd samt kåporna till tiltreglaget. De nya plastdetaljerna har skruvar som endast syns från insidan, vilket därmed skapar ett renare intryck och underlättar vid rengöring.


Befintliga detaljer ska slutförbrukas innan förändringen görs i produktion. Övergång till nya detaljer på huvudprodukt beräknas till v31 och artikelnummer på huvudprodukterna kommer inte ändras.

När det gäller reservdelar kommer de nuvarande artiklarna att ersättas med nya artikelnummer efter de är slutförbrukade.


De förändrade delarna kan användas som reservdelar på redan levererade Swift Mobil och det är också ok att ha olika varianter på en Swift Mobil.



**Benstödsfäste**



**Armstödsfäste**



**Tilthandtag**

2024-06-05 ID: P5616A

1/2

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

etac®  
Creating Possibilities

Benämning artikel nya reservdelar	Beskrivning	Art. nr.	Beräknad säljstart
Benstödsinfästning vä	Swift Mobil-2	84006266	V. 31 2024
Benstödsinfästning hö	Swift Mobil-2	84006267	V. 31 2024
Tiltbygel	Swift Mobil Tilt-2	84006268	V. 31 2024
Tiltbygel XL	Swift Mobil Tilt-2 XL	84006269	V. 31 2024
Armstödsfäste vä	Swift Mobil-2	84006270	V. 31 2024
Armstödsfäste hö	Swift Mobil-2	84006271	V. 31 2024

## Utgående artiklar

Benämning artikel tillbehör	Beskrivning	Art. nr.
Benstödsinfästning SwiftM vä		84005096
Benstödsinfästning SwiftM hö		84005097
Tiltbygel Swift Mobil tilt	kompl	84005093
Tiltbygel Swift Mobil tilt-2XL	kompl	84005108
Slutförbrukas		