

# Produktinformation

Gäller: Swift Mobil-2 | Swift Mobil Tilt-2 | Swift Mobil 24"-2

## Huvudstöd i upprätt version

etac®

Då vägghängda toaletter blir mer och mer vanliga lanserar vi nu ett huvudstöd som har ett fäste som är mer upprätt och därmed gör att den mobila duschstolen kommer närmare väggen för bättre passning mot toaletten. I kombination med upprätt rygg ger det en unik kombination för att passa över vägghängda toaletter.

Huvudstödet kan justeras i höjd, djup och sidled genom att skruva på vreden vilket gör att inga verktyg behövs.



**Det uppräta huvudstödet gör att man kommer närmare väggen med den mobila duschstolen, då toaletten är väggmonterad.**

Benämning artikel Tillbehör	Beskrivning	Art. nr.	Säljstart
Huvudstöd upprätt	Swift Mobil-2	80209533	Finns i lager

Benämning artikel Reservdel	Beskrivning	Art. nr.	Säljstart
Fäste till huvudstöd upprätt	Swift Mobil-2	84006225	Finns i lager

2024-05-24 ID: P5642A

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

etac®  
Creating Possibilities