

# Produktinformation

Gäller: R82 Flamingo | Flamingo High-low

## Dynset för reducering av sitsdjup

R82®

För Flamingo storlek 2, 3 och 4 finns det möjlighet att byta ut mjukdyna sits mot en mjukdyna med bredare sidor, vilket minskar sitsbredden. Vi kompletterar nu detta med ett dynset för reducering av sittdjupet.

Varje kit består av tre iläggsdynor som möjliggör en reducering av sittdjupet med antingen 12, 24, 32 eller 44 mm. Iläggsdynorna monteras tillsammans i önskad kombination beroende på vilket sittdjup som önskas.



Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Dynset reducering av sitsdjup	12-44 mm Flamingo stl 2	31880172-44
Dynset reducering av sitsdjup	12-44 mm Flamingo stl 3	31880173-44
Dynset reducering av sitsdjup	12-44 mm Flamingo stl 4	31880174-44
<b>Leverans</b>		Finns för beställning

2024-06-14

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**®  
Creating Possibilities