

Produktinformation

Gäller: R82 x:panda shape | x:panda

Floor frame – Nytt tillbehör

R82[®]

Golvunderredet Floor frame är ett nytt tillbehör till R82 x:panda shape som gör att användaren kan placeras på golvnivå för att interagera med familjen och andra jämnåriga, vilket främjar tidig intervention.

Underredet kan tiltas i olika positioner med hjälp av benens vinkeljustering. Floor frame har fem alternativ för positionering av benen - både på de främre och bakre benen, vilket ger möjlighet att tilta både framåt och bakåt.

Floor frame levereras även med långa ben, vilket tillsammans med x:panda shape ger en bra sittställning och optimal positionering av kropp, nacke och huvud när användaren sitter vid middagsbordet.

Floor frame kan kombineras med x:panda shape Infant seat och storlek 1 samt x:panda storlek 1 och 2.



Floor frame vid leverans



Floor frame med korta ben
och x:panda shape Infant seat



Floor frame med långa ben
och x:panda shape Advanced seat

Benämning NYA artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Golvunderrede Floor frame		31821111
Stag fotplatta hel	11 cm	318910820-0
Vred justering stag fotplatta		318910809
Benämning befintliga artiklar		
Stag fotplatta hel	15 cm	318910820-1
Fotplatta Wombat stl. 0		3195145-0
Fotplatta Wombat stl. 1		3195145-1
Leverans		Finns för beställning

2024-05-24

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities