

# Produktinformation

Gäller: R82 Rabbit Up

## Nytt förlängningsstag till Rabbit Up

R82<sup>®</sup>

Ryggstödet och sidostödet (bakre) till Rabbit Up monteras med ett stag som klickas i fästet baktill.

Nu finns ett stag som är 100 mm längre för de användare med uttalad höftböjning eller andra fysiska begränsningar som kan hindra närheten till centerstaget.



Kort stag



Långt stag + 100 mm

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Förlängningsstag +10 cm	rygg och höftstöd Rabbit	31172179-10
<b>Leverans</b>		Finns för beställning

2024-05-17

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities