

Produktinformation

Gäller: R82 Kudu

Fäste H-sele – Kudu med reglerbar rygg

R82®

Till Kudu med reglerbar rygg finns sedan tidigare ett fäste för h-sele som monteras på huvudstödet stag. Detta fästet har ett 350 mm långt stag. För att passa bättre på de mindre storlekarna av Kudu har vi nu tagit fram ett fäste med ett kortare stag, som är 240 mm långt.

Det nya fästet har två fixlock monterade 16 cm från varandra där båda fixlocken kan flyttas 2 cm utåt för att uppnå önskad placering av remmarna, från t.ex. torso- eller kryssväst.



Fäste H-sele Kudu rb rygg

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fäste H-sele Kudu rb rygg	L240 mm	3181152-1
Leverans		Finns för beställning

2024-06-10

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities