

Klantnaam: \_\_\_\_\_

Dealer: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ordernummer: \_\_\_\_\_

Offerte  Ordernummer: \_\_\_\_\_

Adviseur: \_\_\_\_\_

Ki Mobility rolstoelen voldoen aan de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG, EN12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen. Ze zijn getest volgens ISO 7176-19.



Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Geldig vanaf 01/06/2024

Scan de QR-code of bezoek op onze website de [Catalyst 5](#) voor afbeeldingen van de diverse opties.



Catalyst 5 incl. transportbevestiging \_\_\_\_\_ € 2.735

Catalyst 5 excl. transportbevestiging \_\_\_\_\_ € 2.395

Catalyst 5 standaard frame. Gebruikersgewicht maximaal 136 kg.

## Frame

### Zitframe-breedte en zitdiepte

LET OP: de effectieve zitbreedte is 2,5 cm groter dan de framebreedte i.v.m. de naar buiten gemonteerde zijschotten.

		Zitframe-breedte								
		cm	35,5	38	40,5	43	45,5	48,5	51	
		inch	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	
Zitdiepte	cm	inch	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75	€ 595	
	35,5	14"	€ 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	38	15"	€ 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	40,5	16"	€ 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	43	17"	€ 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	45,5	18"	€ 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	48,5	19"	€ 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	51	20"	€ 540	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
53	21"	€ 540	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
56	22"	€ 540	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### Kruisframe

Standaard kruisframe \_\_\_\_\_ € 0

### Transportbevestiging

Transportbevestiging (niet voor 158 kg (Heavy Duty)) \_\_\_\_\_ € 340

### Maximaal gebruikersgewicht

136 kg \_\_\_\_\_ Std

158 kg (Heavy Duty) \_\_\_\_\_ € 550

*Uitsluitend in combinatie met 6" voorwielen of groter.*

### Zitting-opties

Zitmat \_\_\_\_\_ € 0

Meegroeibare aluminium zitplaat (15mm kortere diepte) \_\_\_\_\_ € 354

### Achterframe

Standaard [50RFT001] \_\_\_\_\_ € 0

*Kies een Standaard of Hoek Instelbare Rugleuning op pag. 2.*

In diepte instelbaar [50RFT002] \_\_\_\_\_ € 205

*Kies een in diepte instelbare rugleuning op pag. 2. Biedt 5 cm zitdiepte-verstelling voor- en achterwaards tussen 35,5 en 56 cm. Alleen met T-Arm of opklapbare armsteunen.*

## Rugleuning

Rugframe		Hoogtebereik	Rughoogte (cm)				
<input type="checkbox"/> Standaard [50BOP002]	€ 0	<input type="checkbox"/> Laag <sup>3,4</sup>	<input type="checkbox"/> 21,5	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 26,5	<input type="checkbox"/> 29	
		<input type="checkbox"/> Medium <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 32 <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39,5	
		<input type="checkbox"/> Hoog	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 49,5	
<input type="checkbox"/> Hoek instelbaar met duwhandvatten [50BOP004]	€ 235	<input type="checkbox"/> Laag <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5		
		<input type="checkbox"/> Medium <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,5		
		<input type="checkbox"/> Hoog	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 48,5	<input type="checkbox"/> 51		
<input type="checkbox"/> Neerklapbaar rugframe met duwhandvatten (Diepte aanpasbaar)	€ 0	<input type="checkbox"/> Laag	<input type="checkbox"/> 51				
		<input type="checkbox"/> Hoog	<input type="checkbox"/> 24				
<input type="checkbox"/> Hoogte instelbaar recht <sup>2,11</sup> met duwhandvatten (Diepte aanpasbaar) [50BOP033]	€ 110	<input type="checkbox"/> Laag <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43
		<input type="checkbox"/> Medium	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 48,5	<input type="checkbox"/> 51
		<input type="checkbox"/> Hoog	<input type="checkbox"/> 51 <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 53,5 <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/> 56 <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/> 58 <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/> 61 <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Niet met dynamische rugleuning

<sup>2</sup> Niet met standaard rugbekleding

<sup>3</sup> Niet met naspanbare rugbespanning

<sup>4</sup> Niet met standaard rugbekleding in combinatie met 53,5 cm (21") en 56 cm (22") zitbreedtes

<sup>5</sup> Niet met naspanbare rugbespanning in combinatie met 35,5 cm (14") en 38 cm (15") zitbreedtes

<sup>6</sup> Niet met naspanbare rugbespanning in combinatie met 56 cm (22") zitbreedte

<sup>7</sup> Niet met transportbevestiging, dynamische rugleuning, 158 kg (Heavy Duty), Swing Away of opklapbare armsteunen, zuurstoffeshouder, infuuspaal.

<sup>8</sup> Niet met transportbevestiging, 158 kg (Heavy Duty), opklapbare en vergrendelbare armsteunen of neerklapbare duwhandvatten

<sup>9</sup> Niet met 8° gebogen rugframe met duwhandvatten

<sup>10</sup> Niet met vergrendelbare armsteun

<sup>11</sup> Niet met naspanbare rugbespanning in combinatie met vergrendelbare armsteunen

### Standaard rugframe

- Rechthoek met duwhandvatten [50BCK004] \_\_\_\_\_ Std
- Rechthoek zonder duwhandvatten [50BCK008] \_\_\_\_\_ € 0
- 8 Graden gebogen met duwhandvatten [50BOP003] \_\_\_\_\_ € 40  
Niet in combinatie met rugframes met Laag hoogtebereik
- Rechthoek met neerklapbare duwhandvatten [50BCK006] \_\_\_\_\_ € 136  
Niet in combinatie met 158 kg (Heavy Duty)

### Duwhandvatten

Niet in combinatie met Neerklapbaar rugframe met duwhandvatten en max gebruikersgewicht 158 kg (Heavy Duty)

- Low Profile duwhandvatten [50BCK007] \_\_\_\_\_ € 181  
5 cm korter dan standaard duwhandvatten

### Opties diepte aanpasbare rugframes

- Demontabele duwbeugel [50BOP012] \_\_\_\_\_ € 110  
Niet in combinatie met rugframe hoogte instelbaar recht met handvatten

### Rugbekleding

Niet in combinatie met Neerklapbaar rugframe met duwhandvatten

- Standaard [50BUP001] \_\_\_\_\_ € 0

### Naspanbare rugbespanning

- Standaard rugbekleding [50BUP002] \_\_\_\_\_ € 365
- Air Mesh rugbekleding [50BUP007] \_\_\_\_\_ € 405
- Zonder rugbekleding [50BUP003] \_\_\_\_\_ € 0

## Frametype / Beensteunen

Frametype	
<input type="checkbox"/> Frame t.b.v. Swing Away beensteunen [50FRM001]	€ 0
<input type="checkbox"/> Frame t.b.v. extra lage Swing Away beensteunen [50FRM002]	€ 0

Beschermhoezen tbv Comfort beensteunen	
<input type="checkbox"/> Gel Pad hoezen (paar) [50ELRPAD]	€ 450

## Beensteun / Voorframehoek

Frame	Beensteunen	60°	70°	80°	90°		
Swing Away	Standaard beensteunen, insteek	<input type="checkbox"/> [50HAN001]	<input type="checkbox"/> [50HAN002]	<input type="checkbox"/> <sup>1</sup> [50HAN003]			Std
	Std beensteunen, kort (Front Mount)		<input type="checkbox"/> [50HAN016]	<input type="checkbox"/> <sup>1</sup> [50HAN017]	<input type="checkbox"/> <sup>1</sup> [50HAN004]		€ 0
	Comfort Beensteunen					<input type="checkbox"/> [50HAN044]	€ 365
	Zonder beensteunen					<input type="checkbox"/> [50HAN046]	€ 0
Vast	Met voetplaat-insteekbuis		<input type="checkbox"/> [50FRM003]	<input type="checkbox"/> <sup>1</sup> [50FRM004]			€ 0

<sup>1</sup> Niet in combinatie met 7" of 8" voorwielen

## Beensteunen / verlenging / Onderbeenlengte

Kies het model en de gewenste onderbeenlengte, rekening houdend met groei.

Kies de onderbeenlengte tenminste 6 cm (2.5") korter dan de framehoogte-voor. Maatvoeringen bepaald op 70° beensteunen.

Beensteun	model	Onderbeenlengte (cm)												
Standaard beensteunen, insteek (60°, 70°, 80°)	<input type="checkbox"/> Kort	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30,5	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38				
	<input type="checkbox"/> Medium	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39,5	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43				
	<input type="checkbox"/> Lang	<input type="checkbox"/> 39,5	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48,5	<input type="checkbox"/> 49,5				
Standaard beensteunen, kort Front Mount <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Kort (70°, 80°, 90°)	Standaard										7,5 cm verlenging vereist € 65		
		<input type="checkbox"/> 12,5	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16,5	<input type="checkbox"/> 18				<input type="checkbox"/> 25,5	<input type="checkbox"/> 26,5	<input type="checkbox"/> 28		
	<input type="checkbox"/> Medium (70°, 80°, 90°)	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21,5	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24				<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30,5	<input type="checkbox"/> 32		
		<input type="checkbox"/> 12,5	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16,5	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20		<input type="checkbox"/> 30,5	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33		
		<input type="checkbox"/> 21,5	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25,5	<input type="checkbox"/> 26,5	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29		<input type="checkbox"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 37		
<input type="checkbox"/> Lang (70°, 80°)	<input type="checkbox"/> 12,5	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16,5	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21,5	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38		
	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25,5	<input type="checkbox"/> 26,5	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30,5	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 39,5	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 42		
Comfort Laag draaipunt	<input type="checkbox"/> Kort	30,5 - 44,5												
	<input type="checkbox"/> Lang	38 - 53,5												
Comfort Hoog draaipunt	<input type="checkbox"/> Kort	26,5 - 39,5												
	<input type="checkbox"/> Lang	33 - 48,5												

### 7,5 cm verlenging

Alleen van toepassing op standaard beensteunen kort (Front Mount).

- 7,5 cm verlenging [50EXT008] € 65
- 7,5 cm verlenging (los geleverd) [50EXT018] € 65

### Voetplaten

- Kunststof [50FPL001] € 0  
Niet met standaard beensteun kort (Front Mount) of Comfort
- Kunststof, in hoek instelbaar [50FPL014] € 210  
Niet met standaard beensteun kort (Front Mount) of 35,5 cm (14") zitbreedte
- Aluminium, in hoek instelbaar [50FPL002] € 210
- Aluminium, vergrendelbaar, hoek en diepte instelbaar [50FPL020] € 335
- Uitsluiten met standaard beensteun Front Mount
- Eendelig, opklapbaar, hoek instelbaar [50FPL009] € 210  
Niet met standaard beensteun kort (Front Mount) of Comfort

Minimaal vereiste framehoogte (cm) met standaard beensteunen, kort (Front Mount)						
Model	kort		medium		lang	
	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Kniehoek	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Minimaal vereiste framehoogte met standaard voetplaten	34,5	34,5	35,5	38	40,5	43
Minimaal vereiste framehoogte met 7,5 cm (3") verlenging	37	40,5	42	45,5	47	51

### Ontgrendeling

- Classic [50REL001] Std
- 4-Way - In line [50REL002] € 0  
Zie afbeelding A. Niet in combinatie met Comfort beensteunen.
- 4-Way - Out [50REL003] € 0  
Zie afbeelding B. Niet in combinatie met Comfort beensteunen.



## Frametype / beensteunen vervolg

Hakbanden		Kuitband	
<input type="checkbox"/>	Hakbanden [50ACC008] € 45	<input type="checkbox"/>	Klittenband verstelbaar [50ACC002] € 47
<input type="checkbox"/>	Hakbanden verstelbaar [50ACC029] € 60	<input type="checkbox"/>	Klittenband verstelbaar, gepolsterd [50ACC003] € 91
		<input type="checkbox"/>	Bodypoint gepolsterd AeroMesh [50ACC010] € 138

## Amputatiesteun

<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun links [50RLS001] € 440	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun rechts [50RLS002] € 440
<input type="checkbox"/>	Zonder beensteun links [50RLS004] - € 10	<input type="checkbox"/>	Zonder beensteun rechts [50RLS005] - € 10

### Amputatiekussen links

Bekleding:	<input type="checkbox"/> Skai [50RLS006]	
	<input type="checkbox"/> Air Mesh [50RLS007]	
Afmeting:	<input type="checkbox"/> 12,5 x 20 [50RLS008]	<input type="checkbox"/> 23 x 35,5 [50RLS011]
	<input type="checkbox"/> 18 x 25,5 [50RLS009]	<input type="checkbox"/> 28 x 25,5 [50RLS012]
	<input type="checkbox"/> 23 x 25,5 [50RLS010]	<input type="checkbox"/> 28 x 35,5 [50RLS013]

### Amputatiekussen rechts

Bekleding:	<input type="checkbox"/> Skai [50RLS020]	
	<input type="checkbox"/> Air Mesh [50RLS021]	
Afmeting:	<input type="checkbox"/> 12,5 x 20 [50RLS008]	<input type="checkbox"/> 23 x 35,5 [50RLS011]
	<input type="checkbox"/> 18 x 25,5 [50RLS009]	<input type="checkbox"/> 28 x 25,5 [50RLS012]
	<input type="checkbox"/> 23 x 25,5 [50RLS010]	<input type="checkbox"/> 28 x 35,5 [50RLS013]

## Framehoogte voorzijde en voorwielen

### Wielmaat / Voorframe type / framehoogte voorzijde

Wielmaat	Framehoogte voorzijde													
	Super Low voorframe													
4"	<input type="checkbox"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39,5	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48,5	<input type="checkbox"/> 49,5	<input type="checkbox"/> 51
5"	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39,5	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48,5	<input type="checkbox"/> 49,5	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	
6"	<input type="checkbox"/> 39,5	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48,5	<input type="checkbox"/> 49,5	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53,5		
7"	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44,5		<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48,5	<input type="checkbox"/> 49,5	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53,5				
8"	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48,5	<input type="checkbox"/> 49,5	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53,5						

## Voorwielen

		Wielmaat					
		Prijs	4"	5"	6"	7"	8"
Voorwiel	.75" Rollerblade	€ 0	<input type="checkbox"/> [50CAS004]				
	.75" Lighted Rollerblade	€ 94	<input type="checkbox"/> [50CAS005]				
	1" Poly	€ 0	<input type="checkbox"/> [50CAS006]	<input type="checkbox"/> [50CAS010]	<input type="checkbox"/> [50CAS014]	<input type="checkbox"/> [50CAS019]	<input type="checkbox"/> [50CAS020]
	1" Poly Aluminum	€ 147	<input type="checkbox"/> [50CAS007]	<input type="checkbox"/> [50CAS011]			
	1" Lucht	€ 108			<input type="checkbox"/> [50CAS017]		<input type="checkbox"/> [50CAS021]
	1.5" Poly	€ 60	<input type="checkbox"/> [50CAS032]	<input type="checkbox"/> [50CAS025]	<input type="checkbox"/> [50CAS026]		
	1.5" Soft Roll Aluminum	€ 234	<input type="checkbox"/> [50CAS009]	<input type="checkbox"/> [50CAS013]	<input type="checkbox"/> [50CAS016]		
	2" Poly	€ 105			<input type="checkbox"/> [50CAS024]		
	2" Lucht met foam insert	€ 255					<input type="checkbox"/> [50CAS023]

Maximaal verschil framehoogte voor- en achterzijde							
Zitdiepte (cm)	35,5	38	40,5	43	45,5	48,5	51
Maximaal verschil (cm) standaard balhoofd	4	5	5	5	6,5	6,5	6,5
Maximaal verschil (cm) Performance balhoofd	7,5	7,5	7,5	9	9	10	10

## Framehoogte voorzijde en voorwielen vervolg

### Voorvork-as

- Best Fit [50CST006] \_\_\_\_\_ Std  
Ki Mobility kiest de optimale combinatie van vork en as op basis van gekozen wielmaat en framehoogte (aanbevolen)
- Standaard vork-as [50CST001] \_\_\_\_\_ € 0
- 2 cm langere vork-as [50CST002] \_\_\_\_\_ € 0
- 4 cm langere vork-as [50CST003] \_\_\_\_\_ € 0

### Balhoofd

- Standaard [50CSH001] \_\_\_\_\_ € 0
- Performance [50CSH002] \_\_\_\_\_ € 70  
Niet beschikbaar voor 158 kg (Heavy Duty)

### Voorvork-opties

- Rijrichtinghouders [50CST005] \_\_\_\_\_ € 245  
Niet in combinatie met Performance balhoofd, 4 cm verlengde voorvork-as of Frog Legs vork

## Remmen

### Remmen

- Drukremmen [50WLK002] \_\_\_\_\_ Std
- Drukremmen vlakke montage [50WLK001] \_\_\_\_\_ € 0
- Trekremmen [50WLK003] \_\_\_\_\_ € 0
- Low Profile schaarremmen [50WLK012] \_\_\_\_\_ € 61  
Niet in combinatie met Low Poly, Full Poly of Sentinel massieve banden
- Trommelremmen [50WLK015] \_\_\_\_\_ € 590  
Uitsluitend met 20", 22" en 24" MAXX Performance Spoke wheels. Niet in combinatie met in hoek verstelbare rug, rugrame zonder duwhandvat en rugframe met neerklapbare of lowprofile duwhandvatten. Met Quick Release assen

- Dual - Trommelremmen + gebruikersremmen \_\_\_\_\_ € 695  
Uitsluitend met 20", 22" en 24" MAXX Performance Spoke wheels. Niet in combinatie met in hoek verstelbare rug, rugrame zonder duwhandvat en rugframe met neerklapbare of lowprofile duwhandvatten. Met Quick Release assen.

- Drukrem [50WLK016] \_\_\_\_\_  Trekrem [50WLK017] \_\_\_\_\_
- Zonder remmen [50WLK007] \_\_\_\_\_ € 0

### Opties remmen

- Remverlengers [50WLK004] \_\_\_\_\_ € 96  
Alleen in combinatie met druk- of trekremmen
- Terugrol-beveiliging t.b.v. bergop rijden [50WLK009] \_\_\_\_\_ € 204  
Alleen in combinatie met drukremmen en luchtbanden of luchtbanden met foam insert.

## Framehoogte achterzijde en wielen

### Wielmaat / profiel / framehoogte achterzijde

Zitdiepte 35,5 (14") niet beschikbaar met 24", 25" of 26" wielen.

Universele asplaat vereist  Alle asplaten mogelijk (Universeel, Amputatie, One Arm Drive)

Wielmaat	Profiel	Framehoogte achterzijde									
20"	Low	<input type="radio"/> 29	<input type="checkbox"/> 30,5 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 32	<input type="checkbox"/> 33 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="radio"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="radio"/> 39,5	<input type="radio"/> 40,5
	Full	<input type="radio"/> 30,5	<input type="checkbox"/> 32 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 33	<input type="checkbox"/> 34,5 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 37	<input type="radio"/> 38	<input type="checkbox"/> 39,5	<input type="radio"/> 40,5	<input type="radio"/> 42
22"	Low	<input type="radio"/> 32	<input type="checkbox"/> 33 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 35,5 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="radio"/> 39,5	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="radio"/> 42	<input type="radio"/> 43
	Full	<input type="radio"/> 33	<input type="checkbox"/> 34,5 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 37 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 38	<input type="checkbox"/> 39,5	<input type="radio"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 42	<input type="radio"/> 43	<input type="radio"/> 44,5
24"	Low	<input type="radio"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 35,5 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 37	<input type="checkbox"/> 38 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 39,5	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="radio"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="radio"/> 44,5	<input type="radio"/> 45,5
	Full	<input type="radio"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 37 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 38	<input type="checkbox"/> 39,5 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 42	<input type="radio"/> 43	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="radio"/> 45,5	<input type="radio"/> 47
25"	Low	<input type="radio"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 37 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 38	<input type="checkbox"/> 39,5 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 42	<input type="radio"/> 43	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="radio"/> 45,5	<input type="radio"/> 47
26"	Low		<input type="checkbox"/> 38 <sup>1,2</sup>	<input type="radio"/> 39,5	<input type="checkbox"/> 40,5 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="radio"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="radio"/> 47	<input type="radio"/> 48,5
	Full	<input type="radio"/> 38 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 39,5 <sup>1,2</sup>	<input type="radio"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 42 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 43	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="radio"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="radio"/> 49	<input type="radio"/> 49,5

<sup>1</sup> Niet verkrijgbaar met Amputatie-asplaat

<sup>2</sup> Niet verkrijgbaar met in hoogte verstelbare opklapbare T-armleggers

## Framehoogte achter en wielen vervolg

### Asplaten

Geen keuze nodig bij One Arm Drive

- Universeel [50AXP009] \_\_\_\_\_ Std
- Amputatie [50AXP003] \_\_\_\_\_ € 198  
Niet verkrijgbaar met wegzwenkbare armsteunen. Vereist bij hoekverstelbare rugframes.

### One Arm Drive

- One Arm Drive [50DRV007] \_\_\_\_\_ € 1.992  
Uitsluitend met 20", 22" en 24" spaakwielen en Quick Release assen. Niet met 4° camber. Hoepel is standaard aluminium geanodiseerd.
- Wielmaat achter:  20" [50OAD020]  22" [50OAD022]  
 24" [50OAD024]
- Aandrijfzijde:  Links [50DRV002]  Rechts [50DRV003]
- Hoepel:  Aluminium [50DRV004] \_\_\_\_\_ € 0  
 Poly Coated [50DRV005] \_\_\_\_\_ € 268

### Achterwielen

Geen keuze nodig bij One Arm Drive

		Wielmaat achter					
		Prijs	20"	22"	24"	25"	26"
Achterwiel	MAXX Performance Spoke	€ 0	<input type="checkbox"/> [50WH1120]	<input type="checkbox"/> [50WH1122]		<input type="checkbox"/> [50WH1125]	<input type="checkbox"/> [50WH1126]
	MAXX Performance Spoke	€ 0			<input type="checkbox"/> [50WH1124]		
	Mag	€ 0	<input type="checkbox"/> [50WHE120]	<input type="checkbox"/> [50WHE122]	<input type="checkbox"/> [50WHE124]		
	Superlight Spoke <sup>1</sup>	€ 427			<input type="checkbox"/> [50WHE224]	<input type="checkbox"/> [50WHE225] <sup>2</sup>	
	Spinergy Spox	€ 1.103		<input type="checkbox"/> [50WHE422]	<input type="checkbox"/> [50WHE424]	<input type="checkbox"/> [50WHE425]	<input type="checkbox"/> [50WHE426]
	Spinergy LX	€ 1.383		<input type="checkbox"/> [50WHE522]	<input type="checkbox"/> [50WHE524]	<input type="checkbox"/> [50WHE525]	<input type="checkbox"/> [50WHE526]

<sup>1</sup> Niet beschikbaar voor 158 kg (Heavy Duty)

<sup>2</sup> Alleen verkrijgbaar met Superlight en Plastic gecoate hoepels

### Spinergy Opties

#### Spaakkleur:

- Zwart [50SSC001]  Rood [50SSC002]  Wit [50SSC003]  
 Blauw [50SSC005]  Geel [50SSC004]  Roze [50SSC007] <sup>1</sup>  
 Groen [50SSC008] <sup>1</sup>  Paars [50SSC012] <sup>1</sup>  Oranje [50SSC009] <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Uitsluitend met Spinergy LX

### Hoepelmontage

#### Hoepelmontage:

Alleen indien Aluminium Geanodiseerde of Plastic gecoate hoepels gekozen worden.

- Smal gemonteerd (1,9 cm) \_\_\_\_\_ € 0  
 Breed gemonteerd (3,2 cm) \_\_\_\_\_ € 0

### Hoepels

Geen keuze nodig bij One Arm Drive

#### Standaard hoepels

- Aluminium geanodiseerd [50HRM001] \_\_\_\_\_ Std
- Superlight Aluminium geanodiseerd [50HRM010] \_\_\_\_\_ € 67  
Uitsluitend op 24" en 25" wielen en uitsluitend op MAXX Performance, Superlight of Spinergy wielen. Niet met 158 kg (Heavy Duty).
- Plastic gecoate [50HRM002] \_\_\_\_\_ € 127
- Projection (8 verticale knoppen [50HRM003] \_\_\_\_\_ € 422  
Uitsluitend op full profile banden in combinatie met 22"-26" MAXX Performance of 24" Mag wielen.
- Spinergy Flex hoepel [50HRM011] \_\_\_\_\_ € 867  
Uitsluitend op 24" en 25" Spinergy LX wielen
- Zonder hoepels [50HRM012] \_\_\_\_\_ € 0

#### Ergonomic Fit Hoepels

Niet in combinatie met 18" of 20" of 22" Mag wielen.

- Ergonomic Fit hoepel zonder duimgrip \_\_\_\_\_ € 460  
 Ergonomic Fit hoepel met standaard duimgrip \_\_\_\_\_ € 594  
 Ergonomic Fit hoepel met extra duimgrip \_\_\_\_\_ € 659  
 Ergonomic Fit Lite hoepel zonder duimgrip \_\_\_\_\_ € 460  
 Ergonomic Fit Lite hoepel met duimgrip \_\_\_\_\_ € 594  
 Ergonomic Fit Lite hoepel met extra duimgrip \_\_\_\_\_ € 659

#### Hoepels aanvullende opties

- 3M Micro Grip \_\_\_\_\_ € 87  
Niet in combinatie met gecoate of Projection hoepels.

### Achterbanden

#### Full Profile

- Luchtband 1 3/8" [50TIR001] \_\_\_\_\_ € 0  
Niet in combinatie met 25".
- Massief 1 3/8" [50TIR002] \_\_\_\_\_ € 0  
Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".
- Lucht met foam insert binnenband 1 3/8" [50TIR004] \_\_\_\_\_ € 107  
Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".
- Schwalbe HS-127 1 3/8" [50TIR017] \_\_\_\_\_ € 168  
Alleen in 24". Niet in combinatie met Mag wielen.

#### Low Profile

- Massief 1" [50TIR003] \_\_\_\_\_ € 0  
Niet in combinatie met Superlight wiel, 25" of 26" of 158 kg (Heavy Duty)
- Sentinel massief [50TIR005] \_\_\_\_\_ € 127  
Niet in combinatie met Superlight wiel of 20" en 22" Mag wielen
- Hogedruk luchtband 1" [50TIR006] \_\_\_\_\_ € 127  
Niet in combinatie met Mag wielen
- Schwalbe One 1" [50TIR018] \_\_\_\_\_ € 168  
Niet in combinatie met Superlight wiel of 20", 22" en 26" Mag wielen
- Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" [50TIR010] \_\_\_\_\_ € 181  
Niet in combinatie met Superlight wiel of 20" en 22" Mag wielen

## Framehoogte achterzijde en wielen vervolg

### Assen

Geen keuze mogelijk nodig in combinatie met Trommelremmen.

- Quick Release \_\_\_\_\_ € 0
- Quad Quick Release \_\_\_\_\_ € 235  
Niet in combinatie met Mag wielen.

### Aspositie

- Camber:  0° [50WC00]  2° [50WC02]
  - 4° [50WC04]
  - Balanspositie:  Achter [50COG003]  Midden [50COG002]
  - Voor [50COG001]
- Geen keuze mogelijk bij amputatie-asplaat

## Armsteunen

### Armsteunen

In hoogte verstelbare armsteunen (hoogte 21,5 - 34,5 cm)

- Kort [50ARM003] \_\_\_\_\_ € 454
- Lang [50ARM004] \_\_\_\_\_ € 454

In hoogte verstelbare armsteunen laag (hoogte 19 - 28 cm)

- Kort [50ARM022] \_\_\_\_\_ € 454
- Lang [50ARM023] \_\_\_\_\_ € 454

In hoogte verstelbare armsteunen laag, opklapbaar (hoogte 24-34,5 cm)

Uitsluitend met standaard rugframe

- Kort [50ARM029] \_\_\_\_\_ € 484
- Lang [50ARM030] \_\_\_\_\_ € 484

Armsteunen opklapbaar (hoogte 26,5 cm)

Minimale zitdiepte 40,5 cm vereist. Uitsluitend met standaard rugframe

- Kort [50ARM009] \_\_\_\_\_ € 0
- Lang [50ARM008] \_\_\_\_\_ € 0

Hoekverstelbare, vergrendelbare opklapbare armsteunen

Uitsluitend met hoek- en diepteverstelbare rugframes

- Kort [50ARM010] \_\_\_\_\_ € 353
- Lang [50ARM011] \_\_\_\_\_ € 353
- Swing Away (hoogte 26,5 -32 cm [50ARM002] \_\_\_\_\_ € 247  
Uitsluitend met standaard rugframe. Zonder armleggerpads.
- Swing Away met kledingbeschermers (26,5-32 cm) [50ARM018] \_\_\_\_\_ € 367  
Uitsluitend met standaard rugframe. Zonder armleggerpads.
- Zonder armsteunen [50ARM007] \_\_\_\_\_ € 0

### Armleggers

Niet in combinatie met Swing Away armsteunen

- Standaard armlegger [50ARM026] \_\_\_\_\_ € 0
- Waterfall armlegger [50ARM020] \_\_\_\_\_ € 33  
Uitsluitend met hoogterstelbare armsteunen
- Foam [50ARM025] \_\_\_\_\_ € 0  
Uitsluitend met hoekverstelbare vergrendelbare opklapbare armsteunen

## Accessories

### Uitneembare zijschotten

Niet met standaard of opklapbare armsteunen, of armsteunen met kledingbeschermers

- Kunststof kledingbeschermers [50SDG002] \_\_\_\_\_ € 195
- Aluminium kledingbeschermers
  - matzwart \_\_\_\_\_ € 367
  - meegespoten in gekozen framekleur \_\_\_\_\_ € 434  
niet in Hydrographics prints mogelijk.
- Aluminium spatborden met foam zijkussen
  - matzwart \_\_\_\_\_ € 482
  - meegespoten in gekozen framekleur \_\_\_\_\_ € 549  
niet in Hydrographics prints mogelijk.
- Carbon spatborden [50SDG013] \_\_\_\_\_ € 692

### Positioneringsgordel

- 4 cm breed, met autogordel-sluiting [50POB001] \_\_\_\_\_ € 94
- 4 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd [50POB002] \_\_\_\_\_ € 206
- 5 cm gordel, met vliegtuigsluiting [50POB003] \_\_\_\_\_ € 147
- Bodypoint Evoflex - Pelvic Stabilizer \_\_\_\_\_ € 256  
maat:  Small (40-60 cm) [50POB007]  Medium (50-75 cm) [50POB008]
- Large (65-95 cm) [50POB009]
- Bodypoint gordelmontagekit \_\_\_\_\_ € 141  
model:  Beugel [50ACC013]  Klapgesp 2,5 cm [50ACC012]

### Zuurstoffleshouder

Niet in combinatie met in diepte instelbaar achterframe

- Zuurstoffleshouder \_\_\_\_\_ € 325
- Rechts [50ACC032]  Links [50ACC033]

### Anti-kiep

- Anti-kiep [50ATP001] \_\_\_\_\_ € 186
- Swing-In Anti-kiep  
Niet met 158 kg (Heavy Duty) of verstelbare rugleuning
  - Eénzijdig - links [50ATP007] \_\_\_\_\_ € 219  
Niet met zuurstoffleshouder rechts
  - Eénzijdig - rechts [50ATP008] \_\_\_\_\_ € 219  
Niet met zuurstoffleshouder links
  - Paar [50ATP009] \_\_\_\_\_ € 439  
Niet in combinatie met stokhouder of zuurstoffleshouder
- Zonder Anti-kiep [50ATP000] \_\_\_\_\_ € 0

### Overige accessoires

- Gereedschapset [50ACC005] \_\_\_\_\_ € 61
- Afneembare tas onder zitting klein model [50ACC015] \_\_\_\_\_ € 67
- Afneembare tas onder zitting groot model [50ACC026] \_\_\_\_\_ € 101  
Vanaf zitbreedte 35,5 cm.
- Framebeschermers Zwart neopreen [50IMG001] \_\_\_\_\_ € 113
- Stokhouder [50ACC007] \_\_\_\_\_ € 262
- Spaakbeschermers, transparant \_\_\_\_\_ € 150

Scan de QR-code of kijk op de website voor de [kleurvoorbeelden](#) (tabblad Opties).



## Kleuren

Framekleur niet van toepassing op Titanium frames

### Hoogglans framekleur

<input type="checkbox"/> Black [50FCS001]	€ 0
<input type="checkbox"/> Blue Skies [50FCS018]	€ 0
<input type="checkbox"/> Bubblegum Pink [50FCS011]	€ 0
<input type="checkbox"/> Candy Blue [50FCS012]	€ 0
<input type="checkbox"/> Candy Purple [50FCS010]	€ 0
<input type="checkbox"/> Candy Red [50FCS003]	€ 0
<input type="checkbox"/> Copper [50FCS009]	€ 0
<input type="checkbox"/> Granny Smith [50FCS008]	€ 0
<input type="checkbox"/> Metallic Orange [50FCS032]	€ 0
<input type="checkbox"/> Yellow [50FCS029]	€ 0

### Mat framekleur

<input type="checkbox"/> Charcoal Gray [50FCS031]	€ 0
<input type="checkbox"/> Emerald Green [50FCS019]	€ 0
<input type="checkbox"/> Iridescent Burgundy [50FCS021]	€ 0
<input type="checkbox"/> Iridescent Navy [50FCS016]	€ 0
<input type="checkbox"/> Military Green [50FCS025]	€ 0
<input type="checkbox"/> Retro Red [50FCS022]	€ 0
<input type="checkbox"/> Royal Blue [50FCS023]	€ 0
<input type="checkbox"/> Shadow Black [50FCS015]	€ 0
<input type="checkbox"/> Smooth White [50FCS024]	€ 0

### Accentkleur anodisering

Anodisering in kleur is van toepassing op: rug-montageplaat, rug-ontgrendelbehuizing, asplaat zijschot-ontvangstdelen, balhoofden en voorvorken.

<input type="checkbox"/> Black	€ 0
<input type="checkbox"/> Blue	€ 220
<input type="checkbox"/> Bright Green	€ 220
<input type="checkbox"/> Orange	€ 220
<input type="checkbox"/> Pewter	€ 220
<input type="checkbox"/> Pink	€ 220
<input type="checkbox"/> Purple	€ 220
<input type="checkbox"/> Red	€ 220
<input type="checkbox"/> Gold	€ 220

### Hydrographics prints

Hydrographics € 794

- AOR1 (Desert Digital Camo) [50GIT002]
- Pink Camo [50GIT005]
- Muddy Girl [50GIT010]
- NEXT Camo [50GIT003]
- Carbon Fiber<sup>1</sup> [50GIT008]
- Zebra<sup>1</sup> [50GIT007]

<sup>1</sup>Kies basiskleur Hydrographic prints. Zebra niet in zwart.

Basiskleur Hydrographic prints

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Black [50GBC001]        | <input type="checkbox"/> Blue [50GBC002] |
| <input type="checkbox"/> Granny Smith [50GBC004] | <input type="checkbox"/> Pink [50GBC005] |
| <input type="checkbox"/> Purple [50GBC006]       | <input type="checkbox"/> Red [50GBC007]  |



Catalyst framehoogtes voorzijde (cm)																				
4" Wiel				5" Wiel				6" Wiel				7" Wiel				8" Wiel				
Hoogte	Super Low	Vork-as	Vork	Hoogte	Super Low	Vork-as	Vork	Hoogte	Super Low	Vork-as	Vork	Hoogte	Super Low	Vork-as	Vork	Hoogte	Super Low	Vork-as	Vork	
38	34,5	Std	4"	40,5	37	Std	4"	43	39,5	Std	5"	45,5	42	Std	6"	48,5	44,5	Std	6"	
39,5	14			42	39,5	2		44,5	42	2		47	43			49,5	47	2		
39,5 <sup>1</sup>	14 <sup>1</sup>	2		44,5	40,5	4		47	43	4		47	44,5	2		52	n/a	4		
40,5	37			40,5	37	Std	43	39,5	Std	48,5	45,5	4	48,5			44,5	Std			
45 <sup>3,5</sup>	38 <sup>1</sup>	4		42	38		42	39,5		2	44,5		40,5	49,5		45,5		49,5	45,5	
43	39,5			42	39,5	2	45,5	42		5"	47		43	4		51		47	51	47
39,5	14	Std		43	40,5		4	44,5	42		6"	47	43			Std		52	48,5	7"
40,5	37			44,5	40,5	4		45,5	43			2	48,5	44,5				2	49,5	
40,5	38	2		45,5	42	Std	47	44,5	4	49,5		45,5	4	51					48,5	
42	39,5			42	38		4	47		43	4	51		47		2		52	n/a	
43	39,5	4	43	39,5	Std	48,5		44,5		6"		48,5		45,5	7"			53,5	n/a	
44,5	40,5		44,5	40,5		4	49,5	45,5	4		49,5	47	4	52		48,5				
42	38	Std	44,5	40,5	2	45,5	42	2	51		48,5	4		53,5		n/a				
43	39,5		45,5	42		4	47		43	Std	52		n/a							
43	40,5	2	47	43	4		48,5		44,5		7"		51	47	4					
44,5	42		45,5	42		4	49,5	45,5	4	52		48,5								
45,5	42	4	47	43	4		47	44,5		2		53,5	n/a							
47	43		48,5	44,5		2	48,5	45,5	4											
45,5	42	Std	45,5	42	Std		49,5	47		7"										
47	43		47	43		4	51	48,5	4											
47	44,5	2	48,5	44,5	2		49,5	45,5		4										
48,5	45,5		47	44,5		2	51	47	4											
49,5	47	4	48,5	45,5	2		52	48,5		4										
51	48,5		49,5	47		4	53,5	n/a	4											
				49,5	45,5		4	6" x 2" wiel niet met 5" vork												
				51	47	4														
				52	48,5															4

<sup>1</sup> Niet met 4" x 1.5" Soft Roll Aluminium