

Utprøvningsprotokoll

Etac Cross 6

Gjelder fra 1.juni 2024



Cross 6 m/ledsagerbrems

Standard er markert med X

Selger: _____

Bruker: _____


Telefon: _____


Dato: _____


Artikkel nr	Setebredde	Seteramme	Setedybde	
13240201	35 cm	Kort	36-49 cm	
13240202	35 cm	Lang	42-55 cm	
13240203	37.5 cm	Kort	36-49 cm	
13240204	37.5 cm	Lang	42-55 cm	
13240205	40 cm	Kort	36-49 cm	
13240206	40 cm	Lang	42-55 cm	
13240207	42.5 cm	Kort	36-49 cm	
13240208	42.5 cm	Lang	42-55 cm	
13240209	45 cm	Kort	36-49 cm	
13240210	45 cm	Lang	42-55 cm	
13240211	47.5 cm	Kort	36-49 cm	
13240212	47.5 cm	Lang	42-55 cm	
13240213	50 cm	Kort	36-49 cm	
13240214	50 cm	Lang	42-55 cm	
13240215	52.5 cm	Kort	36-49 cm	
13240216	52.5 cm	Lang	42-55 cm	



Chassisfarge		
	01 Svart	
	78 Grå	X
	92 Hvit	









Standard og tilvalg Cross 6 LB









Artikkel		Konfig.nr for produksjon	Artikkel nr				
Ryggstøtte Cross 3A inkl. velcroygg regulerbar Lumbal -16° – +16° Rygg -5° – +20°		Triangulær std	35-40 cm	43449	28586	X	
			32-45 cm	42.5-50 cm	43450	28587	X
				52,5 cm	43451	28588	X
	Triangulær høy	35-40 cm	43452				
		38-51 cm	42.5-50 cm	43453			
			52,5 cm	43454			

Velcroygg	Standard regulerbar	35-40 cm	62953-60	X
		42.5-50 cm	62954-60	X
		52.5 cm	62955-60	X
	Ryggforlenger	35-40 cm	28658	
	(for høy rygg)	42.5-50 cm	28659	
		52.5 cm	28660	

Ryggoverdrag	Standard	35 cm	62941-60	
		37.5 cm	62942-60	
		40 cm	62943-60	
		42.5 cm	62944-60	
		45 cm	62945-60	

Artikkel		Konfig.nr for produksjon	Artikkel nr		
		47.5 cm	62946-60	<input type="checkbox"/>	
		50 cm	62947-60	<input type="checkbox"/>	
		52.5 cm	62948-60	<input type="checkbox"/>	
	Komfort		35 cm	62956-60	<input type="checkbox"/>
			37.5 cm	62957-60	<input type="checkbox"/>
			40 cm	62958-60	<input type="checkbox"/>
			42.5 cm	62959-60	<input type="checkbox"/>
			45 cm	62960-60	<input type="checkbox"/>
			47.5 cm	62961-60	<input type="checkbox"/>
			50 cm	62962-60	<input type="checkbox"/>
Høy rygg standard			52.5 cm	62963-60	<input type="checkbox"/>
			35 cm	63020-60	<input type="checkbox"/>
			37.5 cm	63021-60	<input type="checkbox"/>
			40 cm	63022-60	<input type="checkbox"/>
Høy rygg komfort			42.5 cm	63023-60	<input type="checkbox"/>
		45 cm	63024-60	<input type="checkbox"/>	
		47.5 cm	63025-60	<input type="checkbox"/>	
		50 cm	63026-60	<input type="checkbox"/>	
		52.5 cm	63027-60	<input type="checkbox"/>	
		35 cm	63033-60	<input type="checkbox"/>	
		37.5 cm	63034-60	<input type="checkbox"/>	
		40 cm	63035-60	<input type="checkbox"/>	
		42.5 cm	63036-60	<input type="checkbox"/>	
		45 cm	63037-60	<input type="checkbox"/>	
	47.5 cm	63038-60	<input type="checkbox"/>		
	50 cm	63039-60	<input type="checkbox"/>		
	52.5 cm	63040-60	<input type="checkbox"/>		
Airmesh		35 cm	63204-68	<input checked="" type="checkbox"/>	
		37.5 cm	63205-68	<input checked="" type="checkbox"/>	
		40 cm	63206-68	<input checked="" type="checkbox"/>	
		42.5 cm	63207-68	<input checked="" type="checkbox"/>	
		45 cm	63208-68	<input checked="" type="checkbox"/>	
		47.5 cm	63209-68	<input checked="" type="checkbox"/>	
		50 cm	63210-68	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tidy		52.5 cm	63211-68	<input checked="" type="checkbox"/>	
		35 cm	63087-63	<input type="checkbox"/>	
		37.5 cm	63088-63	<input type="checkbox"/>	
		40 cm	63089-63	<input type="checkbox"/>	
		42.5 cm	63090-63	<input type="checkbox"/>	
		45 cm	63091-63	<input type="checkbox"/>	
		47.5 cm	63092-63	<input type="checkbox"/>	
Tidy, brodering uten logo		50 cm	63093-63	<input type="checkbox"/>	
		52.5 cm	63094-63	<input type="checkbox"/>	
		35 cm	63108-63	<input type="checkbox"/>	
		37.5 cm	63109-63	<input type="checkbox"/>	
		40 cm	63110-63	<input type="checkbox"/>	
		42.5 cm	63111-63	<input type="checkbox"/>	
		45 cm	63112-63	<input type="checkbox"/>	
Tidy, brodering med logo		47.5 cm	63113-63	<input type="checkbox"/>	
		50 cm	63114-63	<input type="checkbox"/>	
		52.5 cm	63115-63	<input type="checkbox"/>	
		35 cm	63119-63	<input type="checkbox"/>	
		37.5 cm	63120-63	<input type="checkbox"/>	


Artikkel		Konfig.nr for produksjon	Artikkel nr			
			40 cm	63121-63	<input type="checkbox"/>	
			42.5 cm	63122-63	<input type="checkbox"/>	
			45 cm	63123-63	<input type="checkbox"/>	
			47.5 cm	63124-63	<input type="checkbox"/>	
			50 cm	63125-63	<input type="checkbox"/>	
			52.5 cm	63126-63	<input type="checkbox"/>	
Rygg	3A std, justerbar 32-45 cm Standard 40 cm		Angi rygg høyde:	_____		
	3A høy, justerbar 38-51 cm Standard 46 cm		Angi rygg høyde:	_____		
Ryggvinkel	Justerbar -5° - +20°			0°	<input type="checkbox"/>	
	Standard +2° = 92° mellom sete og rygg	22041		+2°	<input checked="" type="checkbox"/>	
				+5°	<input type="checkbox"/>	
Brems	 med vinklet rødt håndtak		høyre	27528-1	<input checked="" type="checkbox"/>	
			venstre	27528-2	<input checked="" type="checkbox"/>	
	med vinklet svart håndtak		høyre	27532-1	<input type="checkbox"/>	
			venstre	27532-2	<input type="checkbox"/>	
	med forlenger nedfellbar (Montert for å kunne felles ned)		høyre	27530-1	<input type="checkbox"/>	
			venstre	27530-2	<input type="checkbox"/>	
	 Enhåndsbremse kpl.		høyre	27531-1	<input type="checkbox"/>	
			venstre	27531-2	<input type="checkbox"/>	
Benstöd	 Åpen vinkel svarte			25574-01	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Spiss vinkel			25570-01	<input type="checkbox"/>	
	Spiss vinkel korte			25571-01	<input type="checkbox"/>	
	Åpen vinkel	låsbare		25575-01	<input type="checkbox"/>	
	Spiss vinkel	låsbare		25573-01	<input type="checkbox"/>	
	Spiss vinkel korte	låsbare		25572-01	<input type="checkbox"/>	
	 Vinkelregulerbare mod 1 ekskl. leggpute			25660-01	<input type="checkbox"/>	
	Vinkelregulerbare mod 3 ekskl. leggpute			27149	<input type="checkbox"/>	
	 Festebrakett for leggpute			24544-01	<input type="checkbox"/>	
	Festebrakett FlipUp for leggpute			27322-01	<input type="checkbox"/>	
	 Leggpute mørk grå		35-37.5 cm	62105-60	<input type="checkbox"/>	
			40-42.5 cm	62104-60	<input type="checkbox"/>	
			45-47.5 cm	62484-60	<input type="checkbox"/>	
			50-52.5 cm	62451-60	<input type="checkbox"/>	
	 Vinkelregulerbare mod 3 inkl. oppfellbar leggpute		høyre/venstre	26100	<input type="checkbox"/>	
	 Vinkelregulerbare Prio inkl. leggpute grå hygien		42.5-45 cm høyre	43392	27857-65-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	43393	27857-65-2	<input type="checkbox"/>
			47.5-50 cm høyre	43392	27858-65-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	43393	27858-65-2	<input type="checkbox"/>
			52.5 cm høyre	43392	27859-65-1	<input type="checkbox"/>

Artikkel			Konfig.nr for produksjon	Artikkel nr	
		venstre	43393	27859-65-2	<input type="checkbox"/>
	Gipsbenstøtte inkl. tre puter	høyre		27417-1	<input type="checkbox"/>
		venstre		27417-2	<input type="checkbox"/>
	Amputasjonsbenstøtte	mørk grå velour		25516-60	<input type="checkbox"/>
		svart Dartex		25516-63	<input type="checkbox"/>
	Amputasjonsvekt kpl.			26876	<input type="checkbox"/>
<hr/>					
Fotplater	Delte oppfellbare	35 cm		25641-1/2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Regulerbar høyde,	37.5 cm		25642-1/2	<input checked="" type="checkbox"/>
	justerbar vinkel og dybde	40 cm		25643-1/2	<input checked="" type="checkbox"/>
		42.5 cm		25644-1/2	<input checked="" type="checkbox"/>
		45 cm		25645-1/2	<input checked="" type="checkbox"/>
		47.5 cm		25736-1/2	<input checked="" type="checkbox"/>
		50-52.5 cm		25646-1/2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Delte oppfellbare som ovenfor med lengre innfestingsrør +10 cm	35 cm		25647-1/2	<input type="checkbox"/>
		37.5 cm		25648-1/2	<input type="checkbox"/>
		40 cm		25649-1/2	<input type="checkbox"/>
		42.5 cm		25650-1/2	<input type="checkbox"/>
		45 cm		25651-1/2	<input type="checkbox"/>
		47.5 cm		25737-1/2	<input type="checkbox"/>
		50-52.5 cm		25652-1/2	<input type="checkbox"/>
	Delte oppfellbare som ovenfor med kortere innfestingsrør -8 cm	35 cm		25653-1/2	<input type="checkbox"/>
		37.5 cm		25654-1/2	<input type="checkbox"/>
		40 cm		25655-1/2	<input type="checkbox"/>
		42.5 cm		25656-1/2	<input type="checkbox"/>
		45 cm		25657-1/2	<input type="checkbox"/>
		47.5 cm		25738-1/2	<input type="checkbox"/>
		50-52.5 cm		25658-1/2	<input type="checkbox"/>
	Hel fotplate kpl.	35-37.5 cm		25936	<input type="checkbox"/>
		40-50 cm		25937	<input type="checkbox"/>
		52.5 cm		26853	<input type="checkbox"/>
<hr/>					
Hælbånd		Til delte fotplater	hø/ve	24458	<input type="checkbox"/>
<hr/>					
Drivhjul ledsagerbrems	Høytrykksdekk med drivring:				
hurtigkobling	Aluminium	22"		81342	<input type="checkbox"/>
med drivring	Rustfri	22"		81344	<input type="checkbox"/>
	Plastet	22"		81343	<input type="checkbox"/>
	Aluminium (RightRun)	24"		28625	<input type="checkbox"/>
	Rustfri (RightRun)	24"		28624	<input type="checkbox"/>
	Plastet (RightRun)	24"		28626	<input type="checkbox"/>
	Massivt dekk med drivring:				
	Aluminium	20"		81337	<input type="checkbox"/>
	Aluminium	22"		81339	<input type="checkbox"/>
	Rustfri	22"		81341	<input type="checkbox"/>
	Plastet	22"		81340	<input type="checkbox"/>
	Aluminium	24"		81346	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rustfri	24"		81348	<input type="checkbox"/>
	Plastet	24"		81347	<input type="checkbox"/>
	Halvmassivt dekk m drivring:				
	Rustfri	22"		81338	<input type="checkbox"/>

Artikkel	Konfig.nr for produksjon	Artikkel nr
Rustfri	24"	26282

Setehøyde front **Angi posisjon (std M3)** **Angi høyde (std 47cm)**
 Framgaffelposisjon _____ cm

Tabell setehøyde foran 45 mm svinghjulsnav



		Svinghjulposisjon (cm)											
		Gaffel XS (alu)			Gaffel S (stål)				Gaffel M (stål)				
	Svinghjul	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	
Lavt breddet	4"*	320-360	333-373	345-385									
	5"				345-385								
H100	5"				360-400	373-413	385-425	398-438	410-450	423-463	435-475	448-488	
	6"					385-425	398-438	410-450	423-463	435-475	448-488	460-500	
	8"++							435-475	448-488	460-500	473-513	485-525	
H142	8"								488-528	500-540	513-553	525-565	

* Maks brukervekt 100 kg.
 For riktig innstilling av svinghjulgaffelfestet: Maks setevinkel bakover 6 cm høyere foran enn bak (9°), maks setevinkel framover 2 cm lavere foran enn bak (3°). Flere kombinasjoner enn de over kan være mulige.
 ** Fungerer i balansering 4-6 med 3° setevinkel bakover og standard benstøtter. Påse at svinghjulsgaffel/svinghjul kan rotere fritt uten å slå borte i rullestolen eller personen som sitter i den.

Svinghjul	100 x 34 massivt (max brukervekt 100 kg)	4"	83344	28919	<input type="checkbox"/>
	125 x 34 massivt	5"	83345	28921	<input type="checkbox"/>
	150 x 34 massivt	6"	83346	28922	<input checked="" type="checkbox"/>
	200 x 38 massivt	8"	83896	28526	<input type="checkbox"/>


Framgaffelfeste	Standard		22019	28147	<input checked="" type="checkbox"/>
For ekstra lav setehøyde	Lavt		23478	28633	<input type="checkbox"/>
Gir bedre plass til bena	Breddet		22017	25763	<input type="checkbox"/>
	H142		83330	28968	<input type="checkbox"/>



Framgaffel stål med aksel	XS			28923	<input type="checkbox"/>
	S			24038	<input type="checkbox"/>
	M			28969	<input checked="" type="checkbox"/>

Camberbrakett	2°	brakett ytre 2 stk.		82567	<input checked="" type="checkbox"/>
		brakett indre 2 stk.	23476	82568	<input checked="" type="checkbox"/>
	0°	brakett ytre 2 stk.		82569	<input type="checkbox"/>
		brakett indre 2 stk.	23477	82570	<input type="checkbox"/>


Setehøyde bak	Drivhjulposisjon	20" pos H	32 cm	<input type="checkbox"/>
		20" pos G	34 cm	<input type="checkbox"/>
		20" pos F	36 cm	<input type="checkbox"/>
		20" pos E	38 cm	<input type="checkbox"/>
		20" pos D	40 cm	<input type="checkbox"/>
		20" pos C	42 cm	<input type="checkbox"/>

Setehøyde bak 45 cm
 24" Drivhjul i pos D, ballansepunkt pos 3
 6" svinghjul (medium gaffel pos 3)











Artikkel	Konfig.nr for produksjon	Artikkel nr		
 <p>Sitshøjd</p>	20" pos B	44 cm	<input type="checkbox"/>	
	20" pos A	46 cm	<input type="checkbox"/>	
	22" pos H	34.5 cm	<input type="checkbox"/>	
	22" pos G	36.5 cm	<input type="checkbox"/>	
	22" pos F	38.5 cm	<input type="checkbox"/>	
	22" pos E	40.5 cm	<input type="checkbox"/>	
	22" pos D	42.5 cm	<input type="checkbox"/>	
	22" pos C	44.5 cm	<input type="checkbox"/>	
	22" pos B	46.5 cm	<input type="checkbox"/>	
	22" pos A	48.5 cm	<input type="checkbox"/>	
		24" pos H	37 cm	<input type="checkbox"/>
		24" pos G	39 cm	<input type="checkbox"/>
		24" pos F	41 cm	<input type="checkbox"/>
		24" pos E	43 cm	<input type="checkbox"/>
24" pos D		45 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	
24" pos C		47 cm	<input type="checkbox"/>	
24" pos B		49 cm	<input type="checkbox"/>	
24" pos A		51 cm	<input type="checkbox"/>	

Ballansepunkt Standard pos 3 Velg ballansepunkt 1-6 _____







Alternative setehøyder/setevinkler
Se tabell i Cross manual
















	Svart stoff, regulerbart i dybde Basic kort (std setedybde)	35 cm	62718-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		37.5 cm	62719-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		40 cm	62720-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		42.5 cm	62721-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		45 cm	62722-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		47.5 cm	62978-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		50 cm	62979-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		52.5 cm	62980-60	<input checked="" type="checkbox"/>
	Basic lang (lang setedybde)	35 cm	62728-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		37.5 cm	62729-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		40 cm	62730-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		42.5 cm	62731-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		45 cm	62732-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		47.5 cm	62984-60	<input checked="" type="checkbox"/>
Plansete	standard setedybde	35-37.5 cm	26720	<input type="checkbox"/>
		40-42.5 cm	26721	<input type="checkbox"/>
		45-47.5 cm	26722	<input type="checkbox"/>









Artikkel			Konfig.nr for produksjon	Artikkel nr		
		50-52.5 cm		26723	<input type="checkbox"/>	
	lang setedybde	35-37.5 cm		26725	<input type="checkbox"/>	
		40-42.5 cm		26726	<input type="checkbox"/>	
		45-47.5 cm		26727	<input type="checkbox"/>	
		50-52.5 cm		26728	<input type="checkbox"/>	
Seteforlenger Crossrygg 3A		35-40 cm		63291	<input checked="" type="checkbox"/>	
		42.5-50 cm		63292	<input checked="" type="checkbox"/>	
		52.5-60		63293	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Inngår som standard med setetrekking Basic.</i>						
Håndtak ledsagerbrems	høyre/venstre		100 mm	23540	27625-01	<input checked="" type="checkbox"/>
Armlener		korte med faste pads lengde 25 cm høydejusterbare	høyre venstre	25172-1 25172-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		lange med faste pads lengde 38 cm høydejusterbare	høyre venstre	25173-1 25173-2	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
		Skvettskjerm karbonfiber svart	høyre venstre	27397-1 27397-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Tippesikringer		Multi cc59	kpl.	43427	28457	<input checked="" type="checkbox"/>















Transportfester **std, støpt inn i rammegavel** **høyre**
venstre










Tillbehør Cross 6 LB

Lårstøtte	Monteres på korte alt. lange armlener, kpl. <i>Passer ikke med 22" drivhjul i pos. C1.</i> <i>Passer ikke med 24" drivhjul i pos. C1 eller B1.</i>				
	kort	høyre		27391-1	<input type="checkbox"/>
	kort	venstre		27391-2	<input type="checkbox"/>
	lang	høyre		27392-1	<input type="checkbox"/>
	lang	venstre		27392-2	<input type="checkbox"/>
Polstringspute lårstøtte		høyre		82488-1	<input type="checkbox"/>
		venstre		82488-2	<input type="checkbox"/>
Tillbehør armlener		Hemiplegiarmlene <i>(passer till 25173-1/2)</i>	høyre venstre	25770-60-1 25770-60-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Armlenepolster mørk grå velour, 25 eller 38 cm langt <i>(passer til 25172-1/2 och 25173-1/2)</i>	kort antall: _____ lang antall: _____	62282-60 62283-60	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Armlenepolster Gel mørk grå velour, 25 eller 38 cm langt	kort antall: _____ lang antall: _____	26240-60 26241-60	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Artikkel			Konfig.nr for produksjon	Artikkel nr	
		(passer til 25172-1/2 och 25173-1/2)			
	Armlenepad bred og myk (passer til 25172-1/2 och 25173-1/2)	8x40 cm		26873	<input type="checkbox"/>
Deksel til benstøttefeste		antall: _____		51213	<input type="checkbox"/>
Polster til klesbeskytter		25mm par		28021	<input type="checkbox"/>
Fotplater		Forlenger (Monteres på std. fotplater)	40-42.5 cm antall: _____ 45-47.5 cm antall: _____ 50-52.5 cm antall: _____	50798 50799 50800	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Polstring fotplater	 	Delte fotplater	35 - 40 høyre 35 - 40 venstre 42.5 - 50 høyre 42.5 - 50 venstre 52.5 - 60 høyre 52.5 - 60 venstre	63188-60-1 63188-60-2 63189-60-1 63189-60-2 63192-60-1 63192-60-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hel fotplate			40 - 47.5 50 - 60	63190-60 63191-60	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Add-on Fotplatesystem				<i>Setebredde:</i>	
<i>(Breddet framgaffelfeste kan generelt behøves for å unngå konflikt)</i>		Forlengede fotplater (Monteres på std. fotplater)	Liten (hel plate) Medium høyre Medium venstre Stor høyre Stor venstre	35-50 cm 28774 40-47.5 cm 28775-1 40-47.5 cm 28775-2 50-52.5 cm 28776-1 50-52.5 cm 28776-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Fotstyring fotplate hel kpl. (monteringskit for å koble sammen to forlengede fotplater til en hel plate)		28773	<input type="checkbox"/>
		Sidekanter for fotplate	antall: _____	28772	<input type="checkbox"/>
		Fotkasse kpl. (hø/ve forlenget fotplate sammenkoblet, sideplater samt polstring)	Medium Stor	40-47.5 cm 28642 50-52.5 cm 28643	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Knestøtte ytre (for faste benstøtter uten lås)	høyre venstre	28777-1 28777-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Leggbånd		Avtagbart og delbart nylon	35-37.5 cm 40-42.5 cm 45-47.5 cm 50-52.5 cm	25356 25357 25358 25359	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Polstring til leggbånd			20 cm 30 cm 40 cm	26845 26846 26847	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Leggseil		Mørk grå velour. Monteres/justeres med 75 cm velcro	90 cm	63186-60 63187-60	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Trekk til leggplate		til vrb benstøtte 26100	Dartex	62762-63	<input type="checkbox"/>

Artikkel			Konfig.nr for produksjon	Artikkel nr			
Bord 	Transparent, monteres på lange armlener Str. = stolens bredde	35 cm		24417	<input type="checkbox"/>		
		37.5 cm		25187	<input type="checkbox"/>		
		40 cm		24418	<input type="checkbox"/>		
		42.5 cm		25188	<input type="checkbox"/>		
		45 cm		24419	<input type="checkbox"/>		
		47.5 cm		25731	<input type="checkbox"/>		
		50 cm		24601	<input type="checkbox"/>		
		52.5 cm		26020	<input type="checkbox"/>		
Hemibord 	Transparent Str. = stolens bredde	35 cm kort polster		26556	<input type="checkbox"/>		
		35 cm langt polster		26563	<input type="checkbox"/>		
		37,5 cm kort polster		26557	<input type="checkbox"/>		
		37,5 cm langt polster		26564	<input type="checkbox"/>		
		40 cm kort polster		26558	<input type="checkbox"/>		
		40 cm langt polster		26565	<input type="checkbox"/>		
		42,5 cm kort polster		26559	<input type="checkbox"/>		
		42,5 cm langt polster		26566	<input type="checkbox"/>		
		45 cm kort polster		26560	<input type="checkbox"/>		
		45 cm langt polster		26567	<input type="checkbox"/>		
		47,5 cm kort polster		26561	<input type="checkbox"/>		
		47,5 cm langt polster		26568	<input type="checkbox"/>		
		50 cm kort polster		26562	<input type="checkbox"/>		
		50 cm langt polster		26569	<input type="checkbox"/>		
	Antiskli til hemibord			81633	<input type="checkbox"/>		
					<input type="checkbox"/>		
Hemibord halvt Kommunikasjon 		høyre		27352-1	<input type="checkbox"/>		
		venstre		27352-2	<input type="checkbox"/>		
Feste bord kpl/universalt	Rund innfesting. Passer rør opp til 18 mm i diameter.	høyre		27956-1	<input type="checkbox"/>		
		venstre		27956-2	<input type="checkbox"/>		
Setepute 	Universal mørk grå Mørk grå velour, 52 cm lang, anatomisk formet, kappes til innstilt setedybde.	35 cm		62230-60	<input type="checkbox"/>		
		37.5 cm		62231-60	<input type="checkbox"/>		
		40 cm		62232-60	<input type="checkbox"/>		
		42.5 cm		62233-60	<input type="checkbox"/>		
		45 cm		62234-60	<input type="checkbox"/>		
		47.5 cm		62374-60	<input type="checkbox"/>		
		50 cm		62266-60	<input type="checkbox"/>		
		52.5 cm		62420-60	<input type="checkbox"/>		
			Tidy Avtørkbar	35 cm		63098-63	<input type="checkbox"/>
				37.5 cm		63099-63	<input type="checkbox"/>
				40 cm		63100-63	<input type="checkbox"/>
				42.5 cm		63101-63	<input type="checkbox"/>
				45 cm		63102-63	<input type="checkbox"/>
				47.5 cm		63103-63	<input type="checkbox"/>
50 cm				63104-63	<input type="checkbox"/>		
52.5 cm		63137-63	<input type="checkbox"/>				
Komfortkile setepute 	Universal	35-37.5 cm		80714	<input type="checkbox"/>		
		40-45 cm		80715	<input type="checkbox"/>		
		47.5-52.5 cm		80779	<input type="checkbox"/>		
Posisjoneringsbelte 	2-punkt Prio, med hurtiglås, avkortbart	festepunkter på stolen	100 cm	27904	<input type="checkbox"/>		
			128 cm	28544	<input type="checkbox"/>		
Belte	med hurtiglås, helt	170 cm		62190	<input type="checkbox"/>		

Artikkel		Konfig.nr for produksjon	Artikkel nr	
Feste til brystsele/vest		Kombineres med tradisjonell hodestøtte	28186	<input type="checkbox"/>
Hodestøtte		trad jb hygien grå	26x14 cm ink turtlestag 350 mm	28534-65
Mont. på kjørebøyle /hodestøttefeste for tverstag 3A		trad jb mørk grå velour	26x14 cm ink turtlestag 350 mm	28534-60
		Hodestøtte med sidevanger <i>Regulerbar i høyde, dybde, vinkel och sideveis</i>	hygiene grå inkl. turtlestag 350 mm	28536-65
		Hodestøttefeste for kjørebøyle kpl.		25795
		Tverstag med hodestøttefeste kpl. Crossrygg 3A, mod 4	Stolbredde	
			35 cm	28125
			37.5 cm	28126
			40 cm	28127
			42.5 cm	28128
			45 cm	28129
			47.5 cm	28130
			50 cm	28131
			52.5 cm	28132
		Minnesfunksjon for hodestøtte		28564
Sidestøtte		justerbar, utsvingbar og avtagbar	0 mm hø	28181-1
- innsvingt stag			0 mm ve	28181-2
+ utsvingt stag			-15 mm hø	28180-1
			-15 mm ve	28180-2
			-45 mm hø	28141-1
			-45 mm ve	28141-2
		justerbar og avtagbar	0 mm antall: _____	28142
			+15 mm antall: _____	28143
			-15 mm antall: _____	28144
			-45 mm antall: _____	28145
		svart Dartex, fast, justerbar i høyde, dybde og bredde		27395
		svart PUR, medium, utsvingbar, justerbar i høyde og dybde	høyre	27915-1
			venstre	27915-2
		svart PUR, stor, utsvingbar, justerbar i høyde og dybde	høyre	27916-1
			venstre	27916-2
Polstring/ trekk sidestøtter		passer 28142, 28143, 28144, 28145, 28181-1/2, 28180-1/2, 28141-1/2	antall: _____	28647
Tverstag med hurtiglås (3A)			Stolbredde	
			35 cm	28114
			37.5 cm	28115
			40 cm	28116
			42.5 cm	28117
			45 cm	28118
			47.5 cm	28695
			50 cm	28696
			52,5 cm	28697
Komfortkile		Polyetenskum.	9x2x13 cm (BxHxL)	28030

Artikkel		Konfig.nr for produksjon	Artikkel nr		
	Kan klippes til ønsket passform.	11x2x18.5 cm (BxHxL) 17.5x2.5x20 cm (BxHxL)	28139	<input type="checkbox"/>	
			28140	<input type="checkbox"/>	
Ryggkile 	Svart	kort lang	15 cm	<input type="checkbox"/>	
			30 cm	<input type="checkbox"/>	
Sidepute 	Gir lett støtte sideveis. (Kombineres med armlener eller med sidestopp)	høyre venstre	63171-60-1	<input type="checkbox"/>	
			63171-60-2	<input type="checkbox"/>	
Sidestopp/Bredding Rett eller vinklet. Kombinere: med kile eller sideputer.		rett bredding 30 mm	antall: _____	28136	<input type="checkbox"/>
			antall: _____	28173	<input type="checkbox"/>
Trykkfordelingspad Trykkfordelende pad med polstring		antall: _____	28637	<input type="checkbox"/>	
Eikebeskyttere trommelbrems		Grått trykk Etac	20" antall: _____	28816-28	<input type="checkbox"/>
			22" antall: _____	28817-28	<input type="checkbox"/>
			24" antall: _____	28818-28	<input type="checkbox"/>
Krykkeholder 	Universal	høyre venstre	27327	<input type="checkbox"/>	
			27327	<input type="checkbox"/>	
Infusjonsstativ 	Komplett		28323	<input type="checkbox"/>	
Tetra hurtigkobling 		antall: _____	24051-01	<input type="checkbox"/>	