

DE | Gültig ab: 01.08.2022

Expressvariante R82 x:panda

Kunden-Nr:  
Firma:  
Adresse:  
PLZ/Ort:  
Ansprechpartner:  
E-Mail:  
Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen

Kommission:



## R82 x:panda | Größe 2



### Grundmodell enthält:

- Dynamische Rückenlehne
- Stufenlos mitwachsend in Sitztiefe, Sitzbreite, Rückenhöhe
- Physiologischer Hüft Drehpunkt
- Kopfstützenaufnahme, Schlittenadapter-Oberteil
- Einzeln verstellbare Abduktionsführungen
- Adduktionsführungen
- Verstellbare Beckenpelotten

### Expressvariante enthält:

- Sitzeinheit und Rücken Größe 2
- Sitz- und Rückenpolster mit Bezug
- Armlehnen Größe 2

Für eine individuelle Konfiguration nutzen Sie bitte unsere vollständige Preisliste zum R82 x:panda!

HMV-Nummer: **26.11.04.0016**

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Sitzbreite, maximal (A)	160-240 mm	200-280 mm	260-360 mm	340-460 mm
Breite, Oberschenkel (A1)	70, 90, 110 mm	100, 120, 140 mm	120, 145, 170 mm	130, 190, 250 mm
Sitztiefe (B)	160-260 mm	220-330 mm	260-390 mm	380-530 mm
Rückenhöhe (C)	270-370 mm	320-420 mm	350-470 mm	500-710 mm
Breite der Rückenlehne, oben (F)	230 mm	280 mm	330 mm	350 +50 mm
Armlehnenhöhe (von Sitzfläche gemessen)	100-165 mm	100-165 mm	100-165 mm	100-165 mm
Länge Armlehne	140 mm	140 mm	180 mm	350 mm
Neigung der Rückenlehne (a)	-5° - +30°	-5° - +30°	-5° - +30°	-5° - +30°
Abduktionswinkel, jedes Bein (a1)	0° - 15°	0° - 15°	0° - 15°	0° - 15°
Nutzergewicht, max.	30 kg	30 kg	60 kg	80 kg
Nutzergewicht, max. bei Transport im Auto	30 kg	30 kg	60 kg	75 kg
Gewicht, Grundmodell	6,5 kg	8,5 kg	11 kg	13 kg
Körpergröße Nutzer min. (ca.)	650 mm	850 mm	1000 mm	1390 mm
Körpergröße Nutzer max. (ca.)	1050 mm	1280 mm	1430 mm	1800 mm

Version: 20220801




Keine Haftung für Druckfehler




Etac GmbH  
Industriestraße 13  
45699 Herten  
Deutschland  
Geschäftsführer: Marcus Jändrosch

Tel.: +49(0)2366 5006-0  
Fax: +49(0)2366 5006-282  
R82@etac.de  
www.etac.de



Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
Bank: Nordea Bank Finnland  
BIC/SWIFT: NDEAFIHH  
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE   Gültig ab: 01.08.2022		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>x:panda – Expressvariante</b>				











	<b>x:panda Sitz und Rücken Gr. 2, Sitzbreite Voreinstellung: medium ausgestattet mit:</b>	1	3189101220-02	2.048,00 <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rückenpolster mit Bezug, mittel (240 mm) – bitte Farbe wählen: Schwarz = 60 <input type="checkbox"/> Blau = 66 <input type="checkbox"/> Pink = 64 <input type="checkbox"/></li> </ul>		318912222-xx	206,00 <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sitzpolster mit Bezug, mittel (240 mm) – bitte Farbe wählen: Schwarz = 60 <input type="checkbox"/> Blau = 66 <input type="checkbox"/> Pink = 64 <input type="checkbox"/></li> </ul>		318911222-xx	206,00 <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Armlehnen Größe 2</li> </ul>		318910616-1	458,00 <input type="checkbox"/>
<b>Gesamtpreis der Expressvariante: x:panda Größe 2</b>			<b>Summe:</b>	<b>2.918,00</b>

	<b>High-Low:zo Zimmergestell mit Gasfeder Größe 1 – Schwarz</b>	1	3189010122	1.652,00 <input type="checkbox"/>
	<b>High-Low:zo Zimmergestell mit Gasfeder Größe 1 – Weiß mit Neigungs- und Höhenverstellung am Schiebegriff für x:panda Gr. 1+2, ausgestattet mit:</b>	1	3189011122	1.652,00 <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schiebebügel, standard</li> </ul>		31890009-04	158,00 <input checked="" type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durchgehende Fußplatte (B: 310 mm x T: 190 mm)</li> </ul>	1	3195145-1	323,00 <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durchgehende Fußplatte (B: 360 mm x T: 230 mm) – <b>empf. für Gr. 2!</b></li> </ul>	2	3195145-2	323,00 <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durchgehende Fußplatte (B: 410 mm x T: 240 mm)</li> </ul>	3	3195145-3	323,00 <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durchgehende Fußplatte (B: 480 mm x T: 240 mm)</li> </ul>	4	3195145-4	323,00 <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haltestange einzeln</li> </ul>	15,5 cm	318910820-1	116,00 <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haltestange einzeln – <b>empf. für Gr. 2!</b></li> </ul>	29 cm	318910820-2	116,00 <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haltestange einzeln</li> </ul>	35 cm	318910820-3	116,00 <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haltestange einzeln, 16 cm Einschub</li> </ul>	35 cm	318910821-3	126,00 <input type="checkbox"/>
<b>Gesamtpreis der Expressvariante: High-Low:zo Größe 1</b>			<b>Summe:</b>	<b>2.249,00</b>








#### Optionales Zubehör für x:panda – Expressvariante

	Inkontinenzbezug für Sitz, Dekutex Schwarz	M	318911412-82	139,00 <input type="checkbox"/>
	Inkontinenzbezug für Rücken, Dekutex Schwarz	M	318912421-82	139,00 <input type="checkbox"/>
	Gurtaufnahmen, Schulterführung, Set	1-3	318910260	74,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.08.2022		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Optionales Zubehör für x:panda – Expressvariante</b>				
	Kopfstütze Anatomisch, klein, Halterung Turtle, inkl. Bezug – <b>empf. für Gr. 2!</b>		319923493-83	477,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319945493-83	477,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319967493-83	477,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 2, mit Bezug, Paar – <b>empf. für Gr. 2!</b>	100 x 100 mm	318910301-2	120,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 3, mit Bezug, Paar	120 x 140 mm	318910301-3	131,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 4, mit Bezug, Paar	160 x 90 mm	318910301-4	131,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 5, mit Bezug, Paar	160 x 150 mm	318910301-5	131,00 <input type="checkbox"/>
	Schnellverschluss für feste Seitenpelotten		318910702-30	131,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch abklappbar, Grau (B: 610 mm x T: 560 mm)	2	318910720-1	291,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkeile, geschraubt, für Größe 1+2, Set	80 mm	318910400-2	57,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	246,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz – <b>empf. für Gr. 2!</b>	S	3185705-S	246,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	246,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	246,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz – <b>empf. für Gr. 2!</b>	S	3185720-S	246,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	246,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	149,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz – <b>empf. für Gr. 2!</b>	S	3185725-S	149,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	149,00 <input type="checkbox"/>
25 mm  40 mm	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	122,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz – <b>empf. für Gr. 2!</b>	M	3185423-2	122,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	122,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Paar – <b>empf. für Gr. 2!</b>	XS	3185745-XS	183,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Paar	M	3185745-M	183,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Paar	XL	3185745-XL	183,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.08.2022		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Optionales Zubehör für High-Low:xo – Expressvariante</b>				
	Lenkrollen 100 mm, Set, 4 Stk.	eine Größe	31890017	100,00* <input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 125 mm, Set, 4 Stk.	eine Größe	31890018	131,00* <input type="checkbox"/>
	<i>*Mehrpreis zu 75 mm Lenkrollen, gilt nur bei gleichzeitiger Bestellung des Express-Grundmodells!</i>			
	Vorderräder mit Richtungsfeststeller (Lenkstop), Set (2 Stück) <i>Nur in Verbindung mit 100 mm Lenkrollen!</i>	eine Größe	3189592-KIT	233,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Handbetrieb (Set) – für Zimmergestell <i>Nur für 100 mm Rollen!</i>	1	31890011-1	362,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:xo Zimmergestell <i>Nur mit 75 und 100 mm Lenkrollen!</i>	eine Größe	31890007	142,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe (für High-Low:xo mit Gasdruckfeder oder elektrisch)	eine Größe	31890025	84,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, standard <i>Passend für x:panda Gr. 1-3</i>	eine Größe	318910555	257,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, groß, am Rahmen montiert	eine Größe	31890010-04	383,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler