

DE | Gültig ab: 01.08.2022

Expressvariante R82 x:panda

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen

Kommission:



## R82 x:panda | Größe 4



## Grundmodell enthält:

- Dynamische Rückenlehne
- Stufenlos mitwachsend in Sitztiefe, Sitzbreite, Rückenhöhe
- Physiologischer Hüftdrehpunkt
- Kopfstützenaufnahme, Schlittenadapter-Oberteil
- Einzeln verstellbare Abduktionsführungen
- Adduktionsführungen
- Verstellbare Beckenpelotten

## Expressvariante enthält:

- Sitzeinheit und Rücken Größe 4
- Sitz- und Rückenpolster mit Bezug
- Armlehnen Größe 4

Für eine individuelle Konfiguration nutzen Sie bitte unsere vollständige Preisliste zum R82 x:panda!

HMV-Nummer: **26.11.04.0016**

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Sitzbreite, maximal (A)	160-240 mm	200-280 mm	260-360 mm	340-460 mm
Breite, Oberschenkel (A1)	70, 90, 110 mm	100, 120, 140 mm	120, 145, 170 mm	130, 190, 250 mm
Sitztiefe (B)	160-260 mm	220-330 mm	260-390 mm	380-530 mm
Rückenhöhe (C)	270-370 mm	320-420 mm	350-470 mm	500-710 mm
Breite der Rückenlehne, oben (F)	230 mm	280 mm	330 mm	350 +50 mm
Armlehnenhöhe (von Sitzfläche gemessen)	100-165 mm	100-165 mm	100-165 mm	100-165 mm
Länge Armlehne	140 mm	140 mm	180 mm	350 mm
Neigung der Rückenlehne (a)	-5° - +30°	-5° - +30°	-5° - +30°	-5° - +30°
Abduktionswinkel, jedes Bein (a1)	0° - 15°	0° - 15°	0° - 15°	0° - 15°
Nutzergewicht, max.	30 kg	30 kg	60 kg	80 kg
Nutzergewicht, max. bei Transport im Auto	30 kg	30 kg	60 kg	75 kg
Gewicht, Grundmodell	6,5 kg	8,5 kg	11 kg	13 kg
Körpergröße Nutzer min. (ca.)	650 mm	850 mm	1000 mm	1390 mm
Körpergröße Nutzer max. (ca.)	1050 mm	1280 mm	1430 mm	1800 mm

Version: 20220801

Keine Haftung für Druckfehler







Etac GmbH  
 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland  
 Geschäftsführer: Marcus Jändrosch

Tel.: +49(0)2366 5006-0  
 Fax: +49(0)2366 5006-282  
 R82@etac.de  
 www.etac.de



Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH  
 IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE   Gültig ab: 01.08.2022		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR











**x:panda – Expressvariante**

	<b>x:panda Sitz und Rücken Gr. 4, Sitzbreite Voreinstellung: klein ausgestattet mit:</b>	4	3189101410-02	2.268,00 <input type="checkbox"/>
	• Rückenpolster mit Bezug, mittel (340 mm) – bitte Farbe wählen: Schwarz = 60 <input type="checkbox"/> Rot = 65 <input type="checkbox"/>		318912232-xx	206,00 <input type="checkbox"/>
	• Sitzpolster mit Bezug, mittel (340 mm) – bitte Farbe wählen: Schwarz = 60 <input type="checkbox"/> Rot = 65 <input type="checkbox"/>		318911232-xx	206,00 <input type="checkbox"/>
	• Armlehnen, mit Doppelstange Größe 4		318910618-L	458,00 <input type="checkbox"/>
<b>Gesamtpreis der Expressvariante: x:panda Größe 4</b>			<b>Summe:</b>	<b>3.138,00</b>
	<b>High-Low:xo Zimmergestell elektrisch Größe 3 – Schwarz Neigungsverstellung am Schiebegriff, Höhenverstellung elektrisch für x:panda Gr. 4, ausgestattet mit:</b>	3	3189030132	2.981,00 <input type="checkbox"/>
	• Schiebebügel, standard		31890009-04	158,00 <input checked="" type="checkbox"/>
	• Durchgehende Fußplatte (B: 310 mm x T: 190 mm)	1	3195145-1	323,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte (B: 360 mm x T: 230 mm)	2	3195145-2	323,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte (B: 410 mm x T: 240 mm)	3	3195145-3	323,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte (B: 480 mm x T: 240 mm) – <b>empf. für Gr. 4!</b>	4	3195145-4	323,00 <input type="checkbox"/>
	• Haltestange einzeln	15,5 cm	318910820-1	116,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	29 cm	318910820-2	116,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	35 cm	318910820-3	116,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln, 16 cm Einschub – <b>empf. für Gr. 4!</b>	35 cm	318910821-3	126,00 <input type="checkbox"/>
<b>Gesamtpreis der Expressvariante: High-Low:xo Größe 3</b>			<b>Summe:</b>	<b>3.588,00</b>








**Optionales Zubehör für x:panda – Expressvariante**

	Inkontinenzbezug für Sitz, Dekutex Schwarz	L	318911441-82	139,00 <input type="checkbox"/>
	Inkontinenzbezug für Rücken, Dekutex Schwarz	L	318912441-82	139,00 <input type="checkbox"/>
	Gurtaufnahmen, Schulterführung, Set	4	318910260-4	74,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.08.2022		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Optionales Zubehör für x:panda – Expressvariante</b>				
	Kopfstütze Anatomisch, klein, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319923493-83	477,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319945493-83	477,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, Halterung Turtle, inkl. Bezug – <b>empf. für Gr. 4!</b>		319967493-83	477,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 2, mit Bezug, Paar	100 x 100 mm	318910301-2	120,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 3, mit Bezug, Paar	120 x 140 mm	318910301-3	131,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 4, mit Bezug, Paar	160 x 90 mm	318910301-4	131,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 5, mit Bezug, Paar – <b>empf. für Gr. 4!</b>	160 x 150 mm	318910301-5	131,00 <input type="checkbox"/>
	Schnellverschluss für feste Seitenpelotten		318910702-40	131,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, beidseitig einsteckbar (B: 650 mm x T: 590 mm)	4	318910725-3	561,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkeile, geschraubt, für Größe 4, Set	130 mm	318910400-11	57,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	246,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz – <b>empf. für Gr. 4!</b>	XL	3185705-XL	246,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	246,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	246,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz – <b>empf. für Gr. 4!</b>	L	3185720-L	246,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	246,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	149,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz – <b>empf. für Gr. 4!</b>	L	3185725-L	149,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	149,00 <input type="checkbox"/>
25 mm  40 mm	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	122,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	122,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz – <b>empf. für Gr. 4!</b>	L	3185423-3	122,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Paar	XS	3185745-XS	183,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Paar	M	3185745-M	183,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Paar – <b>empf. für Gr. 4!</b>	XL	3185745-XL	183,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.08.2022		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Optionales Zubehör für High-Low:xo – Expressvariante</b>				
	Lenkrollen 100 mm, Set, 4 Stk.	eine Größe	31890017	100,00* <input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 125 mm, Set, 4 Stk.	eine Größe	31890018	131,00* <input type="checkbox"/>
	<i>*Mehrpreis zu 75 mm Lenkrollen, gilt nur bei gleichzeitiger Bestellung des Express-Grundmodells!</i>			
	Vorderräder mit Richtungsfeststeller (Lenkstopp), Set (2 Stück) <i>Nur in Verbindung mit 100 mm Lenkrollen!</i>	eine Größe	3189592-KIT	233,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Handbetrieb (Set) – für Zimmergestell <i>Nur für 100 mm Rollen!</i>	3	31890011-2	362,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:xo Zimmergestell <i>Nur mit 75 und 100 mm Lenkrollen!</i>	eine Größe	31890007	142,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe (für High-Low:xo mit Gasdruckfeder oder elektrisch)	eine Größe	31890025	84,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, lang	eine Größe	318910565	278,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, groß, am Rahmen montiert	eine Größe	31890010-04	383,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler