

CH IT • Valido da: 01.01.2025 Listino prezzi/ordini R82 x:panda shape Gr. Infant

Cliente no:

Azienda:

Indirizzo:

Codice postale/città:

Persona di contatto:

E-Mail:

Telefono

Indirizzo di consegna:

 vedi informazioni sui clienti


Commissione:



R82 x:panda shape taglia Infant

Modello di base:

- Unità di seduta che cresce con il bambino:
Larghezza, profondità e altezza dello schienale
- Poggiatesta regolabile in profondità (sedile lungo)
- Supporto per poggiatesta
- Guide per le braccia integrate


Senza telaio di base, da ordinare separatamente!


220 mm

120-160 mm

270-360 mm

max. 35 kg


Dimensioni
x:panda shape taglia Infant

Larghezza del sedile (A)	220 mm
Profondità del sedile (B)	120-160 mm
Larghezza totale (G)	240 mm
Altezza dello schienale (C)	270-360 mm
Angolo dello schienale (a)	-10° - 30°
Peso massimo peso dell'utente	35 kg
Peso massimo dell'utente Peso dell'utente per il trasporto in auto	35 kg
Peso, modello base	6 kg

Le misure sono state prese con entrambe le gambe in massima abduzione. Le misure delle taglie 1-3 si riferiscono alla posizione seduta avanzata. Potete trovare altre misure sul nostro sito web.

Etac GmbH
 Industriestraße 13

 45699 Herten

 Deutschland

 02366 5006-0

 R82@etac.de

 02366 5006-282

 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024

 USt-ID-Nr.: DE 174 000168

 Bank: Nordea Bank Finnland

 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF

Modello di base



x:panda shape taglia Infant
include le guide per la parte superiore del braccio

1 3190010000XX001 2.163,00



Regolazione dell'angolo dello schienale

Angolo dello schienale regolabile in 5 posizioni, fisso
 Regolazione continua. Schienale regolabile senza attrezzi
 Schienale dinamico con molla dinamica e angolo regolabile in continuo, fissabile
 Schienale dinamico con pretensione/spinta regolabile, fisso

01 — no SUP
 02 — 26,00
 07 — 330,00
 11 — 464,00

Tappezzerie e rivestimenti



Rivestimento per x:panda shape taglia Infant
(imbottitura per sedile, schienale e guide per le braccia)

una 31905032-XX 495,00

- Rosa = 10
- Blu = 20
- Nero, lavabile = 70 – **sovrapprezzo!**

124,00

Accessori: Schienale



Vite a mano per lo schienale (regolazione dell'altezza senza attrezzi)

una 31905081 28,00

Accessori: Poggiatesta - tutti con regolazione orizzontale e coperchio

Tipo



- Poggiatesta, curvo (L: 18, A: 13 cm)
- Poggiatesta, curvo (L: 26, A: 26 cm)
- Poggiatesta anatomico, piccolo
- Poggiatesta anatomico medio
- Poggiatesta anatomico grande

3199X0XX-XX

21 — 288,00
 22 — 288,00
 23 — 366,00
 45 — 366,00
 67 — 366,00



Staffa Turtle



- Standard (due giunti)
- Esteso (tre snodi, regolazione estesa della profondità)
- Standard con regolazione 3D
- Esteso con regolazione 3D

1 — no SUP
 2 — 37,00
 3 — 103,00
 4 — 140,00

Corrimano

- Barra, corto, regolazione in altezza: 8 cm
- Barra, medio, regolazione in altezza: 12 cm
- Barra, regolazione in altezza: 16 cm

1 — no SUP
 2 — no SUP
 3 — no SUP

Colore



- Nero
- Nero, lavabile (Copertura per l'incontinenza) – **sovrapprezzo!**

80 — no SUP
 70 — 31,00

Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF


Viti a mano (regolazione rapida) per poggiatesta

Viti a mano per la regolazione dell'altezza

una

31905037

24,00



Viti a mano per la regolazione dell'inclinazione, standard (2 pz.)

una

31905034

48,00



Poggiatesta anatomico n. 1 con supporto a collo d'oca, incl. copertura

319914023-83

541,00



Poggiatesta anatomico, piccolo, con supporto a collo d'oca, incl. copertura

319923423-83

541,00



Poggiatesta anatomico, medio, con supporto a collo d'oca, incl. copertura

319945423-83

541,00



Poggiatesta anatomico, grande, con supporto a collo d'oca, incl. copertura

319967423-83

541,00



Sistema di archetti, solo per poggiatesta anatomici

3199500

294,00


Accessori: Cuscini laterali


Supporti laterali con fascia toracica integrata, incl. copertura

una

31905028-XX

263,00



Colore (tessuto):

Nero, lavabile = 70 Nero = 80
Accessori: braccioli, supporti pelvici, tavoli e centri di attività


Braccioli e supporti pelvici per x:panda shape Infant (set)

Regolabile separatamente!

una

31905021-XX

608,00



Colore (tessuto):

Nero, lavabile = 70 Blu = 20 Rosa = 10 

Tavolo terapeutico con bordo, plastica, grigio (440 x 340 mm)

Utilizzabile solo con braccioli e supporti pelvici!

una

31905067-00

217,00



Supporti pelvici, regolabili in larghezza, con bracciolo e cuscino integrati

una

31905047-XX

392,00



Colore (tessuto):

Nero, lavabile = 70 Blu = 20 Rosa = 10
Accessori: gilet e imbracature
Supporto del tronco


Cinghia pettorale, tessuto neoprene/comfort, nero

XS

3185705-XS

280,00



Gilet incrociato, tessuto neoprene/comfort, nero

XS

3185720-XS

280,00



Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH
 Industriestraße 13

 45699 Herten

 Deutschland

 02366 5006-0

 R82@etac.de

 02366 5006-282

 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024

 USt-ID-Nr.: DE 174 000168

 Bank: Nordea Bank Finland

 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF

Supporto pelvico



Cintura addominale a 4 punti, tessuto neoprene/comfort, nero

XS

3185725-XS

169,00



Pantaloni a T, tessuto neoprene/comfort, nero

XS

3185735-XS

280,00



Pantaloni da seduta, cintura di abduzione imbottita, nero

XS

3189108-1


320,00



Panoramica della combinazione: Sottotelai

Il sistema di sedute x:panda può essere abbinato a una serie di basi R82 del nostro portafoglio prodotti. Una panoramica completa delle combinazioni possibili è disponibile sul sito www.etac.de, alla voce Service: Altri documenti o semplicemente cliccando [qui](#)

Sottotelaio (sistema di sedute senza sottotelaio, da ordinare separatamente)



R82 High-Low:xo
Telaio della camera



R82 High-Low:xo
Telaio combinato
(esterno)



R82 Combi Frame:x



R82 Multi Frame






R82 Chilla Frame







R82 Strong Base

Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finland
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826