



# Immedia 2Move

## Förflyttningsskiva för liggande förflyttning

Immedia 2Move förflyttningsskiva överbryggar avståndet och utjämnar vid behov höjdskillnader vid liggande förflyttning mellan två liggplatser. Förflyttningsskivan används för liggande förflyttning mellan sängar, mellan säng och duschvagn, säng och röntgenbord, bår till säng etc.

Immedia 2Move är enkel att transportera och förvara tack vare den låga vikten på endast 1,5 kg och tack vare att den är vikbar.

Den är lätt att bära och hänga upp tack vare handtagen.

## Bekväma förflyttningar

Materialet är bekvämt för patienten att ligga på under förflyttningen och ytan är enkel att rengöra och desinfektera.

Immedia 2Move används alltid i kombination med ett överdrag med låg friktion (tillbehör) som placeras runt brädan för att minimera friktion och underlätta förflyttningen.

### Användningsområden

- Överbryggar avståndet vid liggande förflyttning mellan två liggplatser
- Mellan sängar
- Mellan säng och duschvagn
- Mellan säng och bår, röntgenbord, operationsbord



Placera Immedia 2Move under halva patientens kropp. Placera patientens huvud och fötter på Immedia 2Move.



Placera liggplatserna så nära varandra som möjligt. En vårdare lutar patienten en aning och skjuter patienten mot Immedia 2Move medan den andra hjälper till genom att dra.



Ta bort Immedia 2Move-brädan när förflyttningen är slutförd.

**Tips:** Använd ett lakan eller draglakan mellan Immedia2Move och patienten för att minska risk för skjuv och för att få ett bra grepp.

## Varianter av 2Move



### Large, vikbar

Immedia 2Move Large vikbar kan användas för alla liggande förflyttningar och är enkel att transportera och förvara.



### X-Large vikbar

X-Large vikbar är bredare än Large-versionen. Kan användas antingen för förflyttningar över större avstånd eller för större och tyngre patient.



### Small

Immedia 2Move Small kan användas när patienten delvis är självständig med nedsatt förlighet i antingen under- eller överkroppen.



### Large, ej vikbar

Immedia 2Move Large, ej vikbar liknar Large vikbar, men kan inte vikas.

## Tillbehör



### Immedia 2Move nylonöverdrag

Överdrag med låg friktion som placeras runt skivan. Minimerar friktion och underlättar förflyttningen. Finns i tre olika storlekar. Material: Nylon, vattentät.



### Immedia 2Move Display

Smidig väggdisplay för förflyttningsskivan gör den alltid tillgänglig. Försedd med hållare för engångsöverdrag.



### Immedia 2Move engångsöverdrag

Plastöverdrag perforerat på rulle, grön. Finns i tre storlekar. Material: PE-LD

Beskrivning	B x L	Art.nr	Specifikationer
<b>Immedia 2Move förflyttningsskiva exklusive överdrag</b>	<b>(cm)</b>		<b>2Move, förflyttningsskivor</b> <b>Material:</b> Plastazote
Small	50 x 95	IM8050095	
Large, vikbar	50 x 190	IM8050190	
Large, ej vikbar	50 x 190	IM8150190	
X-Large, bred vikbar	70 x 190	IM8070190	
<b>Set - Immedia 2Move och överdrag</b>			<b>2Move överdrag</b> <b>Material:</b> nylon
Small	Inkl. IM8050095 + IM4047	IM4319	
Large	Inkl. IM8050190 + IM4048	IM4318	
Large, ej vikbar	Inkl. IM8150190 + IM4048	IM4320	
X-Large	Inkl. IM8070190 + IM4049	IM4321	
<b>Tillbehör - Immedia 2Move</b>	<b>(cm)</b>		<b>2Move, engångsöverdrag</b> <b>Material:</b> PE-LD
Överdrag Small	Vattentätt, för IM8050095	51,5 x 79	IM4047
Överdrag Large	Vattentätt, för IM8050190 + IM8150190	51,5 x 161	IM4048
Överdrag X-Large	Vattentätt, för IM8070190	71,5 x 161	IM4049
Överdrag Small	Engångs, perforerad 100 st/rulle.	60 x 100	IM4035
Överdrag Large	Engångs, perforerad 40 st/rulle.	60 x 210	IM4034
Överdrag X-Large	Engångs, 40 st.	80 x 210	IM4036
Väggdisplay	Plats för en bräda samt hållare för engångsöverdrag		IM4040
			<b>Max. brukarvikt:</b> 150 kg
			Kan torkas av med desinfektionsmedel.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)