



Etac Rex Toalettarmstöd

För trygghet nära toaletten

 **etac**[®]

Etac Rex toalettarmstöd

För en modern och stilren känsla

Passar alla badrum

Etac Rex är ett stadigt och säkert armstöd gjort för att skapa trygghet nära toaletten. Den moderna designen passar alla badrum även om ytan är begränsad. Armstöden ligger tätt mot väggen i uppfällt läge och tar inte upp onödig plats. De är dessutom konstruerade för att garantera en mjuk och smidig nedfällning. Etac Rex har material av högsta kvalitet - för att ge ett stabilt grepp och tryggt stöd där det behövs som bäst.

Stöd för just dig

Rex toalettarmstöd finns i tre olika längder och har varianter med eller utan stödben. Välj längd beroende på badrum, toalett och det personliga behovet. Stödbenet ökar den maximala brukarvikten till 150 kg.

Armstöden monteras enkelt på väggen och smälter lätt in i badrumsmiljön.



Etac Rex toalettarmstöd

| | Art. nr. |
|--------------------------------------|----------|
| Toalettarmstöd Rex 60 cm | 81705010 |
| Toalettarmstöd Rex 70 cm | 81705020 |
| Toalettarmstöd Rex 70 cm med stödben | 81705030 |
| Toalettarmstöd Rex 85 cm | 81705040 |
| Toalettarmstöd Rex 85 cm med stödben | 81705050 |

Vikt

Vikt 60 cm: 2.7 kg
70 cm: 2.9 kg
85 cm: 3.3 kg
Stödben: 0.7 kg

Maximal brukarvikt

Maximal brukarvikt Etac Rex 60/70 cm: 135 kg
Etac Rex 85 cm: 100 kg
Med stödben: 150 kg

Material

Aluminium, polyuretan, ABS plast, polypropen. Stödben: Aluminium, TPE, rostfritt stål.
Färg Vit med vulkangrå detaljer

Rengöring



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pHvärde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C..

Egenskaper



Bekvämt grepp

Armstödetets triangulära form ger ett stadigt och naturligt handgrepp.



Stabil och säker

Material och konstruktion av hög kvalitet ger säkerhet när den behövs som mest. Etac Rex finns även med stödben om extra stabilitet önskas.



Enkel att rengöra

Med rena, släta ytor är armstödet både stilrent och enkelt att rengöra.



Smart design

Armstöden tar väldigt liten plats i uppfällt läge men den vinklade formen gör dem lätta att nå, få grepp om och fälla ner.



Tillbehör



Toalettpappershållare

Toalettpappershållare i rostfritt stål som fästs i armstödet.

81706001



Skruvsats

Kan användas för montering i betong, plywood eller trä.

T6S 8x80 DIN 571 A2

81706004



Förvaringskorg

Förvaringskorg i polyester/mesh som fästs i armstödet.

81706003



Lean on us. Stay Yourself.

Etac S.P.A. Collection består av Rex toalettarmstöd, Flex stödhandtag och Relax duschsits. Alla har sin unika funktion men samspelar för att ditt badrum ska vara så bekvämt, snyggt och säkert som möjligt. Och för att du ska kunna fortsätta vara dig själv. "Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar"

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se