



## Axiom for Kids

### Inspireret af børn

Axioms børnesædepude serie er designet til vores mindste brugeres unikke behov. Voksene kroppe har forskellige positioneringsbehov, kommer i forskellige former og vejer simpelthen mindre. Det er netop det, der inspirerede Axiom for Kids-serien - at give børn bedre siddeprodukter designet specifikt til dem.

NYHED



AXIOM



### Uheld sker

Vores betræk er lavet af materialer af høj kvalitet. De er holdbare, aftørbare, åndbare og nemme at rengøre. Bare tør og fortsæt din dag! Ekstra betræk følger med hver pudebestilling.

Max. brugervægt er 75 kg.



## Axiom for Kids sædepuder

Axioms sædepuder til børn er designet til at give den bedste støtte til et barns krop. Sædepuden har en siddeoverflade, der fremmer bedre nedsynkning og dermed stabilitet, er skånsom mod huden og komfortabel.



### PXSP

Positionering og beskyttelse af huden

Axiom for Kids SP er designet til at give den stabile base og støtte, barnet har brug for i hverdagen. Medial og lateral stabilitet kombineret med højere positioneringsfunktioner sikrer optimal postural støtte og stabilitet. Derudover tilføjer Axiom for Kids SP en skumbase med dobbelt densitet for ekstra beskyttelse af huden og positionering. Det bløde og smidige topskumlag øger nedsynkningen og giver en bredere base af støtte til Trochanterne. Det andet lag skum giver optimal strukturel støtte. SP inkorporerer også Axiom-puders videnskabsbaserede, konturformede design, der ændrer sig med pudens bredde, såvel som de overfladespændingsreducerende sekskantede funktioner, der er eksklusive for Axiom-pudefamilien.



## Mål og bestilling

Axiom sædepude SP m. ekstra betræk	Varenr.	HMI-nr.
B: 25,5 X D: 28 cm	KIPXSP1011BLK	141153
B: 28 X D: 30,5 cm	KIPXSP1112BLK	141270
B: 30,5 X D: 33 cm	KIPXSP1213BLK	141273
B: 33 X D: 35,5 cm	KIPXSP1314BLK	141276
B: 35,5 X D: 38 cm	KIPXSP1415BLK	141279
B: 35 X D: 43 cm	KIPXSP1517BLK	141390

### Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk