



Produktark

Aparto Brevo Server – arbeids- og avlastningsbord



NB: Bildet over viser høy variant fra 82 - 112 cm. Tilbud modell måler 63 - 83 cm.



Aparto brevo server

Praktisk arbeids- og avlastningsbord med smalt og lavt understell som gjør det enkelt å komme innunder med rullestol og stol.

Bordflaten er delt i to der den faste flaten måler 45 x 43 cm. Den uttrekkbare bordflaten måler 60 x 41.

Totalt måler bordflatene 111 x 43 cm.

Bordet er trinnløst høyderegulerbart fra 63-83 cm.

To av hjulene er låsbare, og hjul/ben er innenfor bordplaten.

Spisebrettet er utformet med avrundede hjørner og en praktisk stoppliste. Aparto er et robust bord med topplate i slitesterkt høytrykkaminat.

Ved rengjøring er det enkelt å demontere spisebrettet slik at man får tilgang til hele flaten. Her kreves ingen verktøy.

Beskrivelse	Størrelse (BxDxH)	Art. nr.	Tekniske spesifikasjoner	
Aparto Brevo Server	63 x 43 x 63 cm	ST300007BLO	Høyde (justerbar fra-til)	63-83 cm
			Størrelse bordflate (total)	111 x 43 mm
			Dimensjoner fast bordplate	45 x 43 mm
			Dimensjoner uttrekkbar del (B x D)	60 x 41 mm
			Maks vektbelastning på bord	15 kg
			Brems med lås	På to hjul