



## R82 Chilla

Chilla er designet til udflugter

R82 Chilla er en klapvogn skabt til at give dit barn en sikker og behagelig siddestilling, hver gang du skal transportere dit barn udenfor. Chilla-sædet kan både vende fremad og bagud, så barnet kan se sine omgivelser eller have trygheden ved at kunne se sine forældre.

Klapvognen kan nemt foldes sammen med sædet monteret, hvilket gør det nemt for travle forældre. Alternativt, hvis pladsen er begrænset, kan stellet og sædet hver især foldes sammen, hvilket giver dig endnu mere fleksibilitet.

Chilla har justerbar affjedring på stellet. Affjedringen giver flere fordele, da det forbedrer klapvognens stabilitet, når den bevæger sig hen over terrænet, og hjælper med at absorbere vibrationer og stød. Det giver ikke mindst en behagelig og stabil tur for barnet.



NYHED

R82



Grå



Blå\*\*




Rød\*\*



Pink\*/\*\*

\*Pink er kun tilgængelig i str. 1.


\*\*Blå, pink og rød: længere leveringstid må påregnes




Justerbar affjedring



Skræddersyet støtte og plads til at vokse



Stort udvalg af tilbehør for komfort og sikkerhed



Justerbar uden værktøj til hverdagsbrug

## Egenskaber

Chilla er et oplagt valg til en række forskellige udendørs familieudflugter og aktiviteter. Der er udviklet en række forskellige funktioner til klapvognen for at gøre det muligt for hvert barn at få skræddersyet støtte.



## Mål og bestilling

Mål		Str. 1	Str. 2
	Effektiv sædebredde	330 mm	380 mm
	Effektiv sædedybde	180-340 mm	240-420 mm
	Ryghøjde med hovedstøttelede	505-665 mm	620-810 mm
	Ryghøjde uden hovedstøttelede	365-525 mm	420-610 mm
	Max. brugervægt	43 kg	60 kg

Find flere mål på [etac.dk](http://etac.dk)

Bestilling	Varenr.	HMI-nr.
Chilla stel str. 1	3188111110	140875
Chilla stel str. 2	3188121110	140879
Chilla sæde str. 1	31881012	140866
Chilla sæde str. 2	31881022	140873

Chilla leveres som standard i grå med drejelige massive hjul (7" forhjul og 12" baghjul) inkl. justerbar affjedring på baghjul.

### Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

**etac**®  
Creating Possibilities