



Ki Rogue²

Ein leichter und starrer Rollstuhl

Rogue²



Entdecken Sie Ihr Limit... Und gehen Sie über sie hinaus.

Der Stil und das herausragende Design des Rogue² bieten die perfekte Balance aus Leistung, Funktionalität und Selbstdarstellung. Entwickelt mit einer Starrheit und Reaktionsfreudigkeit, die zu allen Lebensstilen passt und gleichzeitig ein optimales Fahrerlebnis bietet, wo immer Sie auch sind.

Stärke und Langlebigkeit, kombiniert mit dem richtigen Maß an Anpassungsfähigkeit, maximieren Ihre Effizienz auf Dauer. Mit dem Rogue² können Sie Ihr Limit entdecken und darüber hinaus gehen.



Kompakt und leicht

Rogue² ist kompakt und leicht für einfache Transfers. Das Rahmendesign sorgt für einen reibungslosen Transfer beim Einstieg in ein Fahrzeug und den zusätzlichen Platz, der in kompakten Fahrzeugen benötigt wird.



Perfekt angepasst. Und perfekt passend.

Der Rogue² ist einfach einzustellen und der perfekte Rollstuhl für neue bis hin zu sehr aktiven Nutzern. Er ist so konstruiert, dass er perfekt für Ihren ersten oder nächsten Rollstuhl passt. Wählen Sie aus mehreren Rahmentypen, Lenkrollen- und Hebegurtpositionen für die perfekte Passform.

Dank der vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten lässt sich der Rogue² jederzeit und überall an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Eigenschaften



Design der Flügel

Das optimierte Flügeldesign bringt den Nutzer näher an Gegenstände heran und ermöglicht so kürzere Transfers und eine bessere Reichweite.



Indexierte Gestaltung

Mit der präzise ausgerichteten "Dimple Track" lässt sich der Schwerpunkt mühelos verlagern. Die indexierte hintere Sitzhöhenverstellung erfordert keine Demontage.



Design der Rückenlehne

Mit einem Werkzeug (ohne Demontage) können Sie den Winkel der Rückenlehne ändern, während der Nutzer im Rollstuhl sitzt. Entspannen Sie sich oder passen Sie die Kleidung der im Sitz befindlichen Person mit mehreren entspannten Positionen an.

Optionen



Kippschutz

Rahmen
Verjüngung

Fußstützen



Seitenführungen



Bremsen



Armlehnen



Transportbeschläge

Besuchen Sie etac.de oder kimobility.com für weitere Optionen, Farben und Zubehör.

Spezifikationen

Rogue²

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Gewicht beim Transport | 4,8 kg* |
| Sitzbreite | 30 - 51 cm |
| Sitztiefe | 36 - 51 cm |
| Sitzhöhe vorne | 34 - 52 cm |
| Sitzhöhe hinten | 34 - 51 cm |
| Sturzwinkel | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° |
| Größe der Rohre | 3,5 cm |
| Max. Belastbarkeit | 124,7 kg |
| Für den Transport zugelassen | Ja |

*Gewicht berechnet auf der Grundlage von:

16" x 16" Rahmen, kurze Rückenlehnenhöhe, 4" Poly-Rollen, offene Fußstützen. Hintere Räder entfernt.

Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities