



SitAssist Pro

Dispositif d'aide au positionnement assis ou couché assisté par air

Le SitAssist Pro est un dispositif médical qui aide les patients à s'asseoir ou à s'allonger pendant les procédures de diagnostic.

Simple d'utilisation, le SitAssist Pro améliore le quotidien des soignants et le confort des patients. Radiotransparent et doté d'une valve de dégonflage rapide, ce dispositif n'interfère pas avec les résultats d'imagerie médicale.

Le SitAssist Pro est donc parfaitement compatible et adapté aux hôpitaux, aux établissements de soins de longue durée et aux centres de diagnostic.



Design étroit

Son design étroit facilite son intégration avec les équipements utilisés.



Tablier anti-glisse

Pour une meilleure stabilisation du patient lors du positionnement (Assis/coucher).



Sécurisation

Le débit d'air réglable et la valve d'urgence assurent confort et sécurité du patient pendant le gonflage et le dégonflage.



Radiotransparence et Compatibilité IRM

Le dispositif est compatible avec les examens IRM et n'interfère pas avec les résultats d'imagerie médicale.



Produit

Dispositif de positionnement SitAssist Pro

Numéro d'article

SAP-200

Instructions de nettoyage



Spécifications du produit

Matériau :	210D Nylon Tarpaulin : 0.13mm Clear Ether ; TPU double laminé Sans latex
Construction:	Soudé par radiofréquence
Largeur :	121 cm
Longueur (avec tablier) :	136 cm
Poids maximal de l'utilisateur :	272 kg

Nettoyez/désinfectez le produit à l'aide d'un produit de nettoyage standard non abrasif dont le pH est compris entre 5 et 9, ou à l'aide d'une solution désinfectante à 70 %.

Pour connaître l'usage prévu des produits et obtenir les dernières informations, veuillez consulter le site www.etac.com.

Etac

- +33 03 74 09 77 68
- info.france@etac.com / sav.france@etac.com
- www.etac.com