



Veilig en comfortabel onderweg met de Stingray i-Light

Wil je je kind op de veiligste manier vervoeren, volgens de nieuwste normen? De Stingray i-Light is een betrouwbare oplossing. Deze nieuwe autostoel voldoet aan de nieuwste, verplichte R129/04 richtlijn, wat betekent dat het dezelfde veiligheid biedt als reguliere autostoelen.

Maximale bescherming

Autostoelen met de R129/04 markering bieden verbeterde hoofd- en nekbescherming en zijn nu ook getest op zijwaartse botsingen, iets wat voorheen niet verplicht was. Zo ben je verzekerd van maximale veiligheid voor je kind.

De juiste maat en ondersteuning

De Stingray i-Light heeft verstelbare zitkuipen die in vier maten beschikbaar zijn en verschillende positioneringsopties bieden. Er is altijd een passende maat en optimale ondersteuning voor je kind. Met (optionele) wigkussens kun je de stoel achterover kantelen, zodat de zwaartekracht 'helpt' om de houding van je kind te behouden tijdens de autorit.

Makkelijk in gebruik en lichtgewicht

Dankzij de afneembare zitkuip en de lichte aluminium Isofix-basis is de Stingray i-Light eenvoudig in en uit de auto te plaatsen. Hierdoor is het autostoeltje ideaal voor gebruik in meerdere auto's en makkelijk te monteren en demonteren.



De zitkuip is los te koppelen van de aluminium Isofix-basis

Stingray i-Light

Kenmerken:

- ✓ Goedgekeurd volgens de verplichte en nieuwste R129/04 richtlijn
- ✓ Officieel certificaat met nummer: 040315S
- ✓ Net zo veilig als goedgekeurde reguliere autostoelen



Maatvoering:

	Maat 1	Maat 2	Maat 3	Maat 4
Zitbreedte (ZB):	20-22 cm*	22-25 cm*	23-30 cm*	30-38 cm*
Zitdiepte (ZD):	17-24 cm	21-28 cm	27-34 cm	29-36 cm
Rughoogte:	49 cm	51 cm	55 cm	56 cm
Kantelverstelling **:	7° / 10°	7° / 10°	7° / 10°	7° / 10°
Framebreedte (B):	44 cm	44 cm	51 cm	51 cm
Maximaal gebruikersgewicht:	19 kg	19 kg	36 kg	36 kg
Lengte van kind:	76-87 cm	87-105 cm	105-125 cm	125 -150 cm
Gewicht zitunit:	14 kg	14 kg	15 kg	15 kg
Gewicht base:	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg

* Met bekkensteunen ** Met extern wigkussen

Kijk voor meer informatie op www.etac.nl

Etac

- 0513 681 686
- contact.nl@etac.com
- www.etac.nl

etac[®]
Creating Possibilities