



Etac Hygiejne

 **etac**[®]
Skaber muligheder




Etac Hygiejne – Diskret og funktionelt design

For Etac er målet, at ethvert menneske uanset fysiske forudsætninger, skal have frihed til at skabe sin egen tilværelse og hverdag på sine egne vilkår.

Dette gør sig også gældende for intime situationer som for eksempel personlig hygiejne.

Vi laver hygiejne hjælpemidler, der er designet med henblik på funktionalitet og komfort for såvel bruger som hjælper. Etac hygiejne produkter er af høj kvalitet og med gennemtænkte detaljer, som gør forskellen i det daglige liv.



Indhold

I baderummet

Etac Relax	4
Easy	6
Fresh badebræt	8
Edge badetaburet	10
Swift badetaburet	12

På toilettet

Swift fritstående toiletstol	14
Swift fritstående toiletforhøjer	16
Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer	18
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer	20
Cloo fastmonteret toiletforhøjer	22
Supporter toiletarm læn	24
OptimaL toiletstøtte	26
Handy støttehåndtag	27

Mobile bade- og toiletstole

Clean bade- og toiletstol	28
Mobil Tip bade- og toiletstol med kipfunktion	32
Swift Mobil højdejusterbar bade- og toiletstol	36
Swift Mobil Tilt bade- og toiletstol med tiltfunktion	38
Swift Mobil 24" mobil bade- og toiletstol med drivhjul	40
- Tilbehør til Swift Mobil Serien	42

Øvrige produkter

43

Hygiejne - småhjælpemidler

Toiletpapirtang	43
Beauty Serien	44
Tåvasker	44
Fodbørstesandal	45
Neglebørste og neglefil	45
Protesetandbørste	45
Hårvaskbakker	46
Pincettang, neglesakse og -klippere	46
Badebukser	47

Etac Relax brusebadestol




Etac Relax er en stilren og smart vægmonteret brusebadestol. Det innovative design og det unikke materialevalg sikrer funktionaliteten. Opslået tager stolen næsten ingen plads. Formerne er afrundede og de bløde armlæn er fæstnet direkte i stolen, og nedslået tjener de også som stabile håndgreb - komfort og sikkerhed i ét!

Omsorg i detaljer

Etac Relax er udviklet med omsorg og omtanke for hver eneste detalje og formålet er, at din badeoplevelse skal blive en behagelig og tryk oplevelse. Designet er skandinavisk, minimalistisk og komfortabelt. Stolen er funktionel og sikker i anvendelse, men formgivet så den ikke forstyrrer et pænt baderum. Det er også trygt at vide, at Etac Relax er testet og godkendt efter de skrappe krav, som stilles i det europæiske direktiv.

Enkel at tilpasse dine behov

Relax brusebadestol kan let tilpasses dine behov ved hjælp af forskelligt tilbehør, f.eks. rygpude, armlæn og støtteben. Du sidder godt på en Relax takket være den ergonomiske udformning. Det er behageligt at læne sig tilbage mod den varmereflektende rygpude, frem for en kold flisevæg. Du vil opleve tryk i det sikre greb du får fra armlænene, som kan slås op. Du kan få yderligere stabilitet med støtteben, hvis det er dit behov.



Teknisk information Etac Relax

Bredde	40 cm
Bredde inkl. armlæn	53 cm
Dybde nedslået / dybde opslået (uden tilbehør)	45 cm / 8 cm
Farve	Hvid

Maksimal brugervægt

Uden støtteben	125 kg
Med støtteben	150 kg

Materiale

Sæde:	Polypropylen
Armlæn:	Polypropylen og TPE
Ben:	aluminium og rustfri stål
Dupsko:	TPE

Rengøring

Benyt opløsningsfrie rengøringsmidler med pH mellem 5-9.

Vask og tør efter.



Etac Relax brusebadestol



Etac Relax brusebadestol med støtteben



Etac Relax brusebadestol med armlæn og rygpude



Etac Relax brusebadestol med støtteben og armlæn



Etac Relax brusebadestol med støtteben, armlæn og rygpude

Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
Etac Relax brusebadestol	83888	81703010
~ med armlæn	83889	81703020
~ med støtteben	83894	81703030
~ med armlæn og rygpude	83895	81703060
~ med armlæn og støtteben	83896	81703040
~ med armlæn, rygpude & støtteben	83897	81703050
Tilbehør		
Rygpude		81704060
Armlæn		81704040
Støtteben		81704050

Egenskaber


- Armlæn med sikkert greb
- Kompakt og pladsbesparende
- Enkel at tilpasse
- Kun tre skruer i væggen

Easy badetaburet

Easy er en lille taburet, som indgår i Swift bade- og toiletstolserie. En komfortabel og enkel taburet som også leveres i en udgave med drejeligt sæde. De højderegulerbare ben kan enkelt justeres og dupskoene tilpasser sig efter gulvets overflade. Easy er udført i et rengøringsvenligt design med afrundede kanter.



Dupskoene giver et godt greb, og sikrer stabiliteten




Højderegulerbar uden brug af værktøj



Blødt og drejeligt sæde

Teknisk information Easy badetaburet

Sædebredde	Omkreds på 40 cm
Højderegulerbar	42,0 - 57,0 cm
Vægt	2,75 kg
Materiale	Polypropen og aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	150 kg



Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
Easy badetaburet med drejeskive	73514	81901050
Easy badetaburet, grå	73518	81901010
Tilbehør		
Blødt sæde (kun til 81901010)		80209501

Fresh badebræt

Fresh badebræt er nemt at tilpasse det enkelte badekar ved hjælp af praktiske kantstop, som fastgøres mod badekarrets inderside uden brug af værktøj. Overfladen er forsynet med et skridsikkert mønster samt huller, så vandet kan løbe af.

Håndtaget (tilbehør) har en praktisk udformning og øger brugerens sikkerhed.



Egenskaber

- Forsynet med skridsikkert mønster samt huller
- Nemt at tilpasse
- Lettere ind- og udstigning af badekar





Fresh her vist med tilbehør



Teknisk information Fresh badebræt

Længde	69,0 eller 74,0 cm
Bredde	27,0 - 36,0 cm
Højde	4 cm (eksl. kantstop)
Vægt	1,9 eller 2,0 kg
Materiale	Polypropen / Kantstop: Polypropen med TPE-overflade
Max brugervægt	150 kg



Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
Fresh badebræt - 69,0 cm	20616	81600011
Fresh badebræt - 74,0 cm	20617	81600021
Tilbehør:		
Støtthåndtag - orange. One size		81600040



Fresh her vist med tilbehør


Edge badetaburet

Edge er en lille badetaburet, som indgår i Swift bade- og toiletstolserie. En af de bedste egenskaber ved Edge er, at den optager minimal plads i f.eks. brusekabinen. Det skridsikre trekantede sæde gør det lettere for brugeren at rejse sig fra taburetten. Edge er udført i et rengøringsvenligt design med afrundede kanter.



Teknisk information Edge badetaburet

Totalbredde	52,0 cm
Sædebredde	45,0 cm
Højdejusterbar	42,0 - 57,0 cm
Vægt	2,6 kg
Materiale	Polypropen og aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	130 kg



Egenskaber

- Enkelt design
- Funktionel
- Højdejusterbar



Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
Edge badetaburet	44468	81801010
Reservedel:		
Dupsko, sæt af 3 stk. One size		84005063

Swift badetaburet

Swift er en diskret og funktionel badetaburet, som ved hjælp af tilbehøret kan ændres til mange varianter. Montering er yderst enkel og det er nemt at ændre badetabureten til en komplet badestol uden brug af værktøj. Swift er konstrueret, så den let tilpasser sig niveauforskelle. Overfladen på sæde, ryg- og armlæn er med skridsikkert mønster.



Badetaburet


Med armlæn

Med ryg

Med ryg og armlæn

Teknisk information Swift badetaburet

Bredde, total med armlæn	56,0 cm
Højde, total med ryglæn	80,0 - 95,0 cm
Dybde, total med ryglæn	50,0 cm
Sæde	B 54,0 - D 41,0 cm
Sædehøjde, regulerbar	42,0 - 57,0 cm
Bredde mellem armlæn	45,0 cm
Vægt, badetaburet	3,10 kg
Vægt, badetaburet med armlæn	3,90 kg
Vægt, badetaburet med armlæn og ryg	4,70 kg
Materiale	Polypropen / aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	130 kg



Egenskaber

- Skridsikkert mønster
- Funktionel og enkel
- 1 Badetaburet, 8 varianter
- Lav vægt

	Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
	Swift badetaburet	30131	81701410
	Swift badetaburet m/arm læn	30139	81701420
Reservedele			
	Ben, sæt af 4 stk.		84005062
	Dupsko, sæt af 4 stk.		84005063

Tilbehør

 <p>Armlæn, par Beskrivelse One size Varenr. 84005074</p>	 <p>Ryg Beskrivelse One size Varenr. 84005069</p>	 <p>Sæbeskål / bruseholder Beskrivelse One size Varenr. 80209266</p>
 <p>Blød rygpude Beskrivelse One size Varenr. 84005072</p>	 <p>Blød sædepude Beskrivelse One size Varenr. 84005073</p>	


Swift fritstående toiletstol


Swift fritstående toiletstol er en enkel og funktionel toiletstol, som med sit diskrete design kan indgå som en naturlig del af indretningen i f.eks. et soveværelse. Swift toiletstol er højderegulerbar, hvilket gør det lettere for brugeren selv at sætte sig og rejse sig.



Teknisk information Swift fritstående toiletstol

Bredde, total med armlæn	56,0 cm
Sædebredde	54,0 cm
Bredde, mellem armlæn	45,0 cm
Sædehøjde, regulerbar	42,0 - 57,0 cm
Sædeåbning, Bredden, målt foroven / målt forned	21,5 / 18,5 cm
Sædeåbning, Dybden, målt foroven / målt forned	30,0 / 23,0 cm
Bækken, højde	18,0 cm
Vægt	5,4 kg
Materiale	Polypropen / aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	130,0 kg



	Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
	Swift fritstående toiletstol leveres som standard med bækken, bækkenlåg, ryg- og sædepude	44430	81702030

Tilbehør



Sæbeskål/lågholder

Beskrivelse	Varenr.
One size	80209266

Egenskaber

- Diskret design
- Stabil toiletstol
- Højderegulerbar
- Lav vægt

Reserve dele



Armlæn, par	Varenr.
Beskrivelse	84005074
One size	



Ryglæn	Varenr.
Beskrivelse	84005069
One size	



Bækken	Varenr.
Beskrivelse	84005066
Bækken	
Låg med håndtag	84005067



Pude til ryg, 1 cm polster	Varenr.
Beskrivelse	84005065
One size	



Sædepude, 2 cm polster	Varenr.
Beskrivelse	84005064
One size	



Ben og dupsko	Varenr.
Beskrivelse	84005062
Ben, 4 stk.	
Dupsko, 4 stk.	84005063


Swift fritstående toiletforhøjer

Swift fritstående toiletforhøjer er udviklet og designet til brugere, som har behov for en forhøjer over toilettet. Den har et enkelt design og den er let at højdeindstille uden brug af værktøj. På Swift fritstående toiletforhøjer giver armlænen god støtte til brugeren. Med en vægt på kun 3,9 kg er toiletforhøjeren let at placere over toilettet og flytte derfra igen. Swift toiletforhøjer er udført i et rustfrit og rengøringsvenligt materiale.



Teknisk information Swift fritstående toiletforhøjer


Bredde, total med armlæn	56,0 cm
Højde, total med ryglæn	80,0 - 95,0 cm
Dybde, total med ryglæn	47,0 - 50,0 cm
Sæde	B 54,0 - D 41,0 cm
Sædehøjde, regulerbar	42,0 - 57,0 cm
Bredde mellem armlæn	45,0 cm
Vægt, badetaburet	3,10 kg
Vægt, badetaburet med armlæn	3,90 kg
Vægt, badetaburet med armlæn og ryg	4,70 kg
Materiale	Polypropen / aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	130 kg



Egenskaber

- Stabil og sikker
- Skridsikre dupsko
- Lav vægt



	Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
		Swift fritstående toiletforhøjer	44429

Tilbehør



Sæbeskål/lågholder

Beskrivelse One size
Varenr. 80209266



Bækken

Beskrivelse Bækken
Låg med håndtag
Varenr. 84005066
84005067

Reservedele



Armlæn, par

Beskrivelse One size
Varenr. 84005074




Dupsko

Beskrivelse Dupsko, 4 stk.
Varenr. 84005063


Hi-LOO løstmonteret toiletforhøjer

Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer er en stabil og funktionel toiletforhøjer. Det almindelige toiletsæde med låg løftes blot og skal ikke afmonteres. Efter justering sidder Hi-Loo sikkert og stabilt på toiletkummen og er klar til brug. Toiletforhøjer er nem at afmontere og overfladen er let at rengøre.



Egenskaber


- Stabil og funktionel
- Rengøringsvenlig
- Nem montering/afmontering
- Lav vægt



Hi-Loo er nem at tilpasse til de fleste toiletkummer ved hjælp af enkle justerbare kantstop.

Teknisk information Hi-Loo

Højde	6,0 eller 10,0 cm
Sædeåbning, bredde målt forned	19,0 cm
Sædeåbning, dybde målt forned	27,0 cm
Vægt	1,1 kg og 1,5 kg
Materiale	Polypropen / polyethylen / Kantstop: ABS/PC
Maks. brugervægt	150 kg



Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer - 6 cm	12486	80301065
Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer - 10 cm	12488	80301105

Hi-LOO fastmonteret toiletforhøjer

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer er en stabil og funktionel toiletforhøjer, som er med til at sikre en tryk og sikker forflytning til og fra toilettet. Det ergonomiske sæde har udskæring til personlig hygiejne. Hi-Loo har enkle former og en glat overflade, hvilket gør den let at rengøre. Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.







Med den nye forbedrede snap-funktion, monterer man hurtigt og enkelt Hi-Loo sædet. En kliklyd sikrer, at sædet er korrekt monteret. For at fjerne sædet, skal man blot trække i de to orange knapper og derefter løfte sædet af.

Egenskaber

- Fås med eller uden armlæn
- Stabil og funktionel i diskret design
- Nem montering/afmontering
- Rengøringsvenlig

Teknisk information Hi-Loo

Højde	6,0 eller 10,0 cm
Højde, skråtstillet med armlæn	For: 6,0 cm - Bag: 10,0 cm
Vægt uden armlæn	2,4 kg eller 3,0 kg
Vægt med armlæn	4,9 kg eller 5,8 kg
Vægt skråtstillet med armlæn	4,9 kg
Højde (fra sæde til overkant af armlæn)	23,0 cm
Bredde (fra sæde til yderkant af armlæn)	12,0 cm
Bredde (ydermål armlæn) / (mellem armlæn)	60,0 cm / 49,0 cm
Sædeåbning, bredde målt forned	19,0 cm
Sædeåbning, dybde målt forned	27,0 cm
Materiale	Polypropen / aluminium / pulverlakeret stålør
Minimum afstand fra monteringshuller til cisterne	2,5 cm
Maks. brugervægt	150 kg



Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 6 cm	16093	80301106
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 10 cm	16094	80301107
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 6 cm	16095	80301316-2
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 10 cm	16096	80301317-2
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer skråtstillet med armlæn	18556	80301318-2
Tilbehør		
Tværlås, L: 60,5 cm		80303034
Toiletpapirholder, komplet		83030001




Cloo fastmonteret toiletforhøjer

Cloo er en stabil og funktionel toiletforhøjer udført i et diskret design. Toiletforhøjeren kan slås op og tillader stående brug, uden at bruger skal holde på sædet. Cloo er med sine afrundede kanter og sit ergonomisk udformede sæde rengøringsvenlig. Cloo toiletforhøjer kan indstilles i 3 forskellige højder, 6 cm, 10 cm og 14 cm. Leveres som standard indstillet til en højde på 10 cm. Når fæstebeslaget er monteret og en højde på 6 cm ønskes, fjernes blot de 4 forhøjningsklodser. Der kan altid ændres på højden uden at løsne fæstebeslaget. For at opnå en højde på 14 cm bestilles endnu et sæt 4 cm forhøjningsklodser. Cloo fås med og uden armlæn. Det er dog muligt at eftermontere armlæn på en Cloo.



Indstillingsmuligheder




Teknisk information Cloo fastmonteret toiletforhøjer

Uden armlæn

Højde over toilet 6,0 eller 10,0 eller 14,0 cm
Vægt uden armlæn 3,3 kg


Med armlæn

Højde over toilet 6,0 eller 10,0 eller 14,0 cm
Højde (fra sæde til overkant af armlæn) 21,0 cm
Bredde (fra sæde til yderkant af armlæn) 12,0 cm
Ydermål armlæn 61,5 cm
Bredde mellem armlæn 50,0 cm
Vægt med armlæn 5,7 kg
Materiale Polypropen / polymid / aluminium
Farve Hvid / grå
Maks. brugervægt 150 kg



Egenskaber

- Stabil og funktionel
- Kan leveres med og uden armlæn
- Kan indstilles i 3 højder



	Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
	Cloo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn	44519	80301214
	Cloo fastmonteret toiletforhøjer	44496	80301204

Tilbehør



Armlæn

Beskrivelse Komplet sæt
Varenr. 80301220



Forhøjningsklodser

Beskrivelse 4 stk., 4 cm
Varenr. 80301221

Supporter toiletarmlæn

Supporter er et enkelt og funktionelt toiletarmlæn, som monteres direkte på toilettet. Supporter fås i to varianter, en med fast armlæns højde og en med justerbar armlæns højde. På begge varianter er armlænen opklappelige og aftagelige. Supporter leveres med både låg og sæde og passer til de fleste toiletter. Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.



Egenskaber



- Diskret design
- Enkel og funktionel
- Med opklappelige og aftagelige armlæn




Supporter toiletarmlæn, højdeindstillelig

Teknisk information Supporter toiletarmlæn

	Standard fast armlæns højde	Standard indstillelig armlæns højde
Højde (fra sæde til overkant af armlæn)	25,0 cm	20,7 eller 27,5 eller 34,2 cm
Bredde (fra sæde til yderkant af armlæn)	12,0 cm	12,5 cm
Længde (armlæn)	41,5 cm	41,5 cm
Bredde (ydermål armlæn)	60,0 cm	62,3 eller 51,3 cm
Bredde (mellem armlæn)	49,0 cm	52,5 eller 33,7 cm
Vægt	5,0 kg	5,8 kg
Maks. brugervægt	150 kg	130 kg
Materiale	Polypropen / aluminium / pulverlakeret stålør	



	Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
	Supporter toiletarmlæn	12094	80303112-2
	Supporter toiletarmlæn, højdeindstillelig	16447	80303018-2

Tilbehør



Beslag til alarm

Beskrivelse
Komplet sæt

Varenr.
80303027



Toiletpapirholder

Beskrivelse
Komplet

Varenr.
83030001

OptimaL toiletstøtte

OptimaL er en moderne og funktionel toiletstøtte. De runde håndgreb sikrer brugeren optimal støtte ved oprejning. Armstøtten låses automatisk i opslået stilling, for at sænke armstøtten igen trækkes let i håndtaget under armstøtten. Beslaget til OptimaL fylder ikke meget og er let at montere på væggen.


Egenskaber

- Moderne og funktionel armstøtte
- Kan betjenes med en hånd
- Gør toiletbesøg nemmere



Teknisk information OptimaL toiletstøtte

Længde (armstøtte)	73,5 cm
Højde (fra gulv til armstøtte)	80,0 cm
Højde (opklappet armstøtte)	149,0 cm
Vægophæng	B 10,4 x H 11,0 cm
Vægt	3,1 kg
Materiale	Polypropen / pulverlakeret stålør
Farve	Hvid og grå
Maks. brugervægt	150 kg



Tilbehør



Toiletpapirholder

Beskrivelse	Varenr.
Komplet	83030001




Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
OptimaL toiletstøtte	43475	80303006

Handy støttehåndtag

Støtتهåndtaget Handy er designet til montering såvel inde som ude. Overfladen på støttehåndtaget har ribber i blødt materiale, som gør håndtaget sikkert at holde ved. Støtتهåndtaget fås i 4 forskellige størrelser og er udført i et rengøringsvenligt design uden skarpe kanter.


Egenskaber

- Kan monteres både inde og ude
- Behageligt og skridsikkert greb
- Rengøringsvenligt design



Teknisk information Handy støttehåndtag

Støtتهåndtag, længde, lige	30, 40 og 60 cm
Støtتهåndtag, længde, vinklet	40 cm
Bredde på støttehåndtag	3,5 cm
Omkreds på støttehåndtag	10 cm
Materiale	Hård plast med skridsikker gummi
Farve	Hvid og grå
Maks. brugervægt	160 kg




Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
Handy støttehåndtag, lige 30 cm	45119	80210040
Handy støttehåndtag, lige 40 cm	45120	80210042
Handy støttehåndtag, lige 60 cm	45133	80210044
Handy støttehåndtag, vinklet 40 cm	45121	80210046

Clean bade- og toiletstol

Clean er en stabil højdejusterbar bade- og toiletstol. Tryk, enkel og sikker for både brugere og hjælpere. Hver detalje på Clean er udformet for at lette bad og toiletbesøg for både bruger og hjælper. Sædet er helt åbent bagtil, hvilket gør intimhygiejnen nemmere. Fodpladen sidder fast på stolen og er altid tilgængelig for brugeren. Den kan let skubbes ind under stolen og Clean kan stadig køres helt ind over toilettet. Clean er i et rengøringsvenligt design uden samlinger, hvilket betyder, at der ikke står vand i rørerne. Derudover har sæde, ryg og fodstøtte en skridsikker overflade, således brugeren altid sidder sikkert og trygt. På alle 4 hjul er der bremser, som også sikrer mod drejning af hjul.

For brugere som kan og vil klare sig selv, findes Clean nu også med 24" drivhjul. Clean med drivhjul er stabil, velafbalanceret og letkørende. Brugeren sidder sikkert og bremserne er let tilgængelige og sidder ikke i vejen ved sideværtsforflytning. Tilbehørsprogrammet gør Clean meget fleksibel og nem at tilpasse den enkelte brugers behov.



Clean højdejusterbar




Clean med drivhjul



Egenskaber

- Stabil
- Bredt tilbehørsprogram
- Letkørende
- Aftagelige armlæn

Teknisk information Clean bade- og toiletstol

	Clean højdejusterbar	Clean med drivhjul
Bredde	52,0 cm	69,0 cm
Højde	101,0 - 113,5 cm	105,0 cm
Længde uden fodstøtte	58,0 cm	73,0 cm
Længde med fodstøtte	68,0 - 79,0 cm	83,0 - 94,0 cm
Sædebredde	48,0 cm	48,0 cm
Sædehøjde	47,5-60,0 cm	55,0 cm
Armlæn, bredde imellem	43,5 cm	43,5 cm
Armlænshøjde	22,0 cm	22,0 cm
Armlænslængde	36,0 cm	36,0 cm
Hjul	12,5 cm	12,5 cm (forhjul)
Frihøjde for toilet	43,5 - 55,5 cm	49,5 cm
Vægt	13,2 kg	19,0 kg
Materiale	Polypropen / polyamid / pulverlakeret stålør	Polypropen / polyamid / Pulverlakeret stålør
Farve	Hvid og grå	Hvid, grå og sort
Maks. brugervægt	130,0 kg	130,0 kg



Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
 Clean højdejusterbar bade- og toiletstol	43771	80209208
 Clean med drivhjul	29416	80209276

Tilbehør til Clean



Bækken inkl. låg
Beskrivelse Bækken inkl. låg med håndtag
Varenr. 80209255
 Låg med håndtag 80209256




Bækken og spandeholder
Beskrivelse Bækkenholder
Varenr. 80209257
 Spandeholder 80209258




Benstøtte, vinkelregulerbar
Beskrivelse Venstre
Varenr. 80209253
 Højre 80209252



Fodstøtte
Beskrivelse One size
Varenr. 80209250



Adapter til lav montering af bækkenholder
Beskrivelse One size
Varenr. 80209259



Blød ryg
Beskrivelse One size
Varenr. 80209261




Blødt sæde
Beskrivelse Åbning 20 cm
Varenr. 80209260



Sæbeskål
Beskrivelse One size
Varenr. 80209266



Blødt sæde
Beskrivelse Uden åbning
Varenr. 80209247



Tværlås
Beskrivelse One size
Varenr. 80209246



Komfort sæde
Beskrivelse Åbning 15 cm
Varenr. 80209248



Komfort sæt
Beskrivelse One size
Varenr. 80209237



Sædepude Protect
Beskrivelse Åbning 21 cm
Varenr. 80209245



Drivhjulsadapter
Beskrivelse Clean 55 cm
Varenr. 80209262



Sikkerhedsbælte
Beskrivelse One size
Varenr. 80209034



Optimal er en moderne og funktionel toiletstøtte. De runde håndgreb sikrer brugeren optimal støtte ved oprejsning. Se mere på s. 24

Mobil Tip bade- og toiletstol med kipfunktion

Mobil tip er en bade- og toiletstol med kipbar sædeenhed. Mobil Tip er velegnet til personer, der har behov for ekstra støtte eller er svære at positionere i en opret siddestilling. Fremadkipning letter ind- og udstigning. Tilbagekipning samt stropryg medfører at personer med nedsat siddende balance sidder stabilt og sikkert. Tilbagekipning og de opklappelige armlæn gør det ligeledes nemmere at foretage forflytninger med lift til og fra Mobil Tip. Mobil Tip kan trinløst tippes op til 5° fremad og op til 30° tilbage. Bemærk at det er muligt som specialløsning, at montere Mobil Tip med andre typer sæder.



Specialløsninger




Mobil Tip monteret med Swan skal.



Mobil Tip monteret med flamingo sæde.


Teknisk information Mobil Tip

Bredde	64,0 cm
Bredde (mellem armlæn)	44,5 cm
Sædebredde	48,0 cm
Sædehøjde	60,0 cm
Armlæn (bredde imellem)	43,5 cm
Armlænsøjde	22,0 cm
Armlænslængde	37,0 cm
Hjul	12,5 cm
Vægt med gaspatron	17,0 kg
Materiale	Polypropen, polyamid, pulverlakeret stålrør, aluminium, skai ryg
Farve	Hvid
Maks. brugervægt	130 kg




Egenskaber

- Tipbar sædeenhed
- Låsbare armlæn
- Lang levetid



Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
Mobil Tip med gaspatron	14100	80209017

Tilbehør til Mobil Tip



Sædepude Protect
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209245



Sæde med mindre åbning end standard
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209024




Sæde med oval åbning
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209037



Blødt sæde til sæde med oval åbning
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209039



Blødt sæde til sæde med standard åbning
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209033



Brusesæde
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209023



Komfort sæde
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209052



Blød pude med standard åbning
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209065




Blød pude, universal
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209067




Bækken
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209031



Bækkenholder
Beskrivelse Varenr.
 One Size 80209040



Bækkenholder, dyb
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209055



Bækkenlås, holder bækkenet ved tipning
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209049



Motorsæt
Beskrivelse Varenr.
 Komplet 802090451




Bredningssæt (øger ikke totalbredden)
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209053




Hemiplegiarmlæn
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209035



Ben- og lægstøtte
Beskrivelse Varenr.
 Venstre 80209001
 Højre 80209021




Fodstøtter
Beskrivelse Varenr.
 Par 80209022
 Låsbare, par 80209050



Nakkestøtte
Beskrivelse Varenr.
 Komplet 44018




Rygbånd med pude, justerbart i længden
Beskrivelse Varenr.
 Højde 19,0 cm 84001239



Ryg, skai
Beskrivelse Varenr.
 Højde 26,0 cm 44012



Sikkerhedsbælte
Beskrivelse Varenr.
 Delbar 80209034



Tværlås
Beskrivelse Varenr.
 Længde 60,5cm 80303034



Hjul med bremses
Beskrivelse Varenr.
 100 mm, par 84001229
 150 mm, par 84001226



Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer er en stabil og funktionel toiletforhøjer, som er med til at sikre en tryk og sikker forflytning til og fra toilettet. Hi-Loo har enkle former og en glat overflade, hvilket gør den let at rengøre. Se mere fra s. 16.

Swift Mobil højdejusterbar bade- og toiletstol

Swift Mobil er en højdejusterbar bade- og toiletstol med gode funktioner og indstillingsmuligheder. Det bløde ryglæn i vandafvisende nylon, de opklappelige fodstøtter og den nemme højderegulering er tre eksempler på stolens enkelthed og komfort. De opklappelige armlæn og fodstøtter letter endvidere forflytningen til og fra stolen.

Swift Mobil leveres i tre dele bestående af underdel, rygdæl samt sæde og kan samles uden brug af værktøj. Sædet er aftagelig og flere forskellige typer kan monteres. Det brede tilbehørsprogram betyder, at Swift Mobil er meget fleksibel og nem at tilpasse til den enkelte brugers behov.



Smarte armlæn

Trods armlænenes bredde er stolen bredest ved hjulfæstet, hvilket mindsker risikoen for skader på brugeren.



Behageligt ryglæn

For at opnå den bedste komfort er ryglænstoffet formbart ved hjælp af stropperne med velcro-bånd. Stoffet er let at tage af ved rengøring.





Enkel at højdejustere


Højderegulering foretages uden værktøj. Sædehøjden kan reguleres fra 45 til 60 cm. Interval mellem hullerne er 2,5 cm. Når stolen reguleres til de højeste positioner, flyttes tyngdepunktet fremad, hvilket yderligere øger sikkerheden.



Teknisk information Swift Mobil

	Standard Swift Mobil	Standard Swift Mobil 160
Bredde	58,0 cm	58,0 cm
Højde	94,0 - 109,0 cm	94,0 - 109,0 cm
Længde med fodstøtte	95,0 cm	95,0 cm
Sædebredde	49,5 cm	49,5 cm
Sædehøjde	45,0 - 60,0 cm	45,0 - 60,0 cm
Sædedybde	46,0 cm	46,0 cm
Armlæn, bredde imellem	48,0 cm	54 cm
Armlænshøjde	22,0 cm	22,0 cm
Hjul	125 mm	125 mm
Vægt	16,6 kg	16,6 kg
Materiale	Polypropen, polyamid, pulverlakeret stål	
Farve	Hvid og grå	Hvid og grå
Max. brugervægt	135 kg	160 kg



	Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
	Swift Mobil højdejusterbar bade- og toiletstol med opklappelige og vinkelregulerbare fodstøtter	50712	80209463
Swift Mobil højdejusterbar bade- og toiletstol 160 med opklappelige og vinkelregulerbare fodstøtter	55290	80209422	

Tilbehør Se s. 40

Swift Mobil Tilt bade- og toiletstol med tiltfunktion

Swift Mobil Tilt er en bade- og toiletstol med tiltbar sædeenhed. Swift Mobil Tilt er velegnet til personer, der har behov for ekstra støtte eller er svære at positionere i en opret siddestilling.

Sædeenheden er både vinkelindstillelig og højdejusterbar. Det bløde ryglæn former sig efter brugeres ryg, hvilket føles både trygt og behageligt specielt i bagudvinklet position. De opklappelige armlæn og fodstøtter letter forflytningen til og fra stolen. Tiltfunktionen reguleres med en metalbøjle placeret under hele kørebøjlen. Fordelen ved metalbøjlen er, at stolen kan vinkles både bagfra og fra siden. Det er let for hjælperen at nå bøjlen fra forskellige positioner og samtidig bevare kontakten til brugeren, når tiltfunktionen anvendes.

Det brede tilbehørsprogram betyder, at Swift Mobil Tilt er meget fleksibel og nem at tilpasse den enkeltes behov.



Balanceret tiltning

Swift Mobil Tilt med motor har en smidig, stille og trinløs tiltning. Den justerbare ryg fordeler kroppens vægt optimalt. Sammen med den anatomisk designede nakkestøtte opnås maksimal komfort. Sædeenheden kan tiltes fra +5 til 35-grader.



Behageligt ryglæn

For at opnå den bedste komfort er ryglænstoffet formbart ved hjælp af stropper med velcrobånd. Stoffet er let at tage af ved rengøring. Nakkestøtten har gode indstillingsmuligheder i højde, dybde og vinkel.



Enkel at højdejustere

Højdejustering foretages uden værktøj. Sædehøjden kan reguleres fra 50 til 65 cm. Interval mellem hullerne er 2,5 cm. Når stolen reguleres til de højeste positioner, flyttes tyngdepunktet fremad, hvilket yderligere øger sikkerheden.



Teknisk information Swift Mobil Tilt og Swift Mobil Tilt m/motor

	Swift Mobil Tilt	Swift Mobil Tilt m/motor
Bredde	58,0 cm	58,0 cm
Længde med fodstøtte	94,0 cm	104 cm
Justerbar tiltvinkel	+5 til -30°/0 til -35°	+5 til -35°
Sædebredde	49,5 cm	49,5 cm
Sædehøjde	50,0-65,0 cm	50,0-65,0 cm
Sædedybde	46,0 cm	46,0 cm
Armlæn, bredde imellem	48,0 cm	48,0 cm
Armlænshøjde	22,0 cm	22,0 cm
Hjul	12,5 cm	12,5 cm
Vægt	19,7 kg	23,6 kg
Materiale	Polypropen, polyamid, pulverlakeret stål	Polypropen, polyamid, pulverlakeret stål
Farve	Hvid og grå	Hvid og grå
Max. brugervægt	135 kg	135 kg

max 135 kg


max 297 lbs

alkali pH min 6

max 85°C 3 min

CE

Swift Mobil Tilt



	Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
	Swift Mobil Tilt bade- og toiletstol med opklappelige og vinkelregulerbare fodstøtter	50714	80209476
	Swift Mobil Tilt bade- og toiletstol m/motor med opklappelige og vinkelregulerbare fodstøtter	63503	80209493

Tilbehør Se s. 40

Swift Mobil 24" mobil bade- og toiletstol med drivhjul

Swift Mobil med drivhjul har gode funktioner og indstillingsmuligheder. Ryglænet i vandafvisende nylon, de ergonomiske udformede fodplader og den nemme højdejustering er tre eksempler på stolens enkelthed og komfort. Trods armlænenes bredde er stolen bredest ved hjulfæstet, hvilket mindsker risikoen for skader på brugeren. Sædet er aftagelig og flere forskellige typer kan monteres. For at højne genbrugsværdien, kan drivhjul af- og påmonteres, og bestilles særskilt.

Det brede tilbehørsprogram betyder, at Swift Mobil er meget fleksibel og nem at tilpasse den enkeltes behov.



Her vist med tilbehør

Smarte armlæn

Trods armlænenes bredde er stolen bredest ved hjulfæstet, hvilket mindsker risikoen for skader på brugeren.



Behageligt ryglæn

For at opnå den bedste komfort er ryglænstoffet formbart ved hjælp af stropperne med velcrobånd. Stoffet er let at tage af ved rengøring.



Enkel at højdejustere

Højdejustering foretages uden værktøj. Sædehøjden kan reguleres fra 45 til 60 cm. Når stolen reguleres til de højeste positioner, flyttes tyngdepunktet fremad, hvilket yderligere øger sikkerheden.



Teknisk information Swift Mobil 24"


Bredde	58,0 cm
Bredde	74,0 cm
Højde	94,0-109,0 cm
Længde med fodstøtte	106,0 cm
Sædebredde	49,5 cm
Sædehøjde	45,0 - 60,0 cm
Sædedybde	46,0 cm
Armlæn, bredde imellem	48,0 cm
Armlænshøjde	22,0 cm
Hjul	24"
Vægt	24,4 kg
Materiale	Polypropen, polyamid, pulverlakeret stålror
Farve	Hvid og grå
Max. brugervægt	135 kg

max 135 kg

max 297 lbs

alkali
ph
min 6

max 85°C
3 min



Her vist med tilbehør

Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
Swift Mobil med drivhjul med opklappelige og vinkelregulerbare fodstøtter	52168	80209464

Tilbehør Se s. 40

Tilbehør til Swift Mobil Serien




Blødt sæde uden åbning
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209434



Komfort sæde
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209433



Blød rygpude
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209448



Hoftebælte
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209440




Brystbælte
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209442
 Anvendes altid i kombination med hoftebælte



Tværlås
Beskrivelse Varenr.
 One size 80303034



Bredningssæt
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209444
 Øger afstanden mellem armlænen med 6 cm



Lås til armstøtte
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209445



Stænkskærm
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209430




Fodplade
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209443



Svingbare fodstøtter
Beskrivelse Varenr.
 One size 84001303




Hælrem
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209432




Ben- og lægstøtte
Beskrivelse Varenr.
 One size 8020 9437




Opklappelige fodstøtter
Beskrivelse Varenr.
 Universal 80209446



Nakkestøtte
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209447



Bækkenholder
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209257
 (Bemærk, at denne er monteret som standard)



Adapter
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209259
 Til lav montering af bækkenholder



Fæste til bækkenholder
Beskrivelse Varenr.
 Sæt 80209435
 (Bemærk, at denne er monteret som standard)



Bækken
Beskrivelse Varenr.
 Inkl. låg med håndtag 80209255
 Låg med håndtag 80209256



Drivhjulskit
Beskrivelse Varenr.
 Komplet 80209436
 OBS! Kan ikke benyttes til Swift Mobil Tilt



Tipsikring
Beskrivelse Varenr.
 Ekskl. fæste 80209438
 Inkl. fæste 80209439



Kropsstøtte
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209509



Hemiplegiarmlæn
Beskrivelse Varenr.
 One size 80209035

Øvrige produkter



Rufus badekarstol med ryglæn og udskæring

Beskrivelse Varenr.
 70 cm 81506011
 74 cm 81506012



Rufus Plus badebræt

Beskrivelse Varenr.
 L: 68 cm 81202001
 L: 73 cm 81202002

Tilbehør:
 Støttehåndtag Orange. One Size 81600040

Her vist med tilbehør



Rufus sammenklappelig badestol med rygbånd

Beskrivelse Varenr.
 One size 81208013



Rufus Plus badestol

Beskrivelse Varenr.
 One size 81208015



Stabel badeskammel

Beskrivelse Varenr.
 One size 81204002




Kaskad toiletforhøjer

Beskrivelse Varenr.
 One size 80302012


Toiletpapirtang

Med toiletpapirtangen er det muligt for mange mennesker med nedsat bevægelighed selv at klare toiletbesøgene. Tåler kogning.


Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Toiletpapirtang	L 33,0 cm	1843	80304001




Tangen åbnes og papiret anbringes mellem kæberne.



Toiletpapiret rulles løst omkring tangen, så det dækker spidsen.




Tangen føres ned mellem benene og der tørres.



Tangen åbnes og det brugte papir rystes af.

Beauty Serien

Beauty er vores prisbelønnede serie af kropshjælpemidler til personer med nedsat bevægelighed og svage muskler. Produkternes unikke kombination af god funktion, ergonomiske egenskaber og banebrydende design øger rækkevidden samtidig med, at belastningen af hænder, arme og skuldre minimeres.



Beskrivelse	Mål	Vægt	HMI-nr.	Art.nr.
1 Rygbadebørste	L 77 cm	200 g	21834	80210080
Løs vaskesvamp til rygbadebørste				80210103
2 Badebørste	L 38 cm	110 g	21527	80210076
Løs vaskesvamp til badebørste				80210103
3 Hårvasker	L 36 cm	112 g	21348	80210078
4 Lang kam	L 37 cm	90 g	21349	80210070
5 Kam	L 30 cm	80 g	21528	80210068
6 Lang hårbørste	L 37 cm	110 g	21350	80210074
7 Hårbørste	L 29 cm	100 g	21832	80210072
8 Holder til neglefil	L 11 cm	45 g	21526	80210082

Tåvasker


Både badesvampen og tåvaskeren har lange håndtag, hvilket gør det nemmere for brugeren at nå ben, fødder og ryg.



Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Tåvasker	L 71,0 cm	12748	HCAA1847
Ekstra klud til tåvasker			AL30471

Fodbørstesandal

En effektiv fodskrubber med sugekopper. Ved brug af fodbørstesandalen, er det muligt at vaske hele foden uden at skulle bukke sig ned. Samtidig kan man nyde en fodmassage i badet. Kan vaskes i opvaskemaskine ved max. 130 grader.



Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Fodbørste sandal blå	L 27,0 cm	48931	AV1709001688002

Neglebørste og neglefil

Både neglebørsten og neglefilen er med sugekopper, hvilket gør dem ideelle for især enhåndsbrugere.

Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Neglebørste	L 10,0 cm	1728	SW143950
Neglefil	9,0 cm	1734	SW143120



Protesetandbørste

Protesetandbørsten har sugekopper og er dermed specielt egnet til enhåndsbrugere.

Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Protesetandbørste med sugekopper	L 12,0 cm	36802	HC6338



Hårvaskebakke

Hårvaskebakker er en hjælp til de, der ikke selv kan klare hårvasken. Denne oppustelige model er specielt egnet til sengeliggende personer.



Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Oppusteligt hårvaskebassin	L 66,0 x B 57,0 cm	19794	HCAA1874

Badebukser

Badebuks, inkontinens

Badebuksen er til personer, der har problemer med inkontinens. Den er produceret af Helly Hansen Specialprodukter og er lavet i et 100% vandtæt materiale med neoprengummi i taljen og omkring lårene. Badebuksen produceres efter individuelle mål og kan vaskes ved 40 grader. Se bestillingsskema på vores hjemmeside.



Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
Badebuks, inkontinens, størrelse efter mål	43607	AL78110

Pincettang, neglesakse og -klippere



Disse produkter er særligt udviklet til personer med nedsat funktion i hænderne. Den vinklede saks mindsker bøjningen i håndledet, mens den selvåbnende saks mindsker bevægelsen i hånden. Negleklipperen er især egnet til enhåndsbrugere.

Pincettangen er selvåbnende og kan indstilles i grebet, så spændet mellem håndtagene mindskes.



Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Negleklipper på plade	L 10,0 cm	28237	HCAA4734
Vinklet neglesaks	L 21,0 cm	28195	HCAA6766
Neglesaks, selvåbnende	L 15,0 cm	27397	SW153030
Pincettang, selvåbnende	L 17,0 cm	27426	SW153053

Kontakt

For bestilling af produkter, kontakt venligst

Intern salg på tlf. 79 68 58 33 eller via e-mail: info@etac.dk