



HMI-nr 74379 fra hmi-basen.dk



# Etac M100

Komfortabel og enkel kørestol

 **etac**<sup>®</sup>

# Etac M100 – for enkelthedens skyld

Grundidéen med M100 er en komfortabel og enkel kørestol uden prangende træk. Stolen er beklædt med et blødt og komfortabelt ryg- og sædebetræk, der tilpasser sig kroppens naturlige form. Dette giver mulighed for en behagelig, tryk og sikker siddestilling. Sædebetrækket kan anvendes med eller uden puder. Takket være de gennemtænkte funktioner og få indstillingsmuligheder, bidrager M100 til at gøre brugerens dagligdag mere enkel og lettere. M100 har utrolige gode køreegenskaber og er tillige enkel at folde sammen ved transport.

Ryg, sædet, armlæn og fodplader er enkle at justere til brugerens behov.



Stel farve



Grå

## Tekniske data/Standard

<b>Stel</b>	Aluminium og stålør. Sammenklappelig	<b>Drivhjul</b>	24" quick release massiv/aluminiumdriving
<b>Bremser</b>	Standardbremse	<b>Forhjul</b>	150 x 30 mm
<b>Kørehåndtag</b>	Højdejusterbare	<b>Benstøtter</b>	Låsbare, aftagelige og svingbare
<b>Ryghøjde</b>	37,5 cm - 50 cm med 2,5 cm interval	<b>Fodstøtter</b>	Vinkeljusterbare og højdejusterbare med 1,5 cm interval
<b>Rygvinkel</b>	Fast	<b>Armlæn</b>	Korte
<b>Sæde</b>	Justerbar 0 og +3°. 2 forskellige sædedybder	<b>Tipsikring</b>	2 stk.
<b>Sædebetræk</b>	Fast	<b>Maks. brugervægt</b>	125 kg
<b>Rygbetræk</b>	Fast		
<b>Cambervinkel</b>	0°		





# Tilbehør



**Bremser**  
 Forlænget, højre 27233-1  
 Forlænget, venstre 27233-2



**Lægrem**  
 37,5 cm 25356  
 40-42,5 cm 25257  
 45-47,5 cm 25258  
 50 cm 25259



**Træderør**  
 Universal 50472



**Hælbånd**  
 1 stk. 24458



**Armlæn**  
 Lang, højre 27231-1  
 Lang, venstre 27231-2



**Bælte til hofteмонtering**  
 2-delt 80209440



**Benstøtte – snæver vinkel**  
 Låsbar - universal 26121-42  
 Kort, låsbar - universal 26363-42



**Fodplader**  
 Cross fodplader til 37,5 cm 25642-1/2  
 Cross fodplader til 40 cm 25643-1/2  
 Cross fodplader til 42,5 cm 25644-1/2  
 Cross fodplader til 45 cm 25645-1/2  
 Cross fodplader til 47,5 cm 25736-1/2  
 Cross fodplader til 50 cm 25646-1/2



**Benstøtte – eleverbar**  
 Inkl. lægplade - universal 26207  
 U/konsol & lægplade - universal 27148  
 Konsol t/lægplade - universal 24544-01  
 Lægplade til SB: 37,5 cm 62105-60  
 Lægplade til SB: 40-50 cm 62104-60



**Bord – anvendes på lange armlæn**  
 37,5 cm 25187  
 40 cm 24418  
 42,5 cm 25188  
 45 cm 24419  
 47,5 cm 25731  
 50 cm 24601



**Amputationsbenstøtte**  
 Universal 26205-60



**Halvbord – anvendes på lange armlæn**  
 Højre 27352-1  
 Venstre 27352-2



**Stokkeholder**  
 Dobbelt - universal 27235



**Kørebøjler – højdejusterbar**  
 37,5 cm 25579-01  
 40 cm 25580-01  
 42,5 cm 25581-01  
 45 cm 25582-01  
 47,5 cm 25730-01  
 50 cm 25583-01



### Nakkestøtte

Nakkestøtte, uden beslag 24462-60  
 Nakkestøttefæste  
 t/montering på kørebøjle 25795



### Aftagelig rygovertræk

37,5 cm 62454-60  
 40 cm 62369-60  
 42,5-45 cm 62370-60  
 47,5-50 cm 62371-60



### Forhjul

5" Forhjul, allround (125x30 mm) 24522  
 8" Forhjul, allround (200x35 mm) 25665  
 8" Forhjul, allround (200x50 mm) 25927

### Drivhjul og tilbehør

20" Drivhjul, Pur, Alu drivring  
 OBS: uden QR-aksel 82486  
 22" Drivhjul, Pur, Alu drivring  
 OBS: uden QR-aksel 82485  
 QR-aksel, Stål Nav 82483

### Forgafler

Forgaffel, kort 27125-01  
 Forgaffel, standard 27126-42

## Mål og vægt



Bredde	Vare nr.	HMI-nr.	Sædedybde fra rygrør	Sædehøjde fortil	Ryghøjde	Sædebredde	Transport bredde	Vægt
37.5 cm	13400103	74379	kort 40 cm	38-52,5 cm	40 cm	kort 37,5 cm	24 cm	15,7 kg
37.5 cm	13400104	77546	lang 46 cm	38-52,5 cm	40 cm	lang 37,5 cm	24 cm	15,9 kg
40 cm	13400105	77541	kort 40 cm	38-52,5 cm	40 cm	kort 40 cm	24 cm	15,8 kg
40 cm	13400106	77547	lang 46 cm	38-52,5 cm	40 cm	lang 40 cm	24 cm	16 kg
42.5 cm	13400107	77542	kort 40 cm	38-52,5 cm	40 cm	kort 42,5 cm	24 cm	15,9 kg
42.5 cm	13400108	77548	lang 46 cm	38-52,5 cm	40 cm	lang 42,5 cm	24 cm	16,1 kg
45 cm	13400109	77543	kort 40 cm	38-52,5 cm	40 cm	kort 45 cm	24 cm	16,0 kg
45 cm	13400110	77549	lang 46 cm	38-52,5 cm	40 cm	lang 45 cm	24 cm	16,2 kg
47.5 cm	13400111	77544	kort 40 cm	38-52,5 cm	40 cm	kort 47,5 cm	24 cm	16,1 kg
47.5 cm	13400112	77550	lang 46 cm	38-52,5 cm	40 cm	lang 47,5 cm	24 cm	16,3 kg
50 cm	13400113	77545	kort 40 cm	38-52,5 cm	40 cm	kort 50 cm	24 cm	16,2 kg
50 cm	13400114	77551	lang 46 cm	38-52,5 cm	40 cm	lang 50 cm	24 cm	16,4 kg

Mål og vægt er angivet ved kørestole med 24" drivhjul/aluminium drivring, benstøtter og træderør.

Sædehøjden fortil er målt fra sæderørets overside med 3° bagud tiltet sæde, ryghøjden er målt fra toppen af sædet og sædedybden er målt fra rygrøret.

Dimensions and tolerance +/- 2%..