

» = livraison rapide

Janvier 2025

Caractéristiques

Penguin	Orca
Soutien position assise/allongée pour baignoire	Baignoire déplaçable
Léger	Hauteur réglable
Bon soutien/sûr	Châssis démontable


Fourni par défaut avec

Penguin	Orca
Pommeau réglable	Roulettes
Ventouses	Butée en caoutchouc et flexible d'évacuation en deux parties
	Porte-savon
	Pieds à hauteur réglable

Dimensions

	Penguin
Largeur, dimensions intérieures (W)	33 cm
Largeur, la plus petite (I)	16 cm
Longueur, dimensions intérieures (L)	80 cm
Hauteur, dimensions intérieures (H)	26 cm
Longueur (dessus du pommeau)	56-72 cm
Poids maximal de l'utilisateur	20 kg

	Orca
Hauteur de travail, réglable (H)	94-115 cm
Largeur, châssis (B)	55 cm
Longueur, châssis (L)	111 cm
Hauteur de baignoire, intérieur (HB)	29 cm
Largeur de baignoire, intérieur, fond	40 cm
Largeur de baignoire, intérieur, dessus (BB)	47 cm
Longueur de baignoire, intérieur, fond	86 cm
Longueur de baignoire, intérieur, dessus (LB)	103 cm
Poids total	16 kg
Poids maximal de l'utilisateur	50 kg
Poids maximal	120 kg



	Description	Référence	Prix
	» <input type="checkbox"/> Penguin	87702	470,00
	» <input type="checkbox"/> Housse en néoprène pour support d'appui-tête	NLSW035	190,00
	» <input type="checkbox"/> Orca	87550	1.530,00
	» <input type="checkbox"/> Siège de bain Flamingo, rembourrage inclus, taille 1	880101	752,00
	» <input type="checkbox"/> Siège de bain Flamingo, rembourrage inclus, taille 2	880102	752,00
	Pour le siège de bain, toujours commander des ventouses séparément. Pour autres accessoires, voir liste de prix Flamingo.		
	» <input type="checkbox"/> Ventouses pour siège de bain (4 pièces) pour siège de bain tailles 1 et 2	880150	185,00

Tous les prix sont hors TVA, sauf indication contraire changement de prix réservés